

ORIMED®

Jeśli cenisz komfort pracy

CHIRURGIA I MIKROCHIRURGIA OGÓLNA
SURGERY AND MICROSURGERY

CHIRURGIA OKULISTYCZNA
EYE SURGERY

CHIRURGIA LARYNGOLOGICZNA
LARYNGOLOGY SURGERY

CHIRURGIA KOSTNA
BONE SURGERY

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA
MAXILLOFACIAL SURGERY

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
CONSERVATIVE DENTISTRY

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA
DENTAL PROSTHETICS

ORTODONCJA
ORTHODONTICS

POJEMNIKI, KASETY, TACKI
CONTAINERS, CASSETTES, TRAYS

WETERYNARIA
VETERINARY MEDICINE



O firmie

Szanowni Państwo,

ORIMED to polska firma działająca od 2009 roku, specjalizująca się w dystrybucji wysokiej jakości instrumentów medycznych. Dzięki współpracy z hurtowniami w kraju i za granicą, wyroby medyczne marki ORIMED, trafiają do gabinetów stomatologicznych, klinik i szpitali w całej Europie.

Lista krajowych i zagranicznych Dystrybutorów dostępna jest na stronie www.orimed.pl.

Firma ORIMED prowadzi dwa sklepy internetowe:

- sklep.orimed.pl - dedykowany medycynie ludzkiej,
- ori-vet.pl - skierowany do medycyny weterynaryjnej.

W siedzibie firmy w Osiecku znajduje się sklep stacjonarny oraz serwis narzędzi ORIMED.

Oferta ORIMED obejmuje szeroki wybór instrumentów medycznych, wykorzystywanych w zabiegach i operacjach z zakresu:

- chirurgii i mikrochirurgii ogólnej, szczególnie-twarzowej, okulistycznej, laryngologicznej, ortopedycznej,
- implantologii stomatologicznej,
- protetyki stomatologicznej, ortodoncji i stomatologii zachowawczej,
- weterynarii.

Zapraszamy do współpracy Specjalistów, którzy poszukują sprawdzonych i precyzyjnych narzędzi medycznych.

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.orimed.pl

Z poważaniem

Martyna Jakubiak-Świrski

Kontakt

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Serdecznie zapraszamy Gabinety i Przychodnie do zakupów w naszych sklepach internetowych: sklep.orimed.pl oraz ori-vet.pl

tel.: +48 256857125

tel.: +48 502274647

e-mail: orimed@orimed.pl

SPRZEDAŻ HURTOWA

Serdecznie zapraszamy Hurtownie i Sklepy do nawiązania współpracy handlowej.

tel.: +48 256814151

tel.: +48 517433329

tel.: +48 509664396

e-mail: hurt@orimed.pl

EKSPORT

e-mail: export@orimed.pl

SERWIS

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny instrumentów ORIMED.

tel.: +48 502274647

e-mail: serwis@orimed.pl

GWARANCJA

Narzędzia stalowe ORIMED objęte są 24 miesięczną gwarancją oraz 12 miesięcznym ubezpieczeniem. Ogólne warunki gwarancji i ubezpieczenia dla narzędzi stalowych znajdują się na stronie internetowej www.orimed.pl



INSTRUMENTY
ORIMED

serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny



INSTRUMENTY
ORIMED



ORIMED
INSTRUMENTS

warranty and post-warranty
service



ORIMED
INSTRUMENTS

Wysoka jakość i precyzja wykonania

Szeroka gama instrumentów

Stała dostępność produktów na magazynie

Przyjazne ceny i szybka realizacja zamówień

Profesjonalna opieka nad Klientem w kraju i za granicą

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

About us

Dear Sir/Madam,

ORIMED is a Polish company operating since 2009, specialising in the distribution of high-quality medical instruments. In cooperation with wholesalers at home and abroad, ORIMED medical products reach dental surgeries, clinics and hospitals all over Europe.

A list of domestic and foreign Distributors is available at www.orimed.pl.

ORIMED operates two online shops:

- sklep.orimed.pl - dedicated to human medicine,
- ori-vet.pl - dedicated to veterinary medicine.

A stationary shop and ORIMED instrument service are located in the company's headquarters in Osieck.

ORIMED's offer includes a wide range of medical instruments used in treatments and operations in the field of:

- general surgery and microsurgery, maxillofacial surgery, ophthalmology, laryngology, orthopaedics,
- dental implantology,
- dental prosthetics, orthodontics and restorative dentistry,
- veterinary medicine.

We look forward to cooperating with specialists who are looking for proven and precise medical instruments.

For more information about the company, visit www.orimed.pl

Yours sincerely

Martyna Jakubiak-Świrski

Contact

RETAIL

We invite surgeries and clinics to shop at our online shops:

sklep.orimed.pl and ori-vet.pl

tel.: +48 256857125

tel.: +48 502274647

e-mail: orimed@orimed.pl

WHOLESALE

We welcome wholesalers and shops to establish business cooperation with us.

tel.: +48 256814151

tel.: +48 517433329

tel.: +48 509664396

e-mail: hurt@orimed.pl

EXPORT

e-mail: export@orimed.pl

SERVICE

Warranty and post-warranty service.

tel.: +48 502274647

e-mail: serwis@orimed.pl

WARRANTY

ORIMED's stainless steel instruments come with a 24-month warranty and 12 months insurance. The general warranty and insurance conditions for our stainless steel instruments can be found at www.orimed.pl

High quality and careful workmanship

Extensive range of instruments

Products available in stock

Favourable prices and prompt order delivery

Professional customer service at home and abroad

Warranty and post-warranty service

typ Mifam
Mifam type



typ S-Ergo
S-Ergo type



typ G-Ergo
G-Ergo type



typ XPL-Ergo
XPL-Ergo type



typ PPL-Ergo
PPL-Ergo type



typ OPL-Ergo
OPL-Ergo type



TiN - powłoka z azotku tytanu (kolor złoty)
Titanium Nitride coating (gold color)



TC - w części roboczej wkładka utwardzana węglikiem spiekany
Carbide-hardened insert in the working part



TI - narzędzia tytanowe
Titanium instruments



TiC - powłoka z węglika tytanu (kolor czarny)
Titanium Carbide coating (black color)
OR66 - linia narzędzi pokrytych czarną
powłoką ceramiczną (TiC)
a line of black ceramic-coated instruments



Ważne informacje / Important information

MD

Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel
Medical device intended for use by qualified personnel



Produkt niesterylny
Non sterile



Warunki przechowywania i transportu znajdują się na <https://sklep.orimed.pl>
For storage and transportation conditions, see <https://sklep.orimed.pl>



Wyrób wielokrotnego użytku / Reusable product

Zastosowanie i opis wyrobu oraz instrukcja czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji znajdują się na <https://sklep.orimed.pl> oraz na stronie 97 niniejszego katalogu.



For use and description of the product and instructions for cleaning, disinfection and sterilization, see <https://sklep.orimed.pl> and on page 97 of this catalogue.

BESTSELLER


Produkt najczęściej wybierany
The most frequently chosen product

CHIRURGIA I MIKROCHIRURGIA OGÓLNA	
Nożyczki	5
Narzędzia chirurgiczne - pakiet promocyjny	8
Igłotrzymacze	10
Uchwyty do skalpela	13
Kleszczyki jelitowe i naczyniowe	14
Pęsety anatomiczne i chirurgiczne	16
Haki	19
Rozwieracze do ran	21
Spinaki do serwet	23
Łyżeczki do ran i kości	23
Łyżeczki do kamieni	23
CHIRURGIA OKULISTYCZNA	
Łyżeczka do gradówki	24
Igła do usuwania ciał obcych z oka	24
Pęsety	24
Hak do powiek	24
Rozwieracze do powiek	24
CHIRURGIA LARYNGOLOGICZNA	
Kleszczyki laryngologiczne	25
Pęseta laryngologiczna	25
Wzierniki nosowe	25
Łyżeczka uszna	25
Haczyk uszny	25
CHIRURGIA KOSTNA	
Odgryzacze kostne	26
Dłuta kostne	28
Dźwignie kostne	28
Kościotrzymacze	29
Kleszcze ortopedyczne do cięcia drutu	30
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA	
Strzykawki śródwładzłowe	31
Karpule	31
Osteotomy	32
Dłuta kostne	32
Młotek stomatologiczny	32
Dłuto kostne periodontologiczne	32
Sinus Lift	33
Instrumenty periodontologiczne do tunelingu	34
Upychadła i przenośniki do materiału kostnego	34
Aplikatory do materiału kostnego	34
Rozwieracze szczękowe	34
Hak przedścionkowy	34
Kleszcze ekstrakcyjne	35
Kleszcze do odłamków korzeni	41
Dźwignie korzeniowe	42
Periotomy	45
Narzędzia luksujące	45
Łyżeczki zębodołowe	47
Łyżeczki kostne	47
Raspatory	49
Ekskawatory	51
Skalery	51
Kirety	52
Sondy periodontologiczne	53
Lusterka do resekcji wierzchołka korzenia	53
Narzędzia do mikrochirurgii w kasecie	54

SURGERY AND MICROSURGERY	
Scissors	5
Surgical instruments - promotional package	8
Needle holders	10
Scalpel handles	13
Intestinal and hemostatic forceps	14
Dissecting and tissue tweezers	16
Retractors	19
Retractors	21
Towel forceps	23
Bone curettes	23
Gallstone scoops	23
EYE SURGERY	
Chalazion curette	24
Needle for removing foreign bodies from eye	24
Tweezers	24
Hook, Eye instrument Desmarres	24
Eye speculums	24
LARYNGOLOGY SURGERY	
ENT forceps	25
ENT tweezers	25
Nasal speculums	25
Ear spoon	25
Ear hook	25
BONE SURGERY	
Bone rongeurs	26
Bone chisels	28
Bone elevators	28
Bone holding forceps	29
Wire cutting forceps	30
MAXILLOFACIAL SURGERY	
Intraligamental syringes	31
Dental syringes	31
Osteotomes	32
Bone chisels	32
Dental hammer	32
Perio chisel	32
Sinus Lift	33
Tunelling instruments	34
Bone condensers and carriers	34
Bone injections	34
Endaural retractors	34
Retractor Vestibulum	34
Extracting forceps	35
Broach removing pliers	41
Root elevators	42
Periotomes	45
Luxators	45
Bone curettes	47
Bone curettes	47
Raspators	49
Excavators	51
Scalers	51
Curettes	52
Periodontal probes	53
Micro mirrors	53
Microsurgery instruments in cassette	54

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA	
Lusterka	55
Uchwyty do lusterek	56
Zgłębniki stomatologiczne	57
Zgłębniki endodontyczne / spreadery	57
Upychadła endodontyczne / pluggery	57
Upychadła kulkowe	58
Nakładacze stomatologiczne	59
Narzędzia do modelowania	59
Łopatkki do cementu	60
Pęsety stomatologiczne	60
Narzędzia do koferdamu	61
Formówki	62
Uchwyty do serwet	62
Ochroniacze na palec	62
Zestawy diagnostyczne	63
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA	
Kleszcze protetyczne	65
Zbijaki do koron	66
Rozpieracze do koron	66
Kleszcze do koron	66
Upychadła do nici retrakcyjnych	66
Narzędzia do włókien szklanych	66
Łyżki wyciskowe	67
Nożyki do wosku	70
Szpatułki do mas wyciskowych	70
ORTODONCJA	
Kleszcze ortodontyczne	71
Kleszczyski ortodontyczne	75
Narzędzia do techniki aparatów stałych	75
POJEMNIKI, KASETY, TACKI	
Tacki na narzędzia	78
Kasety i pojemniki do sterylizacji	79
Kaseta prasująca do PRF	83
Miska do materiału kostnego	83
Kubek stalowy	83
Pojemnik na watę	83
WETERYNARIA	
Rozwieracze szczękowe i policzkowe	84
Łopatkka do odchylania języka gryzoni	85
Tarnik do zębów gryzoni	85
Kleszcze do cięcia zębów	85
Dźwignie dla kotów i psów	85
Igły do szycia skóry	86
Igły i przewodniki do podwiązywania	86
Haczyk do kastracji kotek	87
Kulociągi	87
Igła do zatok okołoodbytowych	87
Rozwieracz do stawu kolanowego	87
Klema jelitowa	87
Nożyczki do strzyżenia i znakowania	87
INDEKS KODÓW	88

CONSERVATIVE DENTISTRY	
Mirrors	55
Mirror handles	56
Explorers	57
Root canal spreaders	57
Root canal pluggers	57
Filling instruments	58
Filling instruments	59
Moulding instruments	59
Cement spatulas	60
Tweezers	60
Rubber dam instruments	61
Matrix retainers	62
Napkin holders	62
Finger protectors	62
Diagnostic sets	63
DENTAL PROSTHETICS	
Forceps for prosthetics	65
Crown removers	66
Crown spreaders	66
Crown forceps	66
Gingival cord packers	66
Instruments for fiberglass	66
Impression trays	67
Wax knives	70
Plaster spatulas	70
ORTHODONTICS	
Orthodontic forceps	71
Orthodontic forceps	75
Fixed appliance technique	75
CONTAINERS, CASSETTES, TRAYS	
Instruments trays	78
Sterilisation cassettes and containers	79
PRF Case	83
Bone well	83
Steel mug	83
Cotton container	83
VETERINARY MEDICINE	
Mouth gags and cheek retractors	84
Rodent tongue depressor	85
Rodent dental rasp	85
Teeth cutting forceps	85
Elevators for cats and dogs	85
Suture needles	86
Ligature needles and passers	86
Ovariectomy hook	87
Tenaculum forceps	87
Needle for perianal sinus	87
Retractor for stifle joint	87
Intestinal forceps	87
Trimming scissors	87
CODE INDEX	88



NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE
JOSEPH, ostro-ostre
Joseph scissors, sharp-sharp



ORI-D153
proste, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

ORI-D154
proste, dł. 16 cm
straight, L- 16 cm

ORI-D155
wygięte, dł. 14 cm
curved, L- 14 cm

ORI-D156
wygięte, dł. 16 cm
curved L- 16 cm


NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE
JOSEPH TC, ostro-ostre
Joseph scissors with TC, sharp-sharp



ORI-DTC-160-065TC
proste, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

ORI-DTC-160-066TC
wygięte, dł. 14 cm
curved, L- 14 cm

NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE
KELLY, ostro-ostre
Kelly scissors, sharp-sharp




ORI-D157
proste, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

ORI-D158
proste, dł. 20 cm
straight, L- 20 cm

ORI-D159
wygięte, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

ORI-D161
wygięte, dł. 20 cm
curved L- 20 cm

NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE
KELLY TC, ostro-ostre
Kelly scissors with TC, sharp-sharp



ORI-DTC-160-061TC
proste, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

ORI-DTC-160-062TC
proste, dł. 21,5 cm
straight, L- 21,5 cm

ORI-DTC-160-063TC
wygięte, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

ORI-DTC-160-064TC
wygięte, dł. 21,5 cm
curved L- 21,5 cm

NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE
ostro-ostre
Surgical scissors, sharp-sharp

NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE
GOLDMANN-FOX, ostro-ostre
Goldmann-Fox scissors, sharp-sharp



ORI-D148
proste, ząbkowane, dł. 13 cm
straight, serrated, L- 13 cm

ORI-D149
proste, ząbkowane, dł. 16 cm
straight, serrated, L- 16 cm

ORI-D151
wygięte, ząbkowane, dł. 13 cm
straight, serrated, L- 13 cm

ORI-D152
wygięte, ząbkowane, dł. 16 cm
straight, serrated, L- 16 cm

NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE
GOLDMANN-FOX TC, ostro-ostre
Goldmann-Fox scissors with TC, sharp-sharp



ORI-DTC-160-053TC
proste, ząbkowane, dł. 13 cm
straight, serrated, L- 13 cm



ORI-D-V129
proste, dł. 18,5 cm
straight, L- 18,5 cm

ORI-D-V130
wygięte, dł. 18,5 cm
curved, L- 18,5 cm

NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE
ostro-ostre
Surgical scissors, sharp-sharp



ORI-D098
wygięte, dł. 14 cm,
duże oczka na palce
curved, L- 14 cm

NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE SIMS, ostro-tępe *Sims scissors, sharp-blunt*

ORI-D123
proste, dł. 14,5 cm
straight, L- 14,5 cm

ORI-D116
proste, dł. 16,5 cm
straight, L- 16,5 cm

ORI-D117
proste, dł. 18,5 cm
straight, L- 18,5 cm

ORI-D118
proste, dł. 20,5 cm
straight, L- 20,5 cm

ORI-D125
wygięte, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm

ORI-D119
wygięte, dł. 16,5 cm
curved, L- 16,5 cm

ORI-D120
wygięte, dł. 18,5 cm
curved, L- 18,5 cm

ORI-D121
wygięte, dł. 20,5 cm
curved, L- 20,5 cm



NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE SIMS TC, ostro-tępe *Sims scissors, sharp-blunt*

ORI-DTC-125-012TC
proste, dł. 14,5 cm
straight, L- 14,5 cm

ORI-DTC-125-121TC
proste, dł. 16,5 cm
straight, L- 16,5 cm

ORI-DTC-125-013TC
wygięte, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm

ORI-DTC-125-122TC
wygięte, dł. 16,5 cm
curved, L- 16,5 cm



NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE SIMS, tępo-tępe *Sims scissors, blunt-blunt*

ORI-D-V123
proste, dł. 14,5 cm
straight, L- 14,5 cm

ORI-D-V124
proste, dł. 16,5 cm
straight, L- 16,5 cm

ORI-D-V125
proste, dł. 18,5 cm
straight, L- 18,5 cm

ORI-D-V126
wygięte, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm

ORI-D-V127
wygięte, dł. 16,5 cm
curved, L- 16,5 cm

ORI-D-V128
wygięte, dł. 18,5 cm
curved, L- 18,5 cm



NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE METZENBAUM, tępo-tępe *Metzenbaum scissors, blunt-blunt*

ORI-D129
proste, dł. 14,5 cm
straight, L- 14,5 cm

ORI-D133
proste, dł. 16 cm
straight, L- 16 cm

ORI-D135
proste, dł. 18,5 cm
straight, L- 18,5 cm

ORI-D130
proste, dł. 20,5 cm
straight, L- 20,5 cm

ORI-D131
wygięte, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm

ORI-D134
wygięte, dł. 16 cm
curved, L- 16 cm

ORI-D136
wygięte, dł. 18,5 cm
curved, L- 18,5 cm

ORI-D132
wygięte, dł. 20,5 cm
curved, L- 20,5 cm



NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE METZENBAUM TC, tępo-tępe *Metzenbaum scissors with TC, blunt-blunt*

ORI-DTC-125-137TC
proste, dł. 14,5 cm
straight, L- 14,5 cm

ORI-DTC-125-139TC
proste, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

ORI-DTC-125-141TC
proste, dł. 23 cm
straight, L- 23 cm

ORI-DTC-125-138TC
wygięte, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm

ORI-DTC-125-140TC
wygięte, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

ORI-DTC-125-142TC
wygięte, dł. 23 cm
curved, L- 23 cm



NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE MAYO, tępo-tępe *Mayo scissors, blunt-blunt*

ORI-D109
proste, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

ORI-D111
proste, dł. 17 cm
straight, L- 17 cm

ORI-D113
proste, dł. 20 cm
straight, L- 20 cm

ORI-D110
wygięte, dł. 14 cm
curved, L- 14 cm

ORI-D112
wygięte, dł. 17 cm
curved, L- 17 cm

ORI-D114
wygięte, dł. 20 cm
curved, L- 20 cm



NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE MAYO TC, tępo-tępe *Mayo scissors with TC, blunt-blunt*

ORI-DTC-160-058TC
proste, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

ORI-DTC-160-060TC
proste, dł. 16 cm
straight, L- 16 cm

ORI-DTC-160-057TC
wygięte, dł. 14 cm
curved, L- 14 cm

ORI-DTC-160-059TC
wygięte, dł. 16 cm
curved, L- 16 cm





NOŻYCYZKI SPENCER
do zdejmowania szwów
Spencer suture removal scissors

ORI-D176
dł. 13 cm
L- 13 cm



NOŻYCYZKI UNIVERSAL, do drutu
Universal wire cutting scissors

ORI-D168
kątowe, ząbkowane, dł. 12 cm
angled, serrated, L- 12 cm



NOŻYCYZKI BEE BEE, do koron
Bee Bee scissors for crowns

ORI-D169
proste, ząbkowane, dł. 10,5 cm
straight, serrated, L- 10,5 cm

ORI-D170
wygięte, ząbkowane, dł. 10,5 cm
curved, serrated, L- 10,5 cm



NOŻYCYZKI LISTER, do bandaży
Lister bandage scissors

ORI-D177
dł. 14,5 cm
L- 14,5 cm

ORI-D178
dł. 18 cm
L- 18 cm



ORI-EZ-PAK-10
NARZĘDZIA CHIRURGICZNE - PAKIET PROMOCYJNY 3 narzędzi
(igłotrzymacz, pęseta, nożyczki)
Surgical instruments - promotional package
(needle holder, tweezers, scissors)

ORI-F121 - IGŁOTRZYMACZ CRILE-WOOD - Prosty dł. 15 cm
Crile-Wood needle holder, straight, L- 15 cm

ORI-E110 - PĘSETA CHIRURGICZNA STANDARD - Prosta, ząbki 1x2, dł. 14,5 cm
Standard tissue tweezers, straight, 1x2 teeth, L- 14,5 cm

ORI-D148 - NOŻYCYZKI CHIRURGICZNE GOLDMANN-FOX - Ostro-ostre, proste, ząbkowane, dł. 13 cm
Goldmann-Fox scissors, sharp-sharp, straight, serrated, L- 13 cm



NOŻYCYZKI JELITOWE
Intestinal scissors

ORI-D-V141
dł. 21 cm
L- 21 cm



NOŻYCYZKI SEKCYJNE
Necropsy scissors

ORI-D-V139
dł. 23 cm
L- 23 cm


NOŻYCYZKI MIKROCHIRURGICZNE
WESTCOTT
uchwyt "typ IPL-Ergo"
Westcott microsurgical scissors



ORI-D181
wygięte, dł. 11,5 cm
curved, L- 11,5 cm

ORI-D184
wygięte, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm

NOŻYCYZKI MIKROCHIRURGICZNE
WESTCOTT
uchwyt "typ XPL-Ergo"
Westcott microsurgical scissors



ORI-D185/1
proste, dł. 14,5 cm
straight, L- 14,5 cm

ORI-D185
wygięte, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm


NOŻYCYZKI MIKROCHIRURGICZNE
WESTCOTT TC
uchwyt "typ XPL-Ergo"
Westcott microsurgical scissors with TC



ORI-DTC-160-070TC
wygięte, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm

ORI-DTC-160-071TC
wygięte, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

NOŻYCYZKI MIKROCHIRURGICZNE
WESTCOTT TC
Westcott microsurgical scissors with TC



ORI-DTC-160-120TC
uchwyt "typ PPL-Ergo"
proste, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

ORI-DTC-160-071TC-A
uchwyt "typ OPL-Ergo"
wygięte, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

NOŻYCYZKI MIKROCHIRURGICZNE
WESTCOTT TC
uchwyt "typ XPL-Ergo"
czarna ceramika
Westcott microsurgical scissors with TC,
black ceramic coated



OR66-757
wygięte, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm

OR66-723
wygięte, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

NOŻYCYZKI MIKROCHIRURGICZNE
WESTCOTT TC
uchwyt "typ OPL-Ergo"
czarna ceramika
Westcott microsurgical scissors with TC,
black ceramic coated



OR66-723A
wygięte, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

NOŻYCYZKI MIKROCHIRURGICZNE
WESTCOTT, czarna ceramika
Westcott microsurgical scissors,
black ceramic coated




OR66-108
proste, dł. 15,5 cm
straight, L- 15,5 cm

NOŻYCYZKI MIKROCHIRURGICZNE
WESTCOTT, tytanowe
uchwyt "typ XPL-Ergo"
Westcott microsurgical scissors, titanium



ORI-55-TI-021
wygięte, ząbkowane, dł. 14,5 cm
curved, serrated, L- 14,5 cm



ORI-FT20
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

ORI-FT22
prosty, dł. 16 cm
straight, L- 16 cm

ORI-FT24
prosty, dł. 20 cm
straight, L- 20 cm

IGŁOTRZYMACZ
MAYO-HEGAR
Mayo-Hegar needle holder



ORI-FTC-160-035TC
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

ORI-FTC-160-036TC
prosty, dł. 17 cm
straight, L- 17 cm

ORI-FTC-160-028TC
prosty, dł. 15 cm
straight, L- 15 cm

ORI-FTC-160-037TC
prosty, dł. 19 cm
straight, L- 19 cm


ORI-FTC-160-029TC
prosty, dł. 16,5 cm
straight, L- 16,5 cm

IGŁOTRZYMACZ
MAYO-HEGAR TC
Mayo-Hegar needle holder with TC



IGŁOTRZYMACZ MAYO-HEGAR TC
czarna ceramika
Mayo-Hegar needle holder with TC,
black ceramic coated

OR66-761
prosty, dł. 16,5 cm
straight, L- 16,5 cm



IGŁOTRZYMACZ MAYO-HEGAR
tytanowy
Mayo-Hegar needle, titanium

ORI-55-TI-018
prosty, dł. 16,5 cm
straight, L- 16,5 cm




IGŁOTRZYMACZ
CRILE-WOOD
Crile-Wood needle holder

ORI-FI21
prosty, dł. 15 cm
straight, L- 15 cm




IGŁOTRZYMACZ
CRILE-WOOD TC
Crile-Wood needle holder with TC

ORI-FTC-160-023TC
prosty, dł. 14,5 cm
straight, L- 14,5 cm



IGŁOTRZYMACZ CRILE-WOOD TC
czarna ceramika
Crile-Wood needle holder with TC,
black ceramic coated

OR66-762
prosty, dł. 14,5 cm
straight, L- 14,5 cm




IGŁOTRZYMACZ
CRILE-RYDER TC
Crile-Ryder needle holder with TC

ORI-FTC-160-032TC
prosty, dł. 14,5 cm
straight, L- 14,5 cm



IGŁOTRZYMACZ
MICRO-VASCULA TC
Micro-Vascula needle holder with TC

ORI-FTC-160-034TC
prosty, dł. 13 cm
straight, L- 13 cm



IGŁOTRZYMACZ
DERF TC
Derf needle holder with TC

ORI-FTC-160-026TC
prosty, dł. 15,5 cm
straight, L- 15,5 cm



ORI-FTC-160-033TC
prosty z nożyczkami, dł. 13 cm
straight with scissors, L- 13 cm

ORI-FTC-160-046TC
prosty z nożyczkami, dł. 14 cm
straight with scissors, L- 14 cm

ORI-FTC-160-047TC
prosty z nożyczkami, dł. 16 cm
straight with scissors, L- 16 cm

ORI-FTC-160-048TC
prosty z nożyczkami, dł. 19 cm
straight with scissors, L- 19 cm

IGŁOTRZYMACZ
OLSEN-HEGAR TC
Olsen-Hegar needle holder with TC



ORI-F101
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

IGŁOTRZYMACZ MATHIEU
Mathieu needle holder




ORI-F132
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

ORI-F133
prosty, dł. 17 cm
straight, L- 17 cm

ORI-F134
prosty, dł. 20 cm
straight, L- 20 cm

IGŁOTRZYMACZ MATHIEU
Mathieu needle holder



ORI-FTC-160-016TC
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm


ORI-FTC-160-017TC
prosty, dł. 17 cm
straight, L- 17 cm

IGŁOTRZYMACZ MATHIEU TC
Mathieu needle holder with TC



ORI-FTC-160-019TC
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

IGŁOTRZYMACZ
MATHIEU TC
Mathieu needle holder with TC



OR66-767
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

IGŁOTRZYMACZ
MATHIEU TC
czarna ceramika
Mathieu needle holder with TC,
black ceramic coated



ORI-F139
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

ORI-F144
prosty, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO
Castroviejo needle holder



ORI-F140
wygięty, dł. 14 cm
curved, L- 14 cm

ORI-F145
wygięty, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO
Castroviejo needle holder



ORI-F142
modyfikowany, dł. 14 cm
angled, L- 14 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO
Castroviejo needle holder



ORI-FTC-D165TC
modyfikowany, dł. 14 cm
angled, L- 14 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO TC
Castroviejo needle holder with TC



ORI-FTC-D160TC
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

ORI-FTC-160-014TC
prosty, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO TC
Castroviejo needle holder with TC



ORI-FTC-D162TC
wygięty, dł. 14 cm
curved, L- 14 cm

ORI-FTC-160-015TC
wygięty, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO TC
Castroviejo needle holder with TC



ORI-FTC-160-012TC
prosty, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

ORI-FTC-160-013TC
wygięty, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO TC
uchwyt "typ OPL-Ergo"
Castroviejo needle holder with TC



ORI-FTC-160-121TC
prosty, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO TC
uchwyt "typ PPL-Ergo"
Castroviejo needle holder with TC



OR66-763
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

OR66-765
prosty, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO TC
czarna ceramika
Castroviejo needle holder with TC,
black ceramic coated



OR66-764
wygięty, dł. 14 cm
curved, L- 14 cm

OR66-766
wygięty, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO TC
czarna ceramika
Castroviejo needle holder with TC,
black ceramic coated



OR66-765A
prosty, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm


OR66-766A
wygięty, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
CASTROVIEJO TC
czarna ceramika
uchwyt "typ OPL-Ergo"
Castroviejo needle holder with TC,
black ceramic coated



ORI-55-TI-017
prosty, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

IGŁOTRZYMACZ
MIKROCHIRURGICZNY
BARRAQUER
tytanowy
uchwyt "typ XPL-Ergo"
Castroviejo needle holder,
titanium



KLESZCZYKI JELITOWE MIKULICZ
Mikulicz intestinal forceps

ORI-FV150
fig. 1, dł. części roboczej 8 cm, dł. 19 cm
fig. 1, tip L- 8 cm, L- 19 cm

ORI-FV151
fig. 2, dł. części roboczej 12 cm, dł. 19 cm
fig. 2, tip L- 12 cm, L- 19 cm

KLESZCZYKI INTUBACYJNE MAGILLA
Magill intubation forceps

ORI-GV339
dł. 20 cm
L- 20 cm

KLESZCZYKI JELITOWE
KOCHER
Kocher intestinal forceps

ORI-FV142
proste, dł. 21,5 cm
straight, L- 21,5 cm

ORI-FV143
proste, dł. 24,5 cm
straight, L- 24,5 cm

ORI-FV144
wygięte, dł. 21,5 cm
curved, L- 21,5 cm

ORI-FV145
wygięte, dł. 24,5 cm
curved, L- 24,5 cm

KLESZCZYKI ALLIS-BABY
DO TKANEK
Allis-Baby tissue grasping forceps

ORI-FV148
proste, ząbki 4x5, dł. 13 cm
straight, L- 13 cm

KLESZCZYKI ALLIS
DO TKANEK
Allis tissue grasping forceps

ORI-FV146
proste, ząbki 4x5, dł. 15,5 cm
straight, L- 15,5 cm

ORI-FV147
proste, ząbki 4x5, dł. 20 cm
straight, L- 20 cm

ZACISK DIEFFENBACH
DO NACZYŃ TĘTNICZYCH
Dieffenbach artery clips

ORI-F151
typ BULLDOG, prosty, dł. 6 cm
type Bulldog, straight, L- 6 cm

ORI-F152
typ BULLDOG, wygięty, dł. 6 cm
type Bulldog, curved, L- 6 cm

KLESZCZYKI COLLIN
DO TKANEK
Collin organ and tongue holding forceps



ORI-FV312
do języka i organów, dł. 15 cm
L- 15 cm


KLESZCZYKI BABCOCK
DO TKANEK
Babcock tissue and organ grasping forcep

ORI-FV333
jelitowe, dł. 18 cm
L- 18 cm

KLESZCZYKI SCHROEDER
DO TKANEK
(kulociąg jednozębny)
Schroeder tenaculum forceps

ORI-FV340
proste, dł. 25 cm
straight, L- 25 cm







ORI-E110

prosta, dł. 14,5 cm
straight, L- 14,5 cm

ORI-E111

prosta, dł. 16 cm
straight, L- 16 cm

ORI-E115

wygięta, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm

ORI-E116

wygięta, dł. 16 cm
curved, L- 16 cm

PESETA CHIRURGICZNA
STANDARD, zqbki 1x2
Standard tissue tweezers, 1x2 teeth



ORI-E108

prosta, dł. 14 cm
straight, L- 14 cm

ORI-E109

prosta, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

PESETA CHIRURGICZNA
STANDARD, zqbki 2x3
Standard tissue tweezers, 2x3 teeth



ORI-E298

prosta, dł. 12 cm
straight, L- 12 cm

ORI-E299

prosta, dł. 16 cm
straight, L- 16 cm

ORI-E300

prosta, dł. 20 cm
straight, L- 20 cm


PESETA CHIRURGICZNA
STANDARD, zqbki 3x4
Standard tissue tweezers, 3x4 teeth



ORI-E168

prosta, dł. 16 cm
straight, L- 16 cm

PESETA CHIRURGICZNA
STANDARD, zqbki 4x5
Standard tissue tweezers, 4x5 teeth



ORI-E166

prosta, dł. 15 cm
straight, L- 15 cm

ORI-E170

prosta, dł. 18 cm
straight, L- 18 cm

ORI-E171

prosta, dł. 20 cm
straight, L- 20 cm

ORI-E167

wygięta, dł. 15 cm
curved, L- 15 cm

PESETA CHIRURGICZNA
SEMKEN, zqbki 1x2
Semken tissue tweezers, 1x2 teeth



ORI-E112

bagnetowa, dł. 14 cm
bagnet, L- 14 cm

PESETA CHIRURGICZNA
JENSEN, zqbki 1x2
Jensen tissue tweezers, 1x2 teeth



ORI-E105

prosta, dł. 12 cm
straight, L- 12 cm

ORI-E106

prosta, dł. 15 cm
straight, L- 15 cm

PESETA CHIRURGICZNA
ADSON-MICRO, zqbki 1x2
Adson-Micro tissue tweezers, 1x2 teeth



ADSON
zqbki 1x2 / 1x2 teeth

ORI-E118

prosta, dł. 12 cm
straight, L- 12 cm

ORI-E119

prosta, dł. 15 cm
straight, L- 15 cm

PESETA CHIRURGICZNA
ADSON, zqbki 1x2
Adson tissue tweezers, 1x2 teeth



ORI-E120

prosta, dł. 12 cm
straight, L- 12 cm

ORI-E121

prosta, dł. 15 cm
straight, L- 15 cm

PESETA CHIRURGICZNA
ADSON-BROWN, z mikrozbkami
Adson-Micro tissue tweezers with micro teeth



ORI-ETC-160-075TC

prosta, dł. 12 cm
straight, L- 12 cm

PESETA CHIRURGICZNA
ADSON TC, zqbki 1x2
Adson tissue tweezers with TC, 1x2 teeth



OR66-759

prosta, dł. 12 cm
straight, L- 12 cm

PESETA CHIRURGICZNA
ADSON, zqbki 1x2
czarna ceramika
Adson tissue tweezers, 1x2 teeth,
black ceramic coated



ORI-E123

prosta, dł. 17,5 cm
straight, L- 17,5 cm

PESETA CHIRURGICZNA
GERALD, zqbki 1x2
Gerald tissue tweezers, 1x2 teeth



OR66-760

prosta, dł. 17,5 cm
straight, L- 17,5 cm

OR66-112

wygięta, dł. 17,5 cm
curved, L- 17,5 cm

PESETA CHIRURGICZNA
GERALD, zqbki 1x2
czarna ceramika
Gerald tissue tweezers, 1x2 teeth,
black ceramic coated



PEŚETA CHIRURGICZNA
BISHOP-HARMAN, zqbki 1x2
Bishop-Harman tissue tweezers, 1x2 teeth

ORI-U3-V401
prosta, dł. 9,5 cm
straight, L- 9,5 cm



PEŚETA CHIRURGICZNA DO SZYCIA
Surgical suture tweezers

ORI-E146
wygięta, dł. 15 cm, śr. oczka 1,6 mm
curved, dia 1,6 mm, L- 15 cm

ORI-E147
wygięta, dł. 15 cm, śr. oczka 2,2 mm
curved, dia 2,2 mm, L- 15 cm



PEŚETA CHIRURGICZNA DE BAKEY
atraumatyczna
De Bakey atraumatic tweezers

ORI-E160
prosta, szer. 2 mm, dł. 16 cm
straight, W- 2 mm, L- 16 cm

ORI-E161
prosta, szer. 2 mm, dł. 20 cm
straight, W- 2 mm, L- 20 cm

ORI-E162
wygięta, szer. 2 mm, dł. 16 cm
curved, W- 2 mm, L- 16 cm

ORI-E163
wygięta, szer. 2 mm, dł. 20 cm
curved, W- 2 mm, L- 20 cm



PEŚETA MIKROCHIRURGICZNA
uchwyt "typ XPL-Ergo", zqbki 1x2
Microsurgical tweezers, 1x2 teeth

ORI-EW14-6
fig. 6, prosta, dł. 15,5 cm
fig. 6, straight, L- 15,5 cm

ORI-EW14-7
fig. 7, wygięta, dł. 15,5 cm
fig. 7, curved, L- 15,5 cm



PEŚETA MIKROCHIRURGICZNA
uchwyt "typ XPL-Ergo", zqbki 1x2
Microsurgical tweezers, 1x2 teeth

ORI-EW14-8
fig. 8, prosta, dł. 18 cm
fig. 8, straight, L- 18 cm



PEŚETA MIKROCHIRURGICZNA
uchwyt "typ OPL-Ergo", zqbki 1x2
Microsurgical tweezers, 1x2 teeth

ORI-EW14-8A
fig. 8A, prosta, dł. 18 cm
fig. 8A, straight, L- 18 cm



PEŚETA MIKROCHIRURGICZNA
uchwyt "typ XPL-Ergo", zqbki 1x2
czarna ceramika
*Microsurgical tweezers, 1x2 teeth
black ceramic coated*

OR66-722
fig. 22, prosta, dł. 18 cm
fig. 22, straight, L- 18 cm



PEŚETA MIKROCHIRURGICZNA
uchwyt "typ OPL-Ergo", zqbki 1x2
czarna ceramika
*Microsurgical tweezers, 1x2 teeth
black ceramic coated*

OR66-722A
fig. 22A, prosta, dł. 18 cm
fig. 22A, straight, L- 18 cm

OR66-117
fig. 17, wygięta, dł. 15,5 cm
fig. 17, curved, L- 15,5 cm



PEŚETA MIKROCHIRURGICZNA
tytanowa, zqbki 1x2
uchwyt "typ XPL-Ergo"
Microsurgical tweezers, titanium, 1x2 teeth

ORI-55-TI-015
prosta, dł. 15,5 cm
straight, L- 15,5 cm

ORI-55-TI-016
wygięta, dł. 15,5 cm
curved, L- 15,5 cm





ORI-G310
mały, szer. 30 mm, dł. 85 mm
small, W- 30 mm x 85 mm



ORI-G311
duży, szer. 35 mm, dł. 105 mm
large, W- 35 mm x 105 mm

HAK WIEDER, do języka
Wieder tongue retractor



HAK SENN-MILLER
3 ząbki
Senn-Miller retractor, 3-pronged

ORI-G156
ostry, dł. 16 cm
sharp, L- 16 cm

ORI-G157
tępy, dł. 16 cm
blunt, L- 16 cm



HAK LANGENBECK-GREEN
Lengenbeck-Green retractor

ORI-G175-031
16 x 6 mm, dł. 16 cm
16 mm x 6 mm, L- 16 cm

ORI-G175-032
25 x 6 mm, dł. 16 cm
25 mm x 6 mm, L- 16 cm



HAK MIDDELDORPF
Middeldorpf retractor

ORI-G175-033
11 x 13 mm, dł. 16 cm
11 mm x 13 mm, L- 16 cm



HAK
CAWOOD-MINNESOTA
Cawood-Minnesota retractor

ORI-G300
dł. 15,5 cm
L- 15,5 cm



HAK
CAWOOD-MINNESOTA
Cawood-Minnesota retractor

ORI-G301
dł. 16,5 cm
L- 16,5 cm



HAK FARABEUF
komplet 2 szt.
Farabeuf retractor, set of 2 pcs

ORI-G175-034
dł. 12,5 cm
L- 12,5 cm



HAK FARABEUF
komplet 2 szt.
Farabeuf retractor, set of 2 pcs

ORI-G175-035
dł. 15 cm
L- 15 cm



HAK ROUX
komplet 3 szt.
Roux retractors, set of 3 pcs

ORI-G204
fig. 1, dł. 14 cm
fig. 1, L- 14 cm
fig. 2, dł. 15 cm
fig. 1, L- 15 cm
fig. 3, dł. 17 cm
fig. 1, L- 17 cm



HAK MIDDELDORPF
Middeldorpf retractor

ORI-G161

16 x 17 mm, dł. 21,5 cm
16 mm x 17 mm, L- 21,5 cm

ORI-G162

22 x 22 mm, dł. 22 cm
22 mm x 22 mm, L- 22 cm

ORI-G163

26 x 30 mm, dł. 23,5 cm
26 mm x 30 mm, L- 23,5 cm



HAK LANGENBECK
Langenbeck retractor

ORI-G164

30 x 11 mm, dł. 21 cm
30 mm x 11 mm, L- 21 cm

ORI-G165

30 x 14 mm, dł. 21 cm
30 mm x 14 mm, L- 21 cm

ORI-G166

30 x 16 mm, dł. 21 cm
30 mm x 16 mm, L- 21 cm

ORI-G167

40 x 11 mm, dł. 21 cm
40 mm x 11 mm, L- 21 cm

ORI-G168

50 x 11 mm, dł. 21 cm
50 mm x 11 mm, L- 21 cm

ORI-G175

70 x 14 mm, dł. 21 cm
70 mm x 14 mm, L- 21 cm



HAK KOCHER
Kocher retractor

ORI-G169

40 x 11 mm, dł. 21 cm
40 mm x 11 mm, L- 21,5 cm

ORI-G170

55 x 11 mm, dł. 21 cm
55 mm x 11 mm, L- 21 cm



HAK LANGENBECK
odwrotny
Langenbeck retractor, reverse

ORI-G303

42 x 11 mm, dł. 21 cm
42 mm x 11 mm, L- 21,5 cm

ORI-G302

55 x 12 mm, dł. 21 cm
55 mm x 12 mm, L- 21 cm



HAK LANGENBECK
czarna ceramika
Langenbeck retractor, black ceramic coated

OR66-128

40 x 10 mm, dł. 21 cm
40 mm x 10 mm, L- 21 cm

OR66-794

40 x 11 mm, dł. 21 cm
40 mm x 11 mm, L- 21 cm



HAK LANGENBECK
odwrotny, czarna ceramika
Langenbeck retractor, reverse
black ceramic coated

OR66-795

40 x 11 mm, dł. 21 cm
40 mm x 11 mm, L- 21 cm



HAK VOLKMANN
ostry
Volkman retractor, sharp

ORI-G209

szer. 10 mm, dł. 21,5 cm
W- 10 mm, L- 21,5 cm



HAK WASSMUND
Wassmund retractor

ORI-G172

30 x 20 mm, dł. 22 cm
30 mm x 20 mm, L- 22 cm



ORI-GV170
1 ząbek, dł. 16 cm
1-pronged, L- 16 cm

ORI-GV171
2 ząbki, dł. 16 cm
2-pronged, L- 16 cm

ORI-GV172
3 ząbki, dł. 16 cm
3-pronged, L- 16 cm

ORI-GV173
4 ząbki, dł. 16 cm
4-pronged, L- 16 cm

HAK VOLKMANN, ostry
do ran i tchawicy
Volkmann retractor, sharp



ORI-GV174
1 ząbek, dł. 16 cm
1-pronged, L- 16 cm

ORI-GV175
2 ząbki, dł. 16 cm
2-pronged, L- 16 cm

ORI-GV176
3 ząbki, dł. 16 cm
3-pronged, L- 16 cm

ORI-GV177
4 ząbki, dł. 16 cm
4-pronged, L- 16 cm

HAK VOLKMANN, tępy
do ran i tchawicy
Volkmann retractor, blunt



HACZYK GUTHRIE
do skóry
Guthrie skin hook

ORI-G180
ostry, 2 ząbki, szer. ząbka 1 mm
rozstaw 2 mm, dł. 15,5 cm
sharp, 2-pronged, prong W- 1 mm
distance 2 mm, L- 15.5 cm



HACZYK GILLIES
do skóry
Gillies skin hook

ORI-GV198
ostry, dł. 18 cm
sharp, L- 18 cm



ROZWIERACZ DO RAN ALLPORT
Allport retractor

ORI-GV242
ostry, zęby 4x4, dł. 9,5 cm
4x4 prongs, sharp, L- 9.5 cm



ROZWIERACZ DO RAN JANSEN
Jansen retractor


ORI-GV243
ostry, zęby 3x3, dł. 10 cm
3x3 prongs, sharp, L- 10 cm

ORI-GV244
tępy, zęby 3x3, dł. 10 cm
3x3 prongs, blunt, L- 10 cm



ROZWIERACZ DO RAN JANSEN
Jansen retractor

ORI-GV245
tępy, zęby 3x4, dł. 10 cm
3x4 prongs, blunt, L- 10 cm



ROZWIERACZ DO RAN WEITLANER
Weitlaner retractor

ORI-G117
ostry, zęby 3x4, dł. 14 cm
3x4 prongs, sharp, L- 14 cm

ORI-GV179
ostry, zęby 3x4, dł. 16,5 cm
3x4 prongs, sharp, L- 16.5 cm

ORI-G118
tępy, zęby 3x4, dł. 14 cm
3x4 prongs, blunt, L- 14 cm



ROZWIERACZ DO RAN DE BAKKEY
De Bakey retractor

ORI-GV252
dł. 10 cm
L- 10 cm




ROZWIERACZ DO RAN GELPI
Gelpi retractor

ORI-GV330
dł. 8 cm
L- 8 cm

ORI-GV331
dł. 10 cm
L- 10 cm

ORI-GV250
dł. 13,5 cm
L- 13.5 cm





SPINAK DO SERWET
DEVON, zakończony kulką
Devon towel forceps (Ball and Socket)

ORI-FF206
dł. 9,5 cm
L- 9,5 cm



SPINAK DO SERWET
BACKHAUS
Backhaus towel forceps

ORI-FF207
dł. 8 cm
L- 8 cm




ORI-FF208
dł. 11 cm
L- 11 cm



SPINAK DO SERWET
JONES
Jones towel forceps

ORI-FF209
dł. 9 cm
L- 9 cm




ORI-HV159
fig. 3, szer. 10 mm, dł. 17 cm
W- 10 mm, L- 17 cm

ORI-HV160
fig. 4, szer. 11,5 mm, dł. 17 cm
W- 11,5 mm, L- 17 cm

ORI-HV161
fig. 5, szer. 13,5 mm, dł. 17 cm
W- 13,5 mm, L- 17 cm

ORI-HV162
fig. 6, szer. 14,5 mm, dł. 17 cm
W- 14,5 mm, L- 17 cm

ŁYŻECZKA VOLKMANN
DO RAN I KOŚCI
Volkman bone curette



ORI-HV148
szer. 6 mm, dł. 22,5 cm
W- 6 mm, L- 22,5 cm

ORI-HV149
szer. 7,5 mm, dł. 22,5 cm
W- 7,5 mm, L- 22,5 cm

ORI-HV150
szer. 11,5 mm, dł. 22,5 cm
W- 11,5 mm, L- 22,5 cm

ŁYŻECZKA LUER-KORTE
DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH
Luer-Korte gallstone scoop



ŁYŻECZKA DO GRADÓWKI
MEYHOEFER
Meyhoefer chalazion curette

ORI-U3-V199
Ø 2.5 mm, dł. 13 cm
dia 2.5 mm, L-13 cm



IGŁA DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z OKA
Needle for removing foreign bodies from eye

ORI-U3-V200
dł. 12,5 cm
L-12,5 cm



ORI-U3-V209
prosta, dł. 9,5 cm
straight, L-9,5 cm
ORI-U3-V210
wygięta, dł. 9,5 cm
curved, L-9,5 cm

PEŚETA OCZNA
IRIS
Iris eye tweezers



ORI-U3-V211
prosta, dł. 9,5 cm
straight, L-9,5 cm
ORI-U3-V212
wygięta, dł. 9,5 cm
curved, L-9,5 cm

PEŚETA OCZNA
GRAEFE, gładka
Graefe eye tweezers, smooth



ORI-U3-V201
prosta, dł. 9,5 cm
straight, L-9,5 cm

PEŚETA OCZNA
GRAEFE, ząbki 1x2
Graefe eye tweezers, 1x2 teeth



PEŚETA OCZNA
COLIBRI
Colibri eye tweezers

ORI-U3-V213
dł. 7,5 cm
L-7,5 cm



PEŚETA OCZNA
BISHOP-HARMAN, tytanowa
Bishop-Harman eye tweezers, titanium

ORI-U3V-TI-001
prosta, dł. 11,5 cm
straight, L-11,5 cm



PEŚETA OCZNA
BISHOP-HARMAN, tytanowa
Bishop-Harman eye tweezers, titanium

ORI-U3V-TI-004
prosta, dł. 8,5 cm
straight, L-8,5 cm



PEŚETA OCZNA
BISHOP-HARMAN, tytanowa
1x2 ząbki
Bishop-Harman eye tweezers, titanium
1x2 teeth

ORI-U3V-TI-003
prosta, dł. 8,5 cm
straight, L-8,5 cm



PEŚETA OCZNA
KELMAN-MCPHERSON
tytanowa
Kelman-McPherson eye tweezers
titanium

ORI-U3V-TI-002
wygięta, dł. 8,5 cm
curved, L-8,5 cm



HAK DO POWIEK
ODWRACADŁO DESMARRES
Desmarres eyelid retractor

ORI-U3-V216
dł. 14 cm
L-14 cm



ROZWIERCZ DO POWIEK SAUER
Sauer eyelid dilator

ORI-U3-V247
max. rozwarcie 22 mm, dł. 3,5 cm
max. opening 22 mm, L-3,5 cm



ROZWIERCZ DO POWIEK MELLINGER
Mellinger eyelid dilator

ORI-U3-V249
max. rozwarcie 22 mm, dł. 7 cm
max. opening 22 mm, L-7 cm



PEŚETA DO GRADÓWKI
DESMARRES
Desmarres chalazion forceps

ORI-U3-V217
Ø 8,5 mm, dł. 9 cm
dia 8,5 mm, L-9 cm



ROZWIERCZ DO POWIEK LANCASTER
Lancaster eyelid dilator

ORI-U3-V248
max. rozwarcie 50 mm, dł. 8 cm
max. opening 50 mm, L-8 cm



ROZWIERCZE DO POWIEK BARRAQUER
Barraquer eye speculum

ORI-U3-V218

ORI-U3-V218A

ORI-U3-V219

ORI-U3-V219B



ORI-U3-V220

ORI-U3-V220C

ORI-U3-V221

ORI-U3-V221D

ORI-U3-V246

	A	B	C
ORI-U3-V218	35 mm	27 mm	6 mm
ORI-U3-V218A	35 mm	25 mm	6 mm
ORI-V219	40 mm	28 mm	8 mm
ORI-V219B	45 mm	35 mm	10 mm
ORI-V220	35 mm	30 mm	12 mm
ORI-V220C	45 mm	40 mm	12 mm
ORI-V221	40 mm	30 mm	16 mm
ORI-V221D	45 mm	30 mm	16 mm
ORI-V246	45 mm	30 mm	14 mm

KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE
HARTMANN-WULLSTEIN
Hartmann-Wullstein ENT forceps

ORI-UI-V276
do polipów i ciał obcych
dł. 8,5 cm
for polyps/for foreign bodies
L- 8.5 cm

KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE
HARTMANN
Hartmann ENT forceps

ORI-UI-V278
do ciał obcych, zębki 1x2
dł. 8,5 cm
for foreign bodies, 1x2 teeth
L- 8.5 cm

KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE
HARTMANN
Hartmann ENT forceps

ORI-UI-V277
do polipów i ciał obcych
dł. 8,5 cm
for polyps/for foreign bodies
L- 8.5 cm

KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE
STRUEMPEL-HENCKEL
Strumpel-Henckel ENT forceps

ORI-UI-V279
do polipów, dł. 8,5 cm
for polyps, L- 8.5 cm

KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE
TILLEY, do tamponów
Tilley ENT forceps, for tampons

ORI-UI-V274
dł. części pracującej 65 mm
tip L- 65 mm

KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE
HARTMANN-WULLSTEIN
Hartmann-Wullstein ENT forceps

ORI-UI-V600
do polipów i ciał obcych
dł. 18 cm
for polyps/for foreign bodies
L- 18 cm

PĘSETA LARYNGOLOGICZNA TROELTSCH
Troeltsch ENT tweezers

ORI-UI-V297
dł. 13 cm
L- 13 cm

WZIERNIK NOSOWY HARTMANN
Hartmann nasal speculum

ORI-UI-V232
fig. 1, dł. części pracującej 25 mm
dł. 16 cm
fig. 1 (tip L-25 mm), L- 16 cm

ORI-UI-V233
fig. 2, dł. części pracującej 28 mm
dł. 16 cm
fig. 2 (tip L-28 mm), L- 16 cm

ORI-UI-V234
fig. 3, dł. części pracującej 34 mm
dł. 16 cm
fig. 3 (tip L-34 mm), L- 16 cm

WZIERNIK NOSOWY COTTLE
Cottle nasal speculum

ORI-UI-V235
fig. 1, dł. części pracującej 34 mm
dł. 14 cm
fig. 1 (tip L-34 mm), L- 14 cm

ORI-UI-V236
fig. 2, dł. części pracującej 50 mm
dł. 14 cm
fig. 2 (tip L-50 mm), L- 14 cm

ŁYŻECZKA USZNA BUCH
do woskowiny
Buch ear spoon

ORI-UI-V337
Ø 4 mm, dł. 15 cm
dia 4 mm, L- 15 cm

HACZYK USZNY DAY
do woskowiny
i ciał obcych
Ear hook

ORI-UI-V197
tępy, dł. 16 cm
blunt, L- 16 cm




ODGRYZACZ KOSTNY
LUER
Luer bone rongeur

ORI-GZ-G140/1
wygięty, dł. 12,5 cm
curved, L- 12,5 cm



ODGRYZACZ KOSTNY
LUER
Luer bone rongeur

ORI-GZ-G140
wygięty, dł. 15 cm
curved, L- 15 cm



ODGRYZACZ KOSTNY
LUER
Luer bone rongeur

ORI-GZ-720-007
wygięty, dł. 14 cm
curved, L- 14 cm



ODGRYZACZ KOSTNY
FRIEDMAN
Friedman bone rongeur

ORI-GZ-G146
wygięty, dł. 14,5 cm
curved, L- 14,5 cm



ODGRYZACZ KOSTNY
CLEVELAND 5S
Cleveland 5S bone rongeur

ORI-GZ-G145
prosty, dł. 15 cm
straight, L- 15 cm



ODGRYZACZ KOSTNY
FRIEDMAN, czarna ceramika
Friedman bone rongeur, black ceramic coated

OR66-109
szer. 3 mm, dł. 15,5 cm
W- 3 mm, L- 15,5 cm






ODGRYZACZ KOSTNY
BEYER
Beyer bone rongeur

ORI-GZ-720-006
prosty, dł. 15 cm
straight, L- 15 cm



ODGRYZACZ KOSTNY
BEYER
Beyer bone rongeur

ORI-GZ-V190
wygięty, dł. 18 cm
curved, L- 18 cm





ORI-U2-V182
szer. 4 mm, dł. 14,5 cm
W- 4 mm, L- 14,5 cm

ORI-U2-V183
szer. 6 mm, dł. 14,5 cm
W- 6 mm, L- 14,5 cm

ORI-U2-V184
szer. 8 mm, dł. 14,5 cm
W- 8 mm, L- 14,5 cm

ORI-U2-V185
szer. 10 mm, dł. 14,5 cm
W- 10 mm, L- 14,5 cm

ORI-U2-V186
szer. 12 mm, dł. 14,5 cm
W- 12 mm, L- 14,5 cm

DŁUTO KOSTNE WKŁĘŚLE/ŻŁOBOWE
Bone chisel, concave



DŁUTO KOSTNE WKŁĘŚLE
Bone chisel, concave

ORI-U2-V324
szer. 6 mm, dł. 16 cm
W- 6 mm, L- 16 cm



MŁOTEK ORTOPEDYCZNY
Orthopaedic mallet

ORI-U2-V189
Ø 30 mm, dł. 27 cm
dla 30 mm, L- 27 cm



ROZWIERTAK ORTOPEDYCZNY
Bone reamer

ORI-U2-V257
szer. 2,5-3,5 mm, dł. 15 cm
W- 2,5-3,5 mm, L- 15 cm



DŹWIGNIA KOSTNA
BEBBETT
Bebbett bone elevator

ORI-U2-V272
szer. 6 mm, dł. 26 cm
W- 6 mm, L- 26 cm



DŹWIGNIA KOSTNA
HOHMANN
Hohmann bone elevator

ORI-U2-V187
szer. 10-22 mm, dł. 28 cm
W- 10-22 mm, L- 28 cm



DŹWIGNIA KOSTNA
HOHMANN
Hohmann bone elevator

ORI-U2-V188
szer. 4-18 mm, dł. 24 cm
W- 4-18 mm, L- 24 cm



DŹWIGNIA KOSTNA
HOHMANN
Hohmann bone elevator

ORI-U2-V273
szer. 2-10 mm, dł. 22 cm
W- 2-10 mm, L- 22 cm



DŹWIGNIA KOSTNA
HOHMANN-MINI
Hohmann-mini bone elevator

ORI-U2-V283
szer. 2-6 mm, dł. 16 cm
W- 2-6 mm, L- 16 cm



DŹWIGNIA KOSTNA
WATSON-CHEYNE
Watson-Cheyne bone elevator

ORI-U2-V271
szer. 11 mm, dł. 17,5 cm
W- 11 mm, L- 17,5 cm



KOŚCIOTRZYMACZ SAMOCENTRUJĄCY
Bone holding forceps

ORI-U2-V253
szer. 2,5 x 2,5 mm, dł. 14,5 cm
W- 2,5 x 2,5 mm, L- 14,5 cm

ORI-U2-V254
szer. 8 x 3 mm, dł. 19 cm
W- 8 x 3 mm, L- 19 cm

ORI-U2-V255
szer. 11 x 4 mm, dł. 24 cm
W- 11 x 4 mm, L- 24 cm



KOŚCIOTRZYMACZ VAN BUREN
Van Buren bone holding forceps

ORI-U2-V266
dł. 23 cm
L- 23 cm



KOŚCIOTRZYMACZ LOWMAN
Lowman bone holding forceps

ORI-U2-V267
dł. 16 cm
L- 16 cm


ORI-U2-V268
dł. 18,5 cm
L- 18,5 cm

ORI-U2-V269
dł. 20 cm
L- 20 cm



KOŚCIOTRZYMACZ VERBRUGGE
Verbrugge bone holding forceps

ORI-U2-V256
szer. 5 mm, dł. 17,5 cm
W- 5 mm, L- 17,5 cm



KOŚCIOTRZYMACZ LEWIN DO REPOZYCJI
Lewin bone holding forceps

ORI-U2-V265
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm



KOŚCIOTRZYMACZ BIRCHER-GANSKE
Bircher-Ganske bone holding forceps

ORI-U2-V264
szer. 7 mm, dł. 20 cm
W- 7 mm, L- 20 cm



KOŚCIOTRZYMACZ FARABEUF-LAMBOTTE
Farabeuf-Lambotte bone holding forceps

ORI-U2-V191
szer. 12 mm, dł. 25,5 cm
W- 12 mm, L- 25,5 cm



KLESZCZE ORTOPEDYCZNE TC
do cięcia drutu - czołowe
Wire cutting forceps with TC - front

ORI-DD-V194

drut max. 2,5 mm, dł. 21,5 cm
wire max. dia 2,5 mm, L- 21,5 cm



KLESZCZE ORTOPEDYCZNE TC
do cięcia drutu - boczne
Wire cutting forceps with TC - angled

ORI-DD-V270

drut max. 2,5 mm, dł. 22 cm
wire max. dia 2,5 mm, L- 22 cm



STRZYKAWKA ŚRÓDWIĘZADŁOWA ORI-JECT
Ori-Ject Intraligamental Syringe

ORI-BZ-720-005
poj. 1.8 ml, gwint prosty
jednor. iniekcja 0.06 ml
1.8 ml, straight thread
injects 0.06 ml with every click



STRZYKAWKA ŚRÓDWIĘZADŁOWA ORI-JECT
Ori-Ject Intraligamental Syringe

ORI-BZ-720-003
poj. 1.8 ml, gwint kątowy
jednor. iniekcja 0.05 ml
1.8 ml, angular thread
injects 0.05 ml with every click



STRZYKAWKA ŚRÓDWIĘZADŁOWA ORI-JECT
Ori-Ject Intraligamental Syringe

ORI-BZ-720-004
poj. 1.8 ml, gwint kątowy
jednor. iniekcja 0.06 ml
1.8 ml, angular thread
injects 0.06 ml with every click



STRZYKAWKA ŚRÓDWIĘZADŁOWA ORI-JECT
czarna ceramika
*Ori-Ject Intraligamental Syringe
black ceramic coated*

OR66-101
poj. 1.8 ml, gwint kątowy
jednor. iniekcja 0.06 ml
1.8 ml, angular thread
injects 0.06 ml with every click

UWAGA:

Należy bezwzględnie przestrzegać procedury montażu ampułki, jej poprawnego blokowania w tulei oraz nakręcania igły, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi (dostępna na stronie www.orimed.pl).

Nakręcanie igły przed zablokowaniem ampułki powoduje uszkodzenie igły oraz wyciek środka znieczulającego do wnętrza strzykawki.

Wyciek środka znieczulającego powoduje uszkodzenie powłoki narzędzia.



KARPULA Z ASPIRACJĄ - typ "Euro"
Dental syringe Euro with aspiration

ORI-BZ-J105
poj. 1.8 ml, gwint prosty
1.8 ml, straight thread

ORI-BZ-J105-C
poj. 1.8 ml, gwint prosty
zębki pokryte czarną ceramiką
1.8 ml, straight thread, ceramic coated teeth




KARPULA Z ASPIRACJĄ - typ "łamana"
Articulated dental syringe with aspiration

ORI-BZ-J106
poj. 1.8 ml, gwint prosty
1.8 ml, straight thread



KARPULA Z ASPIRACJĄ - typ "trzy koła"
zębki pokryte czarną ceramiką
Dental syringe with aspiration, three circles

ORI-BZ-J107
poj. 1.8 ml, gwint prosty
zębki pokryte czarną ceramiką
1.8 ml, straight thread, ceramic coated teeth



OSTEOTOM
prosty, wypukły
straight, convex

- ORI-55-700-001**
Ø 2,8 mm, dł. 15,5 cm
dia 2,8 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-002**
Ø 3,5 mm, dł. 15,5 cm
dia 3,5 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-003**
Ø 4,3 mm, dł. 15,5 cm
dia 4,3 mm, L- 15,5 cm

OSTEOTOM
bagietowy, wypukły
curved, convex

- ORI-55-700-004**
Ø 2,8 mm, dł. 15,5 cm
dia 2,8 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-005**
Ø 3,5 mm, dł. 15,5 cm
dia 3,5 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-006**
Ø 4,3 mm, dł. 15,5 cm
dia 4,3 mm, L- 15,5 cm

OSTEOTOM
prosty, wypukły
z ogranicznikiem
straight, convex, with a limiter


- ORI-55-700-007**
Ø 2,8 mm, dł. 17 cm
dia 2,8 mm, L- 17 cm
- ORI-55-700-008**
Ø 3,5 mm, dł. 17 cm
dia 3,5 mm, L- 17 cm
- ORI-55-800-028**
Ø 3,9 mm, dł. 17 cm
dia 3,9 mm, L- 17 cm
- ORI-55-700-009**
Ø 4,3 mm, dł. 17 cm
dia 4,3 mm, L- 17 cm

OSTEOTOM
bagietowy, wypukły
z ogranicznikiem
curved, convex, with a limiter

- ORI-55-700-010**
Ø 2,8 mm, dł. 17 cm
dia 2,8 mm, L- 17 cm
- ORI-55-700-011**
Ø 3,5 mm, dł. 17 cm
dia 3,5 mm, L- 17 cm
- ORI-55-800-040**
Ø 3,9 mm, dł. 17 cm
dia 3,9 mm, L- 17 cm
- ORI-55-700-012**
Ø 4,3 mm, dł. 17 cm
dia 4,3 mm, L- 17 cm

ORI-55-700-10SET
OSTEOTOMY Z MŁOTKIEM
PAKIET PROMOCYJNY 11 narzędzi
Osteotomes + mallet - promotional package

ORI-55-700-12SET
OSTEOTOMY
PAKIET PROMOCYJNY 12 narzędzi
Osteotomes - promotional package



OSTEOTOM
prosty, wklęsły
straight, concave

- ORI-55-700-013**
Ø 2,8 mm, dł. 15,5 cm
dia 2,8 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-014**
Ø 3,5 mm, dł. 15,5 cm
dia 3,5 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-015**
Ø 4,3 mm, dł. 15,5 cm
dia 4,3 mm, L- 15,5 cm

OSTEOTOM
bagietowy, wklęsły
curved, concave

- ORI-55-700-016**
Ø 2,8 mm, dł. 15,5 cm
dia 2,8 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-017**
Ø 3,5 mm, dł. 15,5 cm
dia 3,5 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-018**
Ø 4,3 mm, dł. 15,5 cm
dia 4,3 mm, L- 15,5 cm

OSTEOTOM
prosty, wklęsły
z ogranicznikiem
straight, concave, with a limiter

- ORI-55-700-019**
Ø 2,8 mm, dł. 17 cm
dia 2,8 mm, L- 17 cm
- ORI-55-700-020**
Ø 3,5 mm, dł. 17 cm
dia 3,5 mm, L- 17 cm
- ORI-55-800-034**
Ø 3,9 mm, dł. 17 cm
dia 3,9 mm, L- 17 cm
- ORI-55-700-021**
Ø 4,3 mm, dł. 17 cm
dia 4,3 mm, L- 17 cm


OSTEOTOM
bagietowy, wklęsły
z ogranicznikiem
curved, concave, with a limiter

- ORI-55-700-022**
Ø 2,8 mm, dł. 17 cm
dia 2,8 mm, L- 17 cm
- ORI-55-700-023**
Ø 3,5 mm, dł. 17 cm
dia 3,5 mm, L- 17 cm
- ORI-55-800-046**
Ø 3,9 mm, dł. 17 cm
dia 3,9 mm, L- 17 cm
- ORI-55-700-024**
Ø 4,3 mm, dł. 17 cm
dia 4,3 mm, L- 17 cm



MŁOTEK
STOMATOLOGICZNY
Dental mallet

ORI-55-720-011
z wkładem teflonowym
Ø 25 mm, dł. 18 cm
teflon insert, dia 25 mm, L- 18 cm



OSTEOTOM
prosty, płomyk
straight, flame

- ORI-55-700-025**
Ø 2,8 mm, dł. 15,5 cm
dia 2,8 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-026**
Ø 3,5 mm, dł. 15,5 cm
dia 3,5 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-027**
Ø 4,3 mm, dł. 15,5 cm
dia 4,3 mm, L- 15,5 cm

OSTEOTOM
bagietowy, płomyk
curved, flame

- ORI-55-700-028**
Ø 2,8 mm, dł. 15,5 cm
dia 2,8 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-029**
Ø 3,5 mm, dł. 15,5 cm
dia 3,5 mm, L- 15,5 cm
- ORI-55-700-030**
Ø 4,3 mm, dł. 15,5 cm
dia 4,3 mm, L- 15,5 cm

- ORI-55-710-001**
szer. 3 mm, dł. 16 cm
W- 3 mm, L- 16 cm
- ORI-55-710-002**
szer. 4 mm, dł. 16 cm
W- 4 mm, L- 16 cm
- ORI-55-710-003**
szer. 5 mm, dł. 16 cm
W- 5 mm, L- 16 cm
- ORI-55-710-004**
szer. 6 mm, dł. 16 cm
W- 6 mm, L- 16 cm

DLUTO KOSTNE
proste
Bone chisel, straight

DLUTKO KOSTNE PERIODONTOLOGICZNE FEDI
dwustronne, czarna ceramika
Fedi perio chisel, double-sided, black ceramic coated

OR66-800
szer. 2 mm, dł. 17,5 cm
W- 2 mm, L- 17,5 cm



PRZENOŚNIK Z UPYCHADŁEM
DO MATERIAŁU KOSTNEGO
uchwyt "typ S-Ergo"
Spoon & Graft packer

ORI-55-710-025
szer. 5 mm x Ø 3 mm, dł. 17 cm
W- 5 mm x dia 3 mm, L- 17 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 26, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-026
szer. 4 mm x 4 mm, dł. 18 cm
W- 4 mm x 4 mm, L- 18 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 27, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-027
szer. 4 mm x 7 mm, dł. 17 cm
W- 4 mm x 7 mm, L- 17 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 28, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-028
szer. 3 mm x 5 mm, dł. 17 cm
W- 3 mm x 5 mm, L- 17 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 29, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-029
szer. 5 mm x 5 mm, dł. 18,5 cm
W- 5 mm x 5 mm, L- 18,5 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 30, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-030
szer. 3 mm x 3 mm, dł. 18,5 cm
W- 3 mm x 3 mm, L- 18,5 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 31, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-031
szer. 7 mm x 7 mm, dł. 17,5 cm
W- 7 mm x 7 mm, L- 17,5 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 32, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-032
szer. 3 mm x 5 mm, dł. 17,5 cm
W- 3 mm x 5 mm, L- 17,5 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 33, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-033
szer. 5 mm x 5 mm, dł. 18,5 cm
W- 5 mm x 5 mm, L- 18,5 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 34, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-034
szer. 4 mm x 7 mm, dł. 16 cm
W- 4 mm x 7 mm, L- 16 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 35, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-035
szer. 5 mm x 5 mm, dł. 17,5 cm
W- 5 mm x 5 mm, L- 17,5 cm



KIRETA SINUS LIFT
fig. 36, uchwyt "typ S-Ergo"
Sinus lift curette

ORI-55-710-036
szer. 5 mm x 5 mm, dł. 16,5 cm
W- 5 mm x 5 mm, L- 16,5 cm


ORI-55-710-12SET
NARZĘDZIA DO SINUS LIFT
PAKIET PROMOCYJNY 12 narzędzi
Sinus lift - promotional package



INSTRUMENT PERIODONTOLÓGICZNY
DO TUNELINGU
czarna ceramika
Tunelling instrument, black ceramic coated

OR66-804
fig. 1, szer. 2 mm x 2,5 mm, dł. 18 cm
fig. 1, W- 2 mm x 2,5 mm, L- 18 cm

OR66-805
fig. 2, szer. 3 mm x 3 mm, dł. 18,5 cm
fig. 2, W- 3 mm x 3 mm, L- 18,5 cm



UPYCHADŁO DO MATERIAŁU KOSTNEGO
uchwyt "typ S-Ergo"
Bone condenser

ORI-55-710-017
Ø 3 mm x 4 mm, dł. 16 cm
dł. 3 mm x 4 mm, L- 16 cm

ORI-55-710-018
Ø 6 mm x 8 mm, dł. 16 cm
dł. 6 mm x 8 mm, L- 16 cm



PRZENOŚNIK Z UPYCHADŁEM
DO MATERIAŁU KOSTNEGO
uchwyt "typ S-Ergo"
Bone carrier and condenser

ORI-55-710-057
szer. 11 mm x Ø 3 mm, dł. 17 cm
W- 11 mm x dia 3 mm, L- 17 cm



ŁOPATKA Z PRZENOŚNIKIEM
uchwyt "typ Mifam"
Spatula with carrier

ORI-55-710-060
szer. 6 mm x 5,5 mm, dł. 17 cm
W- 6 mm x 5,5 mm, L- 17 cm

ŁOPATKA DO BIOMATERIAŁU
czarna ceramika
Spatula for biomaterial, black ceramic coated

OR66-796
szer. 6 mm x 10 mm, dł. 18 cm
W- 6 mm x 10 mm, L- 18 cm



APLIKATOR
DO MATERIAŁU KOSTNEGO
Bone injection

ORI-55-720-012A
Ø 4,4 mm, dł. 15 cm
dł. 4,4 mm, L- 15 cm

ORI-55-720-012B
Ø 6 mm, dł. 15 cm
dł. 6 mm, L- 15 cm

ORI-55-720-012C
Ø 7 mm, dł. 15 cm
dł. 7 mm, L- 15 cm



APLIKATOR
DO MATERIAŁU KOSTNEGO
czarna ceramika
Bone injection, black ceramic coated

OR66-797
Ø 6 mm, dł. 16,5 cm
dł. 6 mm, L- 16,5 cm



ROZWIERACZ SZCZĘKOWY ROSER-KONIG
Roser-König endaural retractor

ORI-G111
dł. 16 cm
L- 16 cm



ROZWIERACZ SZCZĘKOWY MOLT
Molt endaural retractor

ORI-G109
dł. 11 cm
L- 11 cm

ORI-G110
dł. 14 cm
L- 14 cm

HAK PRZEDSIONKOWY VESTIBULUM
Vestibulum retractor

ORI-G112
szer. 80 mm, dł. 17,5 cm
W- 80 mm, L- 17,5 cm



KLESZCZE EKSTRAKCYJNE
BERTEN
Berten extracting forceps




Fig. 2

ORI-A102
Górne siekacze i kły
upper incisors



Fig. 4

ORI-A103
Dolne siekacze i kły
lower incisors




Fig. 1

ORI-A101
Górne siekacze i kły
upper incisors



Fig. 7

ORI-A104
Górne przedtrzonowce
upper premolars



Fig. 13

ORI-A105
Dolne przedtrzonowce
lower premolars



Fig. 13A

ORI-A106
Dolne siekacze i kły
lower incisors



Fig. 13S

ORI-A107
Dolne przedtrzonowce
lower premolars



Fig. 17

ORI-A108
Górne trzonowce, prawe
upper molars, right



Fig. 18

ORI-A109
Górne trzonowce, lewe
upper molars, left



Fig. 22

ORI-A110
Dolne trzonowce
lower molars



Fig. 22S

ORI-A111
Dolne trzonowce
lower molars

KLESZCZE EKSTRAKCYJNE ROUTURIER
Routurier extracting forceps



Fig. 22L

ORI-A112
Dolne trzonowce
i ząb mądrości
lower molars & wisdom teeth




Fig. 22R

ORI-A113
Dolne trzonowce
i ząb mądrości
lower molars & wisdom teeth



Fig. 29

ORI-A114
Górne korzenie
upper roots



ORI-A115
Górne korzenie
upper roots



ORI-A116
Górne przedtrzonowce
upper premolars



ORI-A117
Dolne korzenie
lower roots



ORI-A118
Dolne korzenie
lower roots



ORI-A119
Dolne korzenie
lower roots



OR66-721
Dolne korzenie
lower roots
czarna ceramika
black ceramic coated



ORI-A120
Górne siekacze i przedtrzonowce
upper incisors and premolars



ORI-A121
Górne przedtrzonowce
upper premolars



ORI-A122
Dolne przedtrzonowce
lower premolars



ORI-A123
Górne trzonowce, lewe
upper molars, left




ORI-A124
Górne trzonowce, prawe
upper molars, right




ORI-A125
Dolne korzenie
lower roots



ORI-A126
Bardzo cienkie dolne korzenie
very narrow lower roots



ORI-A127
Bardzo cienkie górne korzenie
very narrow upper roots



ORI-A128
Górne korzenie
upper roots




Fig. 51A

ORI-A129
Górne korzenie
upper roots



Fig. 51L

ORI-A130
Górne korzenie
upper roots




Fig. 67

ORI-A131
Górny ząb mądrości
upper wisdom teeth



Fig. 67A

ORI-A132
Górny ząb mądrości
upper wisdom teeth



Fig. 67L

ORI-A133
Górny ząb mądrości, lewy
upper wisdom tooth, left



Fig. 67R

ORI-A134
Górny ząb mądrości, prawy
upper wisdom tooth, right




Fig. 73

ORI-A135
Dolne trzonowce
lower molars




Fig. 74

ORI-A136
Dolne korzenie
lower roots




Fig. 74N

ORI-A137
Dolne korzenie
lower roots





Fig. 74XN

ORI-A138
Dolne korzenie
i stłoczone siekacze
lower roots & crowded incisors




Fig. 79

ORI-A139
Dolny ząb mądrości
lower wisdom teeth




Fig. 79A

ORI-A140
Dolny ząb mądrości
lower wisdom teeth




Fig. 86A

ORI-A141
Dolne trzonowce
lower molars



Fig. 89

ORI-A142
Górne trzonowce, prawe
upper molars, right




Fig. 90

ORI-A143
Górne trzonowce, lewe
upper molars, left






KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN
do zębów mlecznych
Berten extracting forceps for primary teeth





ORI-A400SET

Kleszcze ekstrakcyjne Berten
PAKIET PROMOCYJNY 10 narzędzi, uchwyt ergonomiczny*
*Berten extraction forceps - promotional package, ergonomic handle**



ORI-A500SET

Kleszcze ekstrakcyjne Berten do zębów mlecznych
PAKIET PROMOCYJNY 7 narzędzi, uchwyt ergonomiczny*
*Berten forceps for extraction of primary teeth - promotional package, ergonomic handle**






ORI-A301
fig. 1, wąskie
do korzeni górnych i dolnych
fig. 1, narrow, upper & lower roots



ORI-A302
fig. 2, średnie
do zębów przednich i przedtrzonowych
fig. 2, medium, anterior & premolar teeth




KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER
PAKIEŃ PROMOCYJNY 3 narzędzi
Meissner extraction forceps - promotional package

ORI-A3SET-111 - wariant fig. 1, 1, 1
ORI-A3SET-112 - wariant fig. 1, 1, 2
ORI-A3SET-113 - wariant fig. 1, 1, 3
ORI-A3SET-122 - wariant fig. 1, 2, 2
ORI-A3SET-123 - wariant fig. 1, 2, 3
ORI-A3SET-133 - wariant fig. 1, 3, 3
ORI-A3SET-222 - wariant fig. 2, 2, 2
ORI-A3SET-223 - wariant fig. 2, 2, 3
ORI-A3SET-233 - wariant fig. 2, 3, 3
ORI-A3SET-333 - wariant fig. 3, 3, 3

KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER
Meissner extracting forceps



ORI-A303
fig. 3, Szerokie
do zębów trzonowych
fig. 3, wide, molars



ORI-A720-008
fig. 8, Kąt 90°, dł. 16 cm
fig. 8, angled 90°, L- 16 cm

KLESZCZE EKSTRAKCYJNE DO KORZENI
Roots extraction forceps



ORI-A720-009
fig. 9, Kąt 45°, dł. 16 cm
fig. 9, angled 45°, L- 16 cm



ORI-AF213
proste, dł. 13,5 cm
straight, L- 13.5 cm

KLESZCZYKI STIEGLITZ DO ODŁAMKÓW KORZENI
Stieglitz broach removing pliers



ORI-AF214
wygięte, dł. 13,5 cm
curved, L- 13.5 cm



ORI-AF214-ENDO
dł. części pracującej 3 cm
dł. 15 cm
tip L- 3 cm, L- 15 cm

KLESZCZYKI CHIRURGICZNE „ENDO”
DO USUWANIA ODŁAMKÓW
I ZŁAMANYCH NARZĘDZI
Pliers for broken instruments "ENDO"




ORI-AF-J140
fig. 10, proste, dł. 15 cm
fig. 10, straight, L- 15 cm

KLESZCZE DO ODŁAMKÓW KORZENI
Broach removing pliers




ORI-AF-J141
fig. 11, wygięte, dł. 15 cm
fig. 11, curved, L- 15 cm




ORI-AF-J142
fig. 12, wygięte, dł. 13,5 cm
fig. 12, curved, L- 13.5 cm









NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
ORIBEST
bez funkcji wyważania
ORIBEST luxator

ORI-BL216
fig. 16-LOB - szer. 3 mm
odgięte
outside curved, W- 3 mm

ORI-BL219
fig. 19-LOB - szer. 4 mm
odgięte
outside curved, W- 5 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
ORIBEST
bez funkcji wyważania
ORIBEST luxator

ORI-BL218
fig. 18-LOB - szer. 3 mm
zagięte
inside curved, W- 3 mm

ORI-BL217
fig. 17-LOB - szer. 3 mm
zagięte
inside curved, W- 3 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
uchwyt turkusowy
bez funkcji wyważania
Luxator, turquoise handle

ORI-BL701
fig. 1-P - proste, szer. 1 mm
straight, W- 1 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
uchwyt żółty
bez funkcji wyważania
Luxator, yellow handle

ORI-BL702
fig. 2-P - proste, szer. 2 mm
straight, W- 2 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
uchwyt niebieski
bez funkcji wyważania
Luxator, blue handle

ORI-BL703
fig. 17-P - zagięte, szer. 3 mm
inside curved, W- 3 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
uchwyt różowy
bez funkcji wyważania
Luxator, pink handle

ORI-BL704
fig. 16-P - odgięte, szer. 3 mm
outside curved, W- 3 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
uchwyt szary
bez funkcji wyważania
Luxator, grey handle

ORI-BL705
fig. 18-P - zagięte, szer. 3 mm
inside curved, W- 3 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
uchwyt biały
bez funkcji wyważania
Luxator, white handle

ORI-BL706
fig. 3-P - proste, szer. 3 mm
straight, W- 3 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
uchwyt brązowy
bez funkcji wyważania
Luxator, brown handle

ORI-BL707
fig. 5-P - proste, szer. 5 mm
straight, W- 5 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
uchwyt zielony
bez funkcji wyważania
Luxator, green handle

ORI-BL708
fig. 20-P - odgięte, szer. 5 mm
outside curved, W- 5 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
PERIOLUKS
bez funkcji wyważania
Luxator, periolux

ORI-BL709
fig. 23-P - proste, szer. 2+3 mm
straight, W- 2+3 mm

NARZĘDZIE LUKSUJĄCE
PERIOLUKS
bez funkcji wyważania
Luxator, periolux

ORI-BL710
fig. 35-P - proste, szer. 3+5 mm
straight, W- 3+5 mm

ORI-BL10SET
NARZĘDZIA LUKSUJĄCE - PAKIET PROMOCYJNY 10 szt.
Luxators - promotional package

ORI-BL701 - fig. 1-P	ORI-BL706 - fig. 3-P
ORI-BL702 - fig. 2-P	ORI-BL707 - fig. 5-P
ORI-BL703 - fig. 17-P	ORI-BL708 - fig. 20-P
ORI-BL704 - fig. 16-P	ORI-BL709 - fig. 23-P
ORI-BL705 - fig. 18-P	ORI-BL710 - fig. 35-P

ORI-BL13SET
NARZĘDZIA LUKSUJĄCE - PAKIET PROMOCYJNY 13 szt.
Luxators - promotional package

ORI-BL701 - fig. 1-P	ORI-BL708 - fig. 20-P
ORI-BL702 - fig. 2-P	ORI-BL709 - fig. 23-P
ORI-BL703 - fig. 17-P	ORI-BL710 - fig. 35-P
ORI-BL704 - fig. 16-P	ORI-B711 - fig. 2-DP
ORI-BL705 - fig. 18-P	ORI-B712 - fig. 3-DP
ORI-BL706 - fig. 3-P	ORI-B713 - fig. 4-DP
ORI-BL707 - fig. 5-P	

UWAGA:

Instrukcja i opis zastosowania instrumentów
luksujących dostępne są na stronie www.orimed.pl

ŁYŻECZKA ZĘBODOŁOWA HEMINGWAY
uchwyt "typ S-Ergo"
Hemingway bone curette



ORI-H025-238

szer. 2,8 mm x 2,8 mm, dł. 18,5 cm
W- 2,8 mm x 2,8 mm, L- 18,5 cm

ORI-H025-239

szer. 3,0 mm x 3,0 mm, dł. 18,5 cm
W- 3,0 mm x 3,0 mm, L- 18,5 cm

ORI-H025-240

szer. 3,5 mm x 3,5 mm, dł. 18,5 cm
W- 3,5 mm x 3,5 mm, L- 18,5 cm

ŁYŻECZKA ZĘBODOŁOWA HEMINGWAY
uchwyt "typ Mifam"
Hemingway bone curette



ORI-H140

szer. 2,5 mm x 2,5 mm, dł. 18,5 cm
W- 2,5 mm x 2,5 mm, L- 18,5 cm

ORI-H141

szer. 3,0 mm x 3,0 mm, dł. 18,5 cm
W- 3,0 mm x 3,0 mm, L- 18,5 cm

ORI-H142

szer. 3,8 mm x 3,8 mm, dł. 18,5 cm
W- 3,8 mm x 3,8 mm, L- 18,5 cm

ŁYŻECZKA ZĘBODOŁOWA HEMINGWAY
uchwyt "typ Mifam"
Hemingway bone curette



ORI-H146

Ø 2,5 mm, dł. 18,5 cm
dia 2,5 mm, L- 18,5 cm

ORI-H147

Ø 3,0 mm, dł. 18,5 cm
dia 3,0 mm, L- 18,5 cm

ORI-H148

Ø 3,8 mm, dł. 18,5 cm
dia 3,8 mm, L- 18,5 cm

ŁYŻECZKA ZĘBODOŁOWA WILLIGER
Williger bone curette



ORI-H109

szer. 2,5 mm x 3,0 mm, dł. 13,5 cm
W- 2,5 mm x 3,0 mm, L- 13,5 cm


ORI-H110

szer. 3,0 mm x 3,5 mm, dł. 13,5 cm
W- 3,0 mm x 3,5 mm, L- 13,5 cm

ORI-H111

szer. 3,5 mm x 4,0 mm, dł. 13,5 cm
W- 3,5 mm x 4,0 mm, L- 13,5 cm

ŁYŻECZKA ZĘBODOŁOWA VOLKMANN
Volkman bone curette



ORI-H099

fig. 0000, szer. 2,8 mm, dł. 17 cm
W- 2,8 mm, L- 17 cm

ORI-H100

fig. 000, szer. 3,6 mm, dł. 17 cm
W- 3,6 mm, L- 17 cm

ORI-H101

fig. 00, szer. 4,4 mm, dł. 17 cm
W- 4,4 mm, L- 17 cm

ORI-H102

fig. 0, szer. 5,2 mm, dł. 17 cm
W- 5,2 mm, L- 17 cm


ORI-H103

fig. 1, szer. 6,8 mm, dł. 17 cm
W- 6,8 mm, L- 17 cm

ORI-H104

fig. 2, szer. 8,5 mm, dł. 17 cm
W- 8,5 mm, L- 17 cm

ŁYŻECZKA ZĘBODOŁOWA LUCAS
z oczkiem do ziarniny
uchwyt "typ Mifam"
Lucas bone curette, with hole for granulation tissue



ORI-H112

szer. 2,8 mm x 4,0 mm, dł. 17 cm
W- 2,8 mm x 4,0 mm, L- 17 cm

ORI-H113

szer. 2,5 mm x 3,5 mm, dł. 17 cm
W- 2,5 mm x 3,5 mm, L- 17 cm

ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS
uchwyt "typ S-Ergo"
Lucas bone curette



ORI-H025-241

szer. 2,0 mm x 2,0 mm, dł. 17 cm
W- 2,0 mm x 2,0 mm, L- 17 cm

ORI-H025-242

szer. 2,5 mm x 2,5 mm, dł. 17 cm
W- 2,5 mm x 2,5 mm, L- 17 cm


ORI-H025-243

szer. 3,5 mm x 3,5 mm, dł. 17 cm
W- 3,5 mm x 3,5 mm, L- 17 cm

ORI-H025-244

szer. 4,5 mm x 4,5 mm, dł. 17 cm
W- 4,5 mm x 4,5 mm, L- 17 cm

ŁYŻECZKA KOSTNA MILLER - prosta
uchwyt "typ S-Ergo"
Miller bone curette, straight



ORI-H025-245

szer. 2,0 mm x 2,5 mm, dł. 17,5 cm
W- 2,0 mm x 2,5 mm, L- 17 cm

ORI-H025-246

szer. 3,0 mm x 3,5 mm, dł. 17,5 cm
W- 3,0 mm x 3,5 mm, L- 17 cm

ORI-H025-247

szer. 3,5 mm x 4,0 mm, dł. 17,5 cm
W- 3,5 mm x 4,0 mm, L- 17 cm

ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS czarna ceramika Lucas bone curette, black ceramic coated



OR66-768

szer. 1,5 mm x 1,5 mm, dł. 18 cm
W- 1,5 mm x 1,5 mm, L- 18 cm



OR66-769

szer. 2,0 mm x 2,0 mm, dł. 18 cm
W- 2,0 mm x 2,0 mm, L- 18 cm



OR66-770

szer. 3,0 mm x 3,0 mm, dł. 18 cm
W- 3,0 mm x 3,0 mm, L- 18 cm



OR66-771

szer. 3,5 mm x 3,5 mm, dł. 18 cm
W- 3,5 mm x 3,5 mm, L- 18 cm

ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS ząbkowana, czarna ceramika Lucas bone curette, serrated, black ceramic coated



OR66-772

szer. 1,5 mm x 1,5 mm, dł. 18 cm
W- 1,5 mm x 1,5 mm, L- 18 cm



OR66-773

szer. 2,0 mm x 2,0 mm, dł. 18 cm
W- 2,0 mm x 2,0 mm, L- 18 cm



OR66-774

szer. 2,5 mm x 2,5 mm, dł. 18 cm
W- 2,5 mm x 2,5 mm, L- 18 cm



OR66-775

szer. 3,5 mm x 3,5 mm, dł. 18 cm
W- 3,5 mm x 3,5 mm, L- 18 cm

ORI-H025-SSET

ŁYŻECZKI KOSTNE - PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi, uchwyt "typ S-Ergo"
Bone curettes - promotional package

ORI-H025-241 - łyżeczka kostna LUCAS - szer. 2,0 mm x 2,0 mm, dł. 17 cm
Lucas bone curette, W - 2,0 mm x 2,0 mm, L- 17 cm

ORI-H025-242 - łyżeczka kostna LUCAS - szer. 2,5 mm x 2,5 mm, dł. 17 cm
Lucas bone curette, W - 2,5 mm x 2,5 mm, L- 17 cm

ORI-H025-243 - łyżeczka kostna LUCAS - szer. 3,5 mm x 3,5 mm, dł. 17 cm
Lucas bone curette, W - 3,5 mm x 3,5 mm, L- 17 cm

ORI-H025-244 - łyżeczka kostna LUCAS - szer. 4,5 mm x 4,5 mm, dł. 17 cm
Lucas bone curette, W - 4,5 mm x 4,5 mm, L- 17 cm

ORI-H025-246 - łyżeczka kostna MILLER- prosta, szer. 3,0 mm x 3,5 mm, dł. 17,5 cm
Miller bone curette, straight, W - 3,0 mm x 3,5 mm, L- 17,5 cm

OR66-77SET

ŁYŻECZKI KOSTNE - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi
czarna ceramika

Bone curettes, black ceramic coated - promotional package

OR66-770 - łyżeczka kostna LUCAS - czarna ceramika, szer. 3,0 mm x 3,0 mm, dł. 18 cm
Lucas bone curette - black ceramic coated, W- 3,0 mm x 3,0 mm, L- 18 cm

OR66-773 - łyżeczka kostna LUCAS - czarna ceramika, ząbkowana, szer. 2,0 mm x 2,0 mm, dł. 18 cm
Lucas bone curette - black ceramic coated, serrated, W- 2,0 mm x 2,0 mm, L- 18 cm

OR66-774 - łyżeczka kostna LUCAS - czarna ceramika, ząbkowana, szer. 2,5 mm x 2,5 mm, dł. 18 cm
Lucas bone curette - black ceramic coated, serrated, W- 2,5 mm x 2,5 mm, L- 18 cm

OR66-775 - łyżeczka kostna LUCAS - czarna ceramika, ząbkowana, szer. 3,5 mm x 3,5 mm, dł. 18 cm
Lucas bone curette - black ceramic coated, serrated, W- 3,5 mm x 3,5 mm, L- 18 cm



RASPATOR FREER
uchwyt "typ S-Ergo"
Freer raspator

ORI-HG-710-G121
fig. 1, ostry-tępy
szer. 4,4 mm x 4,4 mm, dł. 18 cm
sharp-blunt, W- 4,4 mm x 4,4 mm, L- 18 cm



RASPATOR FREER
uchwyt "typ S-Ergo"
Freer raspator

ORI-HG-710-G122
fig. 2, ostry-ostry
szer. 5,4 mm x 4,2 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 5,4 mm x 4,2 mm, L- 18 cm

ORI-HG-710-025
fig. 25, ostry-ostry
szer. 4 mm x 5 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 4 mm x 5 mm, L- 18 cm



RASPATOR MEAD-WEST
uchwyt "typ S-Ergo"
Mead-West raspator

ORI-HG-710-021
fig. 21, ostry-ostry z nożem
szer. 3,5 mm x 3,5 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 3,5 mm x 3,5 mm, L- 18 cm



RASPATOR BUSER
uchwyt "typ S-Ergo"
Buser raspator

ORI-HG-710-022
fig. 22, ostry-ostry
szer. 3,5 mm x 3 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 3,5 mm x 3 mm, L- 18 cm

ORI-HG-710-023
fig. 23, ostry-ostry
szer. 3 mm x 3 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 3 mm x 3 mm, L- 18 cm



RASPATOR HOPKINS
uchwyt "typ S-Ergo"
Hopkins raspator

ORI-HG-710-024
fig. 24, ostry-ostry
szer. 4 mm x 4 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 4 mm x 4 mm, L- 18 cm



RASPATOR MOLT
uchwyt "typ S-Ergo"
Molt raspator

ORI-HG-710-G123
ostro-ostry
szer. 6,7 mm x 3,7 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 6,7 mm x 3,7 mm, L- 18 cm



RASPATOR PRICHARD
uchwyt "typ S-Ergo"
Prichard raspator

ORI-HG-025-224
fig. 1, ostry-tępy
szer. 4,8 mm x 10 mm, dł. 18,5 cm
sharp-blunt, W- 4,8 mm x 10 mm, L- 18,5 cm

ORI-HG-025-224R
fig. 2, ostry-ostry
szer. 4,8 mm x 10 mm, dł. 18,5 cm
sharp-sharp, W- 4,8 mm x 10 mm, L- 18,5 cm



RASPATOR MOLT
Molt raspator

ORI-HG-710-019
ostro-ostry
szer. 7 mm x 4,5 mm, dł. 16 cm
sharp-sharp, W- 7 mm x 4,5 mm, L- 16 cm



RASPATOR SELDIN
Seldin raspator

ORI-HG-710-020
ostro-tępy
szer. 12 mm x 9,5 mm, dł. 16 cm
sharp-blunt, W- 12 mm x 9,5 mm, L- 16 cm



RASPATOR WILLIGER
Williger raspator

ORI-HG-G126/1
ostry, szer. 6 mm, dł. 14 cm
sharp, W- 6 mm, L- 14 cm

ORI-HG-G126
ostry, szer. 7 mm, dł. 16 cm
sharp, W- 7 mm, L- 16 cm





RASPATOR FREER
czarna ceramika
Freer raspator, black ceramic coated

OR66-115
ostro-tępy
szer. 5 mm x 4,5 mm, dł. 18 cm
sharp-blunt, W- 5 mm x 4,5 mm, L- 18 cm



RASPATOR FREER
czarna ceramika
Freer raspator, black ceramic coated

OR66-745
ostro-tępy
szer. 4 mm x 4 mm, dł. 18 cm
sharp-blunt, W- 4 mm x 4 mm, L- 18 cm



RASPATOR FREER
czarna ceramika
Freer raspator, black ceramic coated

OR66-746
ostro-ostry
szer. 6 mm x 4 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 6 mm x 4 mm, L- 18 cm



RASPATOR MOLT
czarna ceramika
Molt raspator, black ceramic coated

OR66-747
ostro-ostry
szer. 3 mm x 4 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 3 mm x 4 mm, L- 18 cm



RASPATOR MEAD-WEST
czarna ceramika
Mead-West raspator, black ceramic coated

OR66-748
ostro-ostry, z nożem
szer. 4 mm x 4 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 4 mm x 4 mm, L- 18 cm



RASPATOR BUSER
czarna ceramika
Buser raspator, black ceramic coated

OR66-749
ostro-ostry
szer. 3 mm x 3 mm, dł. 18 cm
sharp-sharp, W- 3 mm x 3 mm, L- 18 cm



RASPATOR PRICHARD
czarna ceramika
Prichard raspator, black ceramic coated

OR66-750
fig. 1, ostro-tępy
szer. 4,8 mm x 10 mm, dł. 18,5 cm
sharp-blunt, W- 4,8 mm x 10 mm, L- 18,5 cm

ORI-HG-710-4SET

RASPATORY - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ S-Ergo"
Raspators - promotional package

- ORI-HG-710-021** - raspator MEAD-WEST fig. 21 - ostro-ostry z nożem, szer. 3,5 x 3,5 mm, dł. 18 cm
Mead-West raspator fig. 21, sharp-sharp, W- 3,5 x 3,5 mm, L- 18 cm
- ORI-HG-710-022** - raspator BUSER fig. 22 - ostro-ostry, szer. 3,5 mm x 3 mm, dł. 18 cm
Buser raspator fig. 22, sharp-sharp, W- 3,5 mm x 3 mm, L- 18 cm
- ORI-HG-710-023** - raspator BUSER fig. 23 - ostro-ostry, szer. 3 mm x 3 mm, dł. 18 cm
Buser raspator fig. 23, sharp-sharp, W- 3 mm x 3 mm, L- 18 cm
- ORI-HG-025-224** - raspator PRICHARD fig. 1 - ostro-tępy, szer. 4,8 mm x 10 mm
Prichard raspator fig. 1, sharp-blunt, W- 4,8 mm x 10 mm

ORI-HG-710-5SET

RASPATORY - PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi, uchwyt "typ S-Ergo"
Raspators - promotional package


- ORI-HG-710-G121** - raspator FREER fig. 1 - ostro-tępy, szer. 4,4 mm x 4,4 mm, dł. 18 cm
Freer raspator fig. 1, sharp-blunt, W- 4,4 mm x 4,4 mm, L- 18 cm
- ORI-HG-710-G122** - raspator FREER fig. 2 - ostro-ostry, szer. 5,4 mm x 4,2 mm, dł. 18 cm
Freer raspator fig. 2, sharp-sharp, W- 5,4 mm x 4,2 mm, L- 18 cm
- ORI-HG-710-G123** - raspator MOLT - ostro-ostry, szer. 6,7 mm x 3,7 mm, dł. 18 cm
Molt raspator, sharp-sharp, W- 6,7 mm x 3,7 mm, L- 18 cm
- ORI-HG-710-022** - raspator BUSER fig. 22 - ostro-ostry, szer. 3,5 mm x 3 mm, dł. 18 cm
Buser raspator fig. 22, sharp-sharp W- 3,5 mm x 3 mm, L- 18 cm
- ORI-HG-025-224** - raspator PRICHARD fig. 1 - ostro-tępy, szer. 4,8 mm x 10 mm
Prichard raspator fig. 1, sharp-blunt, W- 4,8 mm x 10 mm


OR66-74SET

RASPATORY - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi
czarna ceramika

Raspators, black ceramic coated - promotional package

- OR66-746** - raspator FREER - czarna ceramika, ostro-ostry, szer. 6 mm x 4 mm, dł. 18 cm
Freer raspator, black ceramic coated, sharp-sharp, W- 6 mm x 4 mm, L- 18 cm
- OR66-747** - raspator MOLT - czarna ceramika, ostro-ostry, szer. 3 mm x 4 mm, dł. 18 cm
Molt raspator, black ceramic coated, sharp-sharp, W- 3 mm x 4 mm, L- 18 cm
- OR66-749** - raspator BUSER - czarna ceramika, ostro-ostry, szer. 3 mm x strzałka 3 mm, dł. 18 cm
Buser raspator, black ceramic coated, sharp-sharp, W- 3 mm x arrow 3 mm, L- 18 cm
- OR66-750** - raspator PRICHARD fig. 1 - czarna ceramika, ostro-tępy, szer. 4,8 mm x 10 mm, dł. 18,5 cm
Prichard raspator fig. 1, black ceramic coated, sharp-blunt, W- 4,8 mm x 10 mm, L- 18,5 cm





ORI-KK-025-280
fig. 1/2, dt. 17,5 cm
L- 17,5 cm

ORI-KK-025-284
fig. 9/10, dt. 16,5 cm
L- 16,5 cm

ORI-KK-025-281
fig. 3/4, dt. 17,5 cm
L- 17,5 cm

ORI-KK-025-285
fig. 11/12, dt. 17 cm
L- 17 cm

ORI-KK-025-282
fig. 5/6, dt. 17,5 cm
L- 17,5 cm

ORI-KK-025-285A
fig. 13/14, dt. 17 cm
L- 17 cm

ORI-KK-025-283
fig. 7/8, dt. 17 cm
L- 17 cm

KIRETA GRACEY
uchwyt "typ S-Ergo"
Gracey curette

ORI-KK-025-28SET

KIRETY GRACEY

PAKIET PROMOCYJNY 7 narzędzi, uchwyt "typ S-Ergo"
Gracey curettes - promotional package

ORI-KK-025-280 - fig. 1/2

ORI-KK-025-281 - fig. 3/4

ORI-KK-025-282 - fig. 5/6

ORI-KK-025-283 - fig. 7/8

ORI-KK-025-284 - fig. 9/10

ORI-KK-025-285 - fig. 11/12

ORI-KK-025-285A - fig. 13/14

ORI-KK-PAK-12

KIRETY GRACEY W KASECIE

PAKIET PROMOCYJNY 7 narzędzi, uchwyt "typ S-Ergo"
Gracey curettes in cassette - promotional package

ORI-KK-025-280 - fig. 1/2

ORI-KK-025-281 - fig. 3/4

ORI-KK-025-282 - fig. 5/6


ORI-KK-025-283 - fig. 7/8

ORI-KK-025-284 - fig. 9/10

ORI-KK-025-285 - fig. 11/12

ORI-KK-025-285A - fig. 13/14

ORI-O730-002 - kaseta do sterylizacji
na 10 szt. narzędzi
wym. 18,5 x 15 x 2 cm
sterilization cassette for 10 pcs
size 18,5 x 15 x 2 cm



ORI-KK132
fig. 1/2, dt. 17 cm
L- 17 cm

ORI-KK133
fig. 7/8, dt. 17 cm
L- 17 cm

ORI-KK134
fig. 5/6, dt. 17 cm
L- 17 cm

ORI-KK135
fig. 9/10, dt. 16,5 cm
L- 16,5 cm

ORI-KK136
fig. 13/14, dt. 17 cm
L- 17 cm

ORI-KK137
fig. 11/12, dt. 17 cm
L- 17 cm

KIRETA GRACEY
uchwyt "typ Mifam"
Gracey curette

KIRETA GRACEY
uchwyt "typ Mifam"
Gracey curette

KIRETA GRACEY
uchwyt "typ Mifam"
Gracey curette

KIRETA GRACEY
uchwyt "typ Mifam"
Gracey curette

KIRETA GRACEY
uchwyt "typ Mifam"
Gracey curette

KIRETA GRACEY
uchwyt "typ Mifam"
Gracey curette

ORI-KK-710-193
uniwersalna, dt. 17 cm
universal, L- 17 cm

ORI-KK-710-194
uniwersalna, dt. 17 cm
universal, L- 17 cm

ORI-KK-710-195
uniwersalna, dt. 17 cm
universal, L- 17 cm

ORI-KK-710-196
uniwersalna, dt. 17,5 cm
universal, L- 17,5 cm

ORI-KK-710-197
uniwersalna, dt. 17 cm
universal, L- 17 cm

ORI-KK-710-198
uniwersalna, dt. 17 cm
universal, L- 17 cm

KIRETA COLUMBIA
uchwyt "typ S-Ergo"
Columbia curette

KIRETA COLUMBIA
uchwyt "typ S-Ergo"
Columbia curette

KIRETA COLUMBIA
uchwyt "typ S-Ergo"
Columbia curette

KIRETA GOLDMAN-FOX
uchwyt "typ S-Ergo"
Goldman-Fox curette

KIRETA GOLDMAN-FOX
uchwyt "typ S-Ergo"
Goldman-Fox curette

KIRETA GOLDMAN-FOX
uchwyt "typ S-Ergo"
Goldman-Fox curette



ORI-KK-710-139
kulka Ø 1 mm
with ball, dia 1 mm

ZGŁĘBNIK PERIODONTOLOGICZNY WHO
uchwyt "typ S-Ergo"
Periodontal explorer



OR66-789
kulka Ø 1 mm
with ball, dia 1 mm

ZGŁĘBNIK PERIODONTOLOGICZNY WHO
czarna ceramika
Periodontal explorer, black ceramic coated



ORI-KK-710-014
CP-15
CP-15

SONDA PERIODONTOLOGICZNA
NORTH-CAROLINA
uchwyt "typ S-Ergo"
North-Carolina periodontal probe



OR66-788
CP-15
CP-15

SONDA PERIODONTOLOGICZNA
NORTH-CAROLINA
czarna ceramika
*North-Carolina periodontal probe
black ceramic coated*



ORI-KK-710-141
część pracująca 10 mm
tip L- 10 mm

SONDA PERIODONTOLOGICZNA
WILLIAMS
uchwyt "typ S-Ergo"
Williams periodontal probe



ORI-KK-710-142
część pracująca 12 mm
tip L- 12 mm

SONDA PERIODONTOLOGICZNA
uchwyt "typ S-Ergo"
Periodontal probe



ORI-KK-710-143
część pracująca 12 mm
tip L- 12 mm

SONDA PERIODONTOLOGICZNA PCP-12
uchwyt "typ S-Ergo"
PCP-12 periodontal probe



ORI-KK-710-144
część pracująca 11 mm
tip L- 11 mm

SONDA PERIODONTOLOGICZNA
MICHIGAN
uchwyt "typ S-Ergo"
Michigan periodontal probe



ORI-KK-710-079
do bifurkacji, dwustronna
double-sided

SONDA PERIODONTOLOGICZNA
NABERS
uchwyt "typ S-Ergo"
Nabers periodontal probe



ORI-C125
okrągłe, Ø 4,5 mm
round, dia 4,5 mm

LUSTERKO
DO RESEKCJI WIERZCHOŁKA KORZENIA
stalowe, uchwyt "typ S-Ergo"
Micro mirror, stainless steel



ORI-C126
podłużne, szer. 1,8 mm
longitudinal, W- 1,8 mm

LUSTERKO
DO RESEKCJI WIERZCHOŁKA KORZENIA
stalowe, uchwyt "typ S-Ergo"
Micro mirror, stainless steel



ORI-C127
podłużne, szer. 2,5 mm
longitudinal, W- 2,5 mm

LUSTERKO
DO RESEKCJI WIERZCHOŁKA KORZENIA
stalowe, uchwyt "typ S-Ergo"
Micro mirror, stainless steel



ORI-55-CH5

NARZĘDZIA DO MIKROCHIRURGII W KASECIE

PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi

Microsurgery instruments in cassette - promotional package

ORI-CD103/1 - uchwyt do skalpela nr 3 - okrągły, prosty, dł. 15 cm
scalpel handle no. 3, straight, L- 15 cm

ORI-EW14-6 - pęseta mikrochirurgiczna - fig. 6, prosta, ząbki 1x2, dł. 15,5 cm
microsurgical tweezers fig. 6, straight, 1x2 teeth, L- 15,5 cm

ORI-HG-710-023 - raspator Buser fig. 23 - ostro-ostry, szer. 3 mm x 3 mm, dł. 18 cm
Buser raspator fig. 23, sharp-sharp, W- 3 mm x 3 mm, L- 18 cm

ORI-FTC-160-015TC - igłotrzymacz mikrochir. Castroviejo - wygięty, dł. 18 cm, TC
Castroviejo needle holder with TC, curved, L- 18 cm

ORI-D184 - nożyczki mikrochirurgiczne Westcott - wygięte, dł. 14,5 cm
Westcott microsurgical scissors, curved, L- 14,5 cm

ORI-O730-007 - kaseta do sterylizacji - na 7 szt. narzędzi, wym. 20 x 11 x 3,5 cm
sterilization cassette for 7 pcs, size 20 x 11 x 3,5 cm



OR66-CH6

NARZĘDZIA DO MIKROCHIRURGII W KASECIE

PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi powlekanych czarną ceramiką

Microsurgery instruments in cassette, black ceramic coated - promotional package

OR66-751 - uchwyt do skalpela nr 3 - czarna ceramika, okrągły, prosty, dł. 15 cm
scalpel handle no. 3, black ceramic coated, straight, L- 15 cm

OR66-760 - pęseta chirurgiczna Gerald - czarna ceramika, prosta, ząbki 1x2, dł. 17,5 cm
Gerald tissue tweezers, 1x2 teeth, black ceramic coated, straight, L- 17,5 cm

OR66-749 - raspator Buser - czarna ceramika, ostro-ostry, szer. 3 mm x 3 mm, dł. 18 cm
Buser raspator, black ceramic coated, W- 3 mm x 3 mm, L- 18 cm

OR66-765 - igłotrzymacz mikrochir. Castroviejo TC - czarna ceramika, prosty, dł. 18 cm
Castroviejo needle holder with TC, straight, black ceramic coated, L- 18 cm

OR66-757 - nożyczki mikrochir. Westcott TC - czarna ceramika, wygięte, dł. 14,5 cm
Westcott microsurgical scissors with TC, curved, black ceramic coated, L- 14,5 cm

ORI-O730-005 - kaseta do sterylizacji - na 10 szt. narzędzi, wym. 18 x 15 x 3,5 cm
sterilization cassette for 10 pcs, size 18 x 15 x 3,5 cm

LUSTERKA STOMATOLOGICZNE Dental mirrors



Płaskie
Plane



Powiększające
Magnifying




Rodowane,
przedniopowierzchniowe
Rhodium, front surface

ORI-C014
nr 1



Rodowane,
przedniopowierzchniowe,
dwustronne
Rhodium, front surface, double-sided



LUSTERKA PŁASKIE
PAKIET PROMOCYJNY 12 lusterek
Plane mirrors - promotional package of 12 mirrors


<u>ORI-C042-3SET</u> nr 3, Ø 20 mm No. 3, dia 20 mm
<u>ORI-C042-4SET</u> nr 4, Ø 22 mm No. 4, dia 22 mm
<u>ORI-C042-5SET</u> nr 5, Ø 24 mm No. 5, dia 24 mm
<u>ORI-C042-6SET</u> nr 6, Ø 26 mm No. 6 dia 26 mm

LUSTERKA RODOWANE
PRZEDNIPOWIERZCHNIOWE
PAKIET PROMOCYJNY 12 lusterek
Front surface rhodium mirrors - promotional package of 12 mirrors

<u>ORI-C043-3SET</u> nr 3, Ø 20 mm No. 3, dia 20 mm
<u>ORI-C043-4SET</u> nr 4, Ø 22 mm No. 4, dia 22 mm
<u>ORI-C043-5SET</u> nr 5, Ø 24 mm No. 5, dia 24 mm
<u>ORI-C043-6SET</u> nr 6, Ø 26 mm No. 6 dia 26 mm

LUSTERKA POWIĘKSZAJĄCE
PAKIET PROMOCYJNY 12 lusterek
Magnifying mirrors - promotional package of 12 mirrors

<u>ORI-C044-3SET</u> nr 3, Ø 20 mm No. 3, dia 20 mm
<u>ORI-C044-4SET</u> nr 4, Ø 22 mm No. 4, dia 22 mm
<u>ORI-C044-5SET</u> nr 5, Ø 24 mm No. 5, dia 24 mm
<u>ORI-C044-6SET</u> nr 6, Ø 26 mm No. 6 dia 26 mm



UCHWYT DO LUSTERKA
"typ Mifam"
Mirror handle, "Mifam type"

ORI-C117
8-kątna, dł. 12 cm
8 angle, L- 12 cm



UCHWYT DO LUSTERKA
"6 ANGLE", ergonomiczny
Mirror handle, ergonomic

ORI-C119
6-kątna, dł. 12 cm
6 angle, L- 12 cm



UCHWYT DO LUSTERKA
"CASK", ergonomiczny
Mirror handle, ergonomic

ORI-C120
beczułka, dł. 12,5 cm
cask, L- 12,5 cm



UCHWYT DO LUSTERKA
"S-Ergo", ergonomiczny
Mirror handle, ergonomic

ORI-C710-013R
dł. 12 cm
L- 12 cm






UCHWYT DO LUSTERKA TiN
"G-ERGO", ergonomiczny
Mirror handle TiN, ergonomic

ORI-C710-013G
dł. 12 cm
L- 12 cm



UCHWYT DO LUSTERKA
ergonomiczny
Mirror handle, ergonomic

OR66-778
czarna ceramika, dł. 13 cm
black ceramic coated, L- 13 cm





UPYCHADŁO KULKOWE
uchwyt "typ Mifam"
Filling instrument

ORI-L124 Ø 0,4 mm x 0,6 mm dia 0,4 mm x 0,6 mm	ORI-L120 Ø 1,6 mm x 2,5 mm dia 1,6 mm x 2,5 mm
ORI-L113 Ø 0,6 mm x 0,9 mm dia 0,6 mm x 0,9 mm	ORI-L116 Ø 2,0 mm x 2,5 mm dia 2,0 mm x 2,5 mm
ORI-L114 Ø 0,8 mm x 1,0 mm dia 0,8 mm x 1,0 mm	ORI-L121 Ø 1,6 mm x 3,2 mm dia 1,6 mm x 3,2 mm
ORI-L119 Ø 1,0 mm x 1,6 mm dia 1,0 mm x 1,6 mm	ORI-L117 Ø 2,8 mm x 3,2 mm dia 2,8 mm x 3,2 mm
ORI-L115 Ø 1,2 mm x 1,6 mm dia 1,2 mm x 1,6 mm	



UPYCHADŁO KULKOWE
VIKING
uchwyt "typ Mifam"
Filling instrument

ORI-M162 Ø 0,8 mm x 1,0 mm dia 0,8 mm x 1,0 mm
ORI-M163 Ø 1,2 mm x 1,6 mm dia 1,2 mm x 1,6 mm
ORI-M164 Ø 2,0 mm x 2,5 mm dia 2,0 mm x 2,5 mm
ORI-M165 Ø 2,8 mm x 3,2 mm dia 2,8 mm x 3,2 mm



UPYCHADŁO OCTO
GRUSZKA
uchwyt "typ Mifam"
Filling instrument

ORI-L122 Ø 0,8 mm x 1,0 mm dia 0,8 mm x 1,0 mm
ORI-L123 Ø 1,2 mm x 1,6 mm dia 1,2 mm x 1,6 mm



UPYCHADŁO KULKOWE
uchwyt "typ S-Ergo"
Filling instrument

ORI-L710-114 Ø 0,8 mm x 1,0 mm dia 0,8 mm x 1,0 mm
ORI-L710-115 Ø 1,2 mm x 1,6 mm dia 1,2 mm x 1,6 mm
ORI-L710-120 Ø 1,6 mm x 2,5 mm dia 1,6 mm x 2,5 mm
ORI-L710-116 Ø 2,0 mm x 2,5 mm dia 2,0 mm x 2,5 mm
ORI-L710-117 Ø 2,8 mm x 3,2 mm dia 2,8 mm x 3,2 mm



UPYCHADŁO KULKOWE TIN
uchwyt "typ G-Ergo"
Filling instrument

ORI-L025-114 Ø 0,8 mm x 1,0 mm dia 0,8 mm x 1,0 mm
ORI-L025-115 Ø 1,2 mm x 1,6 mm dia 1,2 mm x 1,6 mm
ORI-L025-120 Ø 1,6 mm x 2,5 mm dia 1,6 mm x 2,5 mm
ORI-L025-116 Ø 2,0 mm x 2,5 mm dia 2,0 mm x 2,5 mm
ORI-L025-117 Ø 2,8 mm x 3,2 mm dia 2,8 mm x 3,2 mm



UPYCHADŁO KULKOWE
czarna ceramika
Filling instrument, black ceramic coated

OR66-783 Ø 1,0 mm x 1,6 mm dia 1,0 mm x 1,6 mm
OR66-784 Ø 2,0 mm x 2,5 mm dia 2,0 mm x 2,5 mm



NAKŁADACZ Z UPYCHADŁEM
uchwyt "typ Mifam"
Filling instrument

ORI-M143 szer. 2,0 mm x Ø 1,0 mm W- 2,0 mm x dia 1,0 mm
ORI-M144 szer. 2,5 mm x Ø 1,6 mm W- 2,5 mm x dia 1,6 mm
ORI-M145 szer. 3,2 mm x Ø 2,5 mm W- 3,2 mm x dia 2,5 mm



NAKŁADACZ Z UPYCHADŁEM
uchwyt "typ Mifam"
Filling instrument

ORI-M146 szer. 2,0 mm x Ø 1,0 mm W- 2,0 mm x dia 1,0 mm
ORI-M147 szer. 2,5 mm x Ø 1,6 mm W- 2,5 mm x dia 1,6 mm
ORI-M148 szer. 3,2 mm x Ø 2,5 mm W- 3,2 mm x dia 2,5 mm



NAKŁADACZ Z UPYCHADŁEM
VIKING
uchwyt "typ Mifam"
Filling instrument

ORI-M172 szer. 2,0 mm x Ø 1,0 mm W- 2,0 mm x dia 1,0 mm
ORI-M173 szer. 2,5 mm x Ø 1,6 mm W- 2,5 mm x dia 1,6 mm
ORI-M174 szer. 3,2 mm x Ø 2,5 mm W- 3,2 mm x dia 2,5 mm



NAKŁADACZ Z UPYCHADŁEM
uchwyt "typ S-Ergo"
Filling instrument

ORI-M710-143 szer. 2,0 mm x Ø 1,0 mm W- 2,0 mm x dia 1,0 mm
ORI-M710-144 szer. 2,5 mm x Ø 1,6 mm W- 2,5 mm x dia 1,6 mm
ORI-M710-145 szer. 3,2 mm x Ø 2,5 mm W- 3,2 mm x dia 2,5 mm



NAKŁADACZ Z UPYCHADŁEM TIN
uchwyt "typ G-Ergo"
Filling instrument, TIN

ORI-M025-143 szer. 2,0 mm x Ø 1,0 mm W- 2,0 mm x dia 1,0 mm
ORI-M025-144 szer. 2,5 mm x Ø 1,6 mm W- 2,5 mm x dia 1,6 mm
ORI-M025-145 szer. 3,2 mm x Ø 2,5 mm W- 3,2 mm x dia 2,5 mm



NAKŁADACZ Z ŁOPATKĄ TIN
uchwyt "typ G-Ergo"
Filling instrument, TIN

ORI-M025-407 szer. 2,0 mm x 3,5 mm W- 2,0 mm x 3,5 mm

ORI-M119
szer. 1,6 x 1,6 mm
W- 1,6 x 1,6 mm

ORI-M120
szer. 2,0 x 2,0 mm
W- 2,0 x 2,0 mm

ORI-M123
szer. 2,5 x 2,5 mm
W- 2,5 x 2,5 mm

ORI-M124
szer. 3,0 x 3,0 mm
W- 3,0 x 3,0 mm

NAKŁADACZ STOMATOLOGICZNY
SPRĘŻYNUJĄCY HEIDEMANN
uchwyt "typ Mifam"
Filling instrument Heidemann, flexible

ORI-M134
szer. 1,6 x 1,6 mm
W- 1,6 x 1,6 mm

ORI-M135
szer. 2,0 x 2,0 mm
W- 2,0 x 2,0 mm

ORI-M136
szer. 2,5 x 2,5 mm
W- 2,5 x 2,5 mm

ORI-M137
szer. 3,2 x 3,2 mm
W- 3,2 x 3,2 mm

NAKŁADACZ STOMATOLOGICZNY
SZTYWNY
uchwyt "typ Mifam"
Filling instrument, stiff

ORI-M710-119
szer. 1,6 x 1,6 mm
W- 1,6 x 1,6 mm

ORI-M710-120
szer. 2,0 x 2,0 mm
W- 2,0 x 2,0 mm

ORI-M710-123
szer. 2,5 x 2,5 mm
W- 2,5 x 2,5 mm

ORI-M710-124
szer. 3,0 x 3,0 mm
W- 3,0 x 3,0 mm

NAKŁADACZ STOMATOLOGICZNY
SPRĘŻYNUJĄCY HEIDEMANN
uchwyt "typ S-Ergo"
Filling instrument Heidemann, flexible

ORI-M710-134
szer. 1,6 x 1,6 mm
W- 1,6 x 1,6 mm

ORI-M710-135
szer. 2,0 x 2,0 mm
W- 2,0 x 2,0 mm

ORI-M710-136
szer. 2,5 x 2,5 mm
W- 2,5 x 2,5 mm

ORI-M710-137
szer. 3,2 x 3,2 mm
W- 3,2 x 3,2 mm

NAKŁADACZ STOMATOLOGICZNY
SZTYWNY
uchwyt "typ S-Ergo"
Filling instrument, stiff

ORI-M025-119
szer. 1,6 x 1,6 mm
W- 1,6 x 1,6 mm

ORI-M025-120
szer. 2,0 x 2,0 mm
W- 2,0 x 2,0 mm

ORI-M025-123
szer. 2,5 x 2,5 mm
W- 2,5 x 2,5 mm

ORI-M025-124
szer. 3,0 x 3,0 mm
W- 3,0 x 3,0 mm

NAKŁADACZ STOMATOLOGICZNY
SPRĘŻYNUJĄCY HEIDEMANN TIN
uchwyt "typ G-Ergo"
Filling instrument Heidemann, flexible

ORI-M025-134
szer. 1,6 x 1,6 mm
W- 1,6 x 1,6 mm

ORI-M025-135
szer. 2,0 x 2,0 mm
W- 2,0 x 2,0 mm

ORI-M025-136
szer. 2,5 x 2,5 mm
W- 2,5 x 2,5 mm

ORI-M025-137
szer. 3,2 x 3,2 mm
W- 3,2 x 3,2 mm

NAKŁADACZ STOMATOLOGICZNY
SZTYWNY TIN
uchwyt "typ G-Ergo"
Filling instrument, stiff

OR66-779
szer. 1,6 x 1,6 mm
W- 1,6 x 1,6 mm

OR66-780
szer. 2,0 x 2,0 mm
W- 2,0 x 2,0 mm

OR66-781
szer. 2,5 x 2,5 mm
W- 2,5 x 2,5 mm

OR66-782
szer. 3,0 x 3,0 mm
W- 3,0 x 3,0 mm

NAKŁADACZ STOMATOLOGICZNY
SPRĘŻYNUJĄCY HEIDEMANN
czarna ceramika
*Filling instrument Heidemann
flexible, black ceramic coated*

OR66-790
szer. 1,6 x 1,6 mm
W- 1,6 x 1,6 mm

OR66-791
szer. 2,0 x 2,0 mm
W- 2,0 x 2,0 mm

OR66-792
szer. 2,5 x 2,5 mm
W- 2,5 x 2,5 mm

OR66-793
szer. 3,2 x 3,2 mm
W- 3,2 x 3,2 mm

NAKŁADACZ STOMATOLOGICZNY
SZTYWNY
czarna ceramika
*Filling instrument
stiff, black ceramic coated*

ORI-M185
MORTONSON
Mortonson

ORI-M186
HOLLENBACK
Hollenback

NARZĘDZIE
DO MODELOWANIA
KOMPOZYTU
uchwyt "typ Mifam"
Moulding instrument

ORI-M341
NYSTROM - do MTA
wym. 1,8 mm x 8,5 mm
*Nystrom, MTA
size 1,8 mm x 8,5 mm*

ORI-M349
FRAHM
szer. 3,5 x 3,5 mm
Frahm, W- 3,5 mm x 3,5 mm

NARZĘDZIE
DO MODELOWANIA
KOMPOZYTU
uchwyt "typ Mifam"
Moulding instrument

ORI-M354
WESTCOTT
szer. 2,5 x 2,5 mm
Westcott, W- 2,5 mm x 2,5 mm

ORI-M355
WESTCOTT
szer. 2,8 x 2,8 mm
Westcott, W- 2,8 mm x 2,8 mm

UPYCHADŁO
DO MODELOWANIA
KOMPOZYTU
uchwyt "typ Mifam"
Moulding instrument

ORI-M334
STOŻEK - ostry
sharp cone

NARZĘDZIE
DO MODELOWANIA
KOMPOZYTU
uchwyt "typ Mifam"
Moulding instrument

ORI-M025-410
STOŻEK TIN - ostry
sharp cone, TIN

NARZĘDZIE
DO MODELOWANIA
KOMPOZYTU
uchwyt "typ G-Ergo"
Moulding instrument

OR66-798
STOŻEK - ostry
sharp cone

NARZĘDZIE
DO MODELOWANIA
KOMPOZYTU
czarna ceramika
*Moulding instrument
black ceramic coated*



ŁOPATKA
DO CEMENTU - wąska
uchwyt "typ Mifam"
Cement spatula, narrow

ORI-N170
szer. 5,5 mm x 5,5 mm
W- 5,5 mm x 5,5 mm



ŁOPATKA
DO CEMENTU - średnia
uchwyt "typ Mifam"
Cement spatula, medium

ORI-N171
szer. 6,5 mm x 6,5 mm
W- 6,5 mm x 6,5 mm



ŁOPATKA
DO CEMENTU - szeroka
uchwyt "typ Mifam"
Cement spatula, wide

ORI-N172
szer. 7,5 mm x 7,5 mm
W- 7,5 mm x 7,5 mm



ŁOPATKA
DO CEMENTU - szeroka
uchwyt "typ Mifam"
Cement spatula, wide

ORI-N155
szer. 7,5 mm
W- 7,5 mm



ŁOPATKA
DO CEMENTU - średnia
uchwyt "typ S-Ergo"
Cement spatula, medium

ORI-N710-173
szer. 6 mm x 6 mm
W- 6 mm x 6 mm



ORI-E125
prosta, dł. 10,5 cm
straight L- 10,5 cm

ORI-E126
wygięta, dł. 10,5 cm
curved L- 10,5 cm

ORI-E138
wygięta, dł. 13 cm
curved L- 13 cm

PESETA
STOMATOLOGICZNA
PERRY
Perry tweezers



ORI-E137
dł. 16 cm
L- 16 cm

PESETA
STOMATOLOGICZNA
MERIAM
Meriam tweezers



ORI-E148
uchwyt gładki
dł. 16,5 cm
plain handle, L- 16,5 cm

PESETA
STOMATOLOGICZNA
COULK
Coulk tweezers



ORI-E149
uchwyt karbowany
dł. 15 cm
fluted handle, L- 15 cm

PESETA
STOMATOLOGICZNA
LONDON-COLLEGE
London-College tweezers



ORI-E149G
uchwyt karbowany
dł. 15 cm
fluted handle, L- 15 cm

PESETA
STOMATOLOGICZNA
LONDON-COLLEGE TIN
London-College tweezers TIN



OR66-110
dł. 16,5 cm
L- 16,5 cm

PESETA
STOMATOLOGICZNA
COLLEGE
czarna ceramika
College tweezers
black ceramic coated



OR66-785
dł. 16 cm
L- 16 cm

PESETA
STOMATOLOGICZNA
MERIAM
czarna ceramika
Meriam tweezers
black ceramic coated



ORI-E150
dł. cz. prac. 15 cm, dł. 15 cm
tip L-1,5 cm, L- 15 cm

PESETA
ENDODONTYCZNA
Z ZAMKIEM
Endodontic tweezers
with lock



ORI-E200-134
prosta, dł. 16 cm
straight, L- 16 cm

PESETA
STOMATOLOGICZNA
MILLER
zaciskowa - do kalki
Miller tweezers for articulating paper

ORI-E200-135
wygięta, dł. 16 cm
curved, L- 16 cm



6,5 mm
13 mm
7,5 mm

ORI-55-830-005B
zagięta, dł. 14 cm
curved, L- 14 cm

PESETA
STOMATOLOGICZNA
DO MEMBRAN
Tweezers for membrane



DZIURKACZ AINSWORTH
DO KOFERDAMU
Ainsworth rubber dam punch

ORI-J144
dł. 17 cm
L- 17 cm




DZIURKACZ IVORY
DO KOFERDAMU
Ivory rubber dam punch

ORI-J145
dł. 16 cm
L- 16 cm



KLESZCZE BREWER
DO KLAMER
Brewer rubber dam clamp forceps

ORI-J146
dł. 17,5 cm
L- 17,5 cm



KLESZCZE STOKES
DO KLAMER
Stoke rubber dam clamp forceps

ORI-J147
dł. 17,5 cm
L- 17,5 cm

KLAMRA IVORY DO KOFERDAMU
Ivory rubber dam clamp



ORI-J148
fig. 26 - na trzonowce
fig. 26 - for molar teeth



ORI-J149
fig. 27 - na przedtrzonowce
fig. 27 - for premolar teeth



ORI-J150
fig. 28 - na trzonowce
fig. 28 - for molar teeth



ORI-J151
fig. 29 - na przedtrzonowce
fig. 29 - for premolar teeth



ORI-J152
fig. 30 - na trzonowce
fig. 30 - for molar teeth



ORI-J153
fig. 31 - na trzonowce
fig. 31 - for molar teeth



ORI-J154
fig. 51 - na trzonowce
fig. 51 - for molar teeth



ORI-J155
fig. 60 - na trzonowce
fig. 60 - for molar teeth



RAMKA METALOWA DO KOFERDAMU
Rubber dam frame

ORI-J200-047
dla dorosłych
wym. 107 mm x 90 mm
size 107 mm x 90 mm

ORI-J14Z-M

NARZĘDZIA DO KOFERDAMU - PAKIET PROMOCYJNY
Rubber dam instruments - promotional package

- ORI-J144** - Dziurkacz AINSWORTH do koferdamu / *Ainsworth rubber dam punch*
- ORI-J147** - Kleszcze STOKES do klamer / *Brewer rubber dam clamp forceps*
- ORI-J200-147** - Ramka do koferdamu dla dorosłych / *Rubber dam frame*
- ORI-J148** - Klamra IVORY do koferdamu fig. 26 (2 szt.) / *Ivory rubber dam clamp (2 pcs)*
- ORI-J149** - Klamra IVORY do koferdamu fig. 27 (2 szt.) / *Ivory rubber dam clamp (2 pcs)*
- ORI-J150** - Klamra IVORY do koferdamu fig. 28 (2 szt.) / *Ivory rubber dam clamp (2 pcs)*
- ORI-J151** - Klamra IVORY do koferdamu fig. 29 (2 szt.) / *Ivory rubber dam clamp (2 pcs)*
- ORI-J152** - Klamra IVORY do koferdamu fig. 30 (2 szt.) / *Ivory rubber dam clamp (2 pcs)*
- ORI-J153** - Klamra IVORY do koferdamu fig. 31 (2 szt.) / *Ivory rubber dam clamp (2 pcs)*
- ORI-J154** - Klamra IVORY do koferdamu fig. 51 (2 szt.) / *Ivory rubber dam clamp (2 pcs)*
- ORI-J155** - Klamra IVORY do koferdamu fig. 60 (2 szt.) / *Ivory rubber dam clamp (2 pcs)*



FORMÓWKA STOMATOLOGICZNA
TYP MIFAM
Matrix retainer Mifam

ORI-I116

szer. otworu na pasek 5.5 mm
slot W- 5.5 mm



FORMÓWKA STOMATOLOGICZNA
NYSTROM
Matrix retainer Nystrom

ORI-I120

lewa,
szer. otworu na pasek 5.5 mm
left, slot W- 5.5 mm



FORMÓWKA STOMATOLOGICZNA
NYSTROM
Matrix retainer Nystrom

ORI-I121

prawa,
szer. otworu na pasek 5.5 mm
right, slot W- 5.5 mm



FORMÓWKA STOMATOLOGICZNA
IVORY
Matrix retainer Ivory

ORI-I123

do pasek perforowanych
for perforated strips

UCHWYT ADAMS
DO SERWET STOMATOLOGICZNYCH - stalowy
Napkin holder



ORI-SJ159

dł. 48 cm
W- 48 cm

UCHWYT ADAMS DO SERWET STOMATOLOGICZNYCH - silikonowy
Napkin holder



ORI-SJ159/1B
biały, dł. 44 cm
white, W- 44 cm



ORI-SJ159/1F
fioletowy, dł. 44 cm
purple, W- 44 cm



ORI-SJ159/1M
malinowy, dł. 44 cm
raspberry, W- 44 cm



ORI-SJ159/1N
niebieski, dł. 44 cm
blue, W- 44 cm



ORI-SJ159/1P
pomarańczowy, dł. 44 cm
orange, W- 44 cm



ORI-SJ159/1Z
żółty, dł. 44 cm
yellow, W- 44 cm



ORI-SJ159/1Z1
zielony, dł. 44 cm
green, W- 44 cm

OCHRONIACZ LANGENBECK NA PALEC
Langenbeck finger protector



ORI-SJ156
Ø 22 mm
dia 22 mm



ORI-SJ157
Ø 24,5 mm
dia 24,5 mm



ORI-MZ1
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 1
PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C4 - lusterko płaskie nr 4 (Ø 22 mm) z uchwytem
Mirror handle + mirror plane No. 4

ORI-K103 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle

ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-M135 - nakładacz sztywny 2,0 x 2,0 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,0 mm x 2,0 mm

ORI-L115 - upychadło kulkowe Ø 1,2 x 1,6 mm
Filling instrument, dia 1,2 mm x 1,6 mm

ORI-MZ2
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 2
PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C5 - lusterko płaskie nr 5 (Ø 24 mm) z uchwytem
Mirror handle + mirror plane No. 5

ORI-K104 - zgłębnik kąt rozwarty
Explorer, obtuse angle

ORI-E149 - pęseta London-College dł. 15 cm
London-College tweezers, L- 15 cm

ORI-M136 - nakładacz sztywny 2,5 x 2,5 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,5 mm x 2,5 mm

ORI-L120 - upychadło kulkowe Ø 1,6 x 2,5 mm
Filling instrument, dia 1,6 mm x 2,5 mm

ORI-MZ3
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 3
PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-CR4 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 4 (Ø 22 mm) z uchwytem
Mirror handle + front surface rhodium mirror No. 4

ORI-K103 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle

ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-M134 - nakładacz sztywny 1,6 x 1,6 mm
Filling instrument, stiff, W- 1,6 mm x 1,6 mm

ORI-L114 - upychadło kulkowe Ø 0,8 x 1,0 mm
Filling instrument, dia 0,8 mm x 1,0 mm

ORI-MZ4
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 4
PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-CR5 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 5 (Ø 24 mm) z uchwytem
Mirror handle + front surface rhodium mirror No. 5

ORI-K104 - zgłębnik kąt rozwarty
Explorer, obtuse angle

ORI-E149 - pęseta London-College dł. 15 cm
London-College tweezers, L- 15 cm

ORI-M136 - nakładacz sztywny 2,5 x 2,5 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,5 mm x 2,5 mm

ORI-L119 - upychadło kulkowe Ø 1,0 x 1,6 mm
Filling instrument, dia 1,0 mm x 1,6 mm

ORI-MZ5
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 5
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C5 - lusterko płaskie nr 5 (Ø 24 mm) z uchwytem
Mirror handle + mirror plane No. 5

ORI-K103 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle

ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-M143 - nakładacz z upychadłem 2,0 x Ø 1,0 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,0 mm x Ø 1,0 mm

ORI-MZ6
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 6
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C4 - lusterko płaskie nr 4 (Ø 22 mm) z uchwytem
Mirror handle + mirror plane No. 4

ORI-K103 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle

ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-M119 - nakładacz sprężynujący 1,6 x 1,6 mm
Filling instrument, flexible, W- 1,6 mm x 1,6 mm

ORI-MZ7
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 7
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C5 - lusterko płaskie nr 5 (Ø 24 mm) z uchwytem
Mirror handle + mirror plane No. 5

ORI-K103 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle

ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-M120 - nakładacz sprężynujący 2,0 x 2,0 mm
Filling instrument, flexible, W- 2,0 mm x 2,0 mm

ORI-MZ8
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 8
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C4 - lusterko płaskie nr 4 (Ø 22 mm) z uchwytem
Mirror handle + mirror plane No. 4

ORI-K103 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle

ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-O201 - tacka na narzędzia - wym. 22 x 13 x 2,5 cm
Instruments tray, size 22 x 13 x 2,5 cm

ORI-MZ29
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 29
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C4 - lusterko płaskie nr 4 (Ø 22 mm) z uchwytem
Mirror handle + mirror plane No. 4

ORI-K103 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle

ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-M135 - nakładacz sztywny 2,0 x 2,0 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,0 mm x 2,0 mm

ORI-MZ30
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 30
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C5 - lusterko płaskie nr 5 (Ø 24 mm) z uchwytem
Mirror handle + mirror plane No. 5

ORI-K104 - zgłębnik kąt rozwarty
Explorer, obtuse angle

ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-M136 - nakładacz sztywny 2,5 x 2,5 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,5 mm x 2,5 mm

ORI-MZ31
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 31
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-CR4 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 4 (Ø 22 mm) z uchwytem
Mirror handle + front surface rhodium mirror No. 4

ORI-K103 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle

ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-M135 - nakładacz sztywny 2,0 x 2,0 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,0 mm x 2,0 mm

ORI-MZ32
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 32
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-CR5 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 5 (Ø 24 mm) z uchwytem
Mirror handle + front surface rhodium mirror No. 5

ORI-K104 - zgłębnik kąt rozwarty
Explorer, obtuse angle

ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-M136 - nakładacz sztywny 2,5 x 2,5 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,5 mm x 2,5 mm



ORI-MZ21
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 21
PAKIET PROMOCYJNY 3 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C4 - lusterko płaskie nr 4 Ø 22 mm z uchwytem
Mirror handle + mirror plane No. 4
ORI-K103 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle
ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-MZ22
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 22
PAKIET PROMOCYJNY 3 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C5 - lusterko płaskie nr 5 Ø 24 mm z uchwytem
Mirror handle + mirror plane No. 5
ORI-K104 - zgłębnik kąt rozwarty
Explorer, obtuse angle
ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-MZ23
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 23
PAKIET PROMOCYJNY 3 narzędzi, uchwyt "typ Mifam"
Diagnostic set - promotional package

ORI-CR4 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 4 Ø 22 mm z uchwytem
Mirror handle + front surface rhodium mirror No. 4
ORI-K103 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle
ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-MZ222
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 222
PAKIET PROMOCYJNY 3 narzędzi, uchwyt "typ S-Ergo"
Diagnostic set - promotional package

ORI-C009 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 5 (Ø 24 mm)
Front surface rhodium mirror No. 5
ORI-C710-013R - uchwyt do lusterka
Mirrors handle
ORI-K025-004 - zgłębnik kąt rozwarty
Explorer, obtuse angle
ORI-E137 - pęseta Meriam dł. 16 cm
Meriam tweezers, L- 16 cm

ORI-MZ15-1
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 15-1
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ S-Ergo"
Diagnostic set - promotional package
ORI-C006 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 4 (Ø 22 mm)
Front surface rhodium mirror No. 4
ORI-C710-013R - uchwyt do lusterka
Mirrors handle
ORI-K025-007 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle
ORI-E149 - pęseta London-College dł. 15 cm
London-College tweezers, L- 15 cm
ORI-M710-135 - nakładacz sztywny 2,0 x 2,0 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,0 mm x 2,0 mm

ORI-MZ15-2
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 15-2
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ S-Ergo"
Diagnostic set - promotional package
ORI-C009 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 5 (Ø 24 mm)
Front surface rhodium mirror No. 5
ORI-C710-013R - uchwyt do lusterka
Mirrors handle
ORI-K025-007 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle
ORI-E149 - pęseta London-College dł. 15 cm
London-College tweezers, L- 15 cm
ORI-M710-136 - nakładacz sztywny 2,5 x 2,5 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,5 mm x 2,5 mm

ORI-MZ15-3
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 15-3
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ S-Ergo"
Diagnostic set - promotional package
ORI-C006 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 4 (Ø 22 mm)
Front surface rhodium mirror No. 4
ORI-C710-013R - uchwyt do lusterka
Mirrors handle
ORI-K025-004 - zgłębnik kąt rozwarty
Explorer, obtuse angle
ORI-E149 - pęseta London-College dł. 15 cm
London-College tweezers, L- 15 cm
ORI-M710-119 - nakładacz sprężynujący 1,6 x 1,6 mm
Filling instrument, flexible, W- 1,6 mm x 1,6 mm

ORI-MZ15-4
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 15-4
PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, uchwyt "typ S-Ergo"
Diagnostic set - promotional package
ORI-C009 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 5 (Ø 24 mm)
Front surface rhodium mirror No. 5
ORI-C710-013R - uchwyt do lusterka
Mirrors handle
ORI-K025-007 - zgłębnik kąt prosty
Explorer, right angle
ORI-E149 - pęseta London-College dł. 15 cm
London-College tweezers, L- 15 cm
ORI-M710-144 - nakładacz z upychadłem 2,5 x Ø 1,6 mm
Filling instrument, stiff, W- 2,5 mm x dia 1,6 mm



ORI-MZ025-5SET
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY TIN
PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi, uchwyt "typ G-Ergo"
Diagnostic set TiN - promotional package
ORI-C006 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe nr 4 (Ø 22 mm) / *Front surface rhodium mirror No. 4*
ORI-C710-013G - uchwyt do lusterka / *Mirrors handle*
ORI-K025-007G - zgłębnik kąt prosty / *Explorer, right angle*
ORI-E149 - pęseta London-College dł. 15 cm
London-College tweezers, L- 15 cm
ORI-M025-134 - nakładacz sztywny 1,6 x 1,6 mm
Filling instrument, stiff, W- 1,6 mm x 1,6 mm
ORI-L025-116 - upychadło kulkowe Ø 2,0 x 2,5 mm
Filling instrument, dia 2,0 mm x 2,5 mm


OR66-ZI
ZESTAW DIAGNOSTYCZNY - CZARNA CERAMIKA
PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi
Diagnostic SET, black ceramic coated - promotional package
ORI-C128 - lusterko rodowane przedniopowierzchniowe dwustronne nr 4 Ø 22 mm
Front surface rhodium mirror No. 4, double-sided
OR66-778 - uchwyt do lusterka / *Mirrors handle*
OR66-786 - zgłębnik kąt prosty / *Explorer, right angle*
OR66-110 - pęseta College dł. 16,5 cm
College tweezers, L- 16,5 cm
OR66-780 - nakładacz sprężynujący 2,0 x 2,0 mm
Filling instrument, flexible, W- 2,0 mm x 2,0 mm
OR66-783 - upychadło kulkowe Ø 1,0 x 1,6 mm
Filling instrument, dia 1,0 mm x 1,6 mm





ORI-DD-515-8780
dł. 15 cm
L- 15 cm

KLESZCZE STOMATOLOGICZNE WALDSACHS
Do cięcia i doginania drutu max. 1 mm
Waldsachs wire cutting pliers, wire max. 1 mm



ORI-DD-Z122
dł. 16 cm
L- 16 cm

KLESZCZE STOMATOLOGICZNE "DELFINIKI"
Do cięcia i doginania drutu max. 1 mm
Wire cutting pliers "Delfinki", wire max. 1 mm



ORI-DD-Z193
dł. 16 cm
L- 16 cm

KLESZCZE STOMATOLOGICZNE "REKINKI"
Do cięcia i doginania drutu max. 1 mm
Wire cutting pliers "Rekinki", wire max. 1 mm



ORI-P-Z108
dł. 14,5 cm
L- 14,5 cm

KLESZCZE PROTETYCZNE GŁADKIE
Do doginania drutu
Pliers for prosthetics, flat nose, smooth



ORI-P-Z109
dł. 14,5 cm
L- 14,5 cm

KLESZCZE PROTETYCZNE KRATKOWANE
Do doginania drutu
Pliers for prosthetics, flat nose, square




ORI-P-Z113
dł. 14 cm
L- 14 cm

KLESZCZE PROTETYCZNE SCHWARZ
Do formowania pętli, wklęsło-wypukłe
Schwarz pliers for prosthetics, concave-convex



ORI-P-Z114
dł. 13 cm
L- 13 cm

KLESZCZE PROTETYCZNE SCHWARZ
Do formowania pętli, wklęsło-wypukłe
Schwarz pliers for prosthetics, concave-convex




ORI-P-Z115
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm

KLESZCZE PROTETYCZNE TWEED
Do formowania pętli
Tweed pliers for prosthetics



ORI-P-Z117
dł. 13 cm
L- 13 cm

KLESZCZE PROTETYCZNE SCHWARZ
Do formowania klamer grotowych
Schwarz pliers for prosthetics



ORI-P-Z118
dł. 13 cm
L- 13 cm

KLESZCZE PROTETYCZNE SCHWARZ
Do przeginania klamer grotowych
Schwarz pliers for prosthetics



ORI-P-200-133
dł. 16 cm
L- 16 cm

ZBIJAK PROTETYCZNY SAMOPOWARTARZALNY
trzy końcówki w komplecie
Automatic crown remover with 3 tips




ORI-P-J195
dł. 15,5 cm
L- 15,5 cm

ZBIJAK PROTETYCZNY TRÓJSTOPNIOWY
trzy końcówki w komplecie
Automatic crown remover with 3 tips



ORI-P-J191
dł. 15 cm
L- 15 cm

ZBIJAK PROTETYCZNY MORREL MANUALNY
ciężarkowy, trzy końcówki w komplecie
Morrel manual crown remover with 3 tips



ORI-P-J178
fig. 0, szer. 4,5 mm
fig. 0, W- 4,5 mm

ORI-P-J179
fig. 1, szer. 4,5 mm
fig. 1, W- 4,5 mm

ORI-P-J180
fig. 2, szer. 4,5 mm
fig. 2, W- 4,5 mm

ROZPIERACZ PROTETYCZNY
DO KORON
Crown spreader



ORI-P-J181
fig. 3, wym. 4,5 mm x 1,2 mm
fig. 3, size 4,5 mm x 1,2 mm

ROZPIERACZ PROTETYCZNY
DO KORON
uniwersalny, krzyżkowy
Crown spreader, universal, cross



ORI-P-J182
wym. 5 mm x 1 mm, dł. 13,5 cm
size 5 mm x 1 mm, L- 13,5 cm

KLESZCZE PROTETYCZNE
DO KORON
Crown forceps



UPYCHADŁO STOMATOLOGICZNE
DO NICI RETRAKCYJNYCH
zqbrowane, uchwyt "typ S-Ergo"
Gingival cord packer; serrated


ORI-P-L200
podłużne, szer. 1,5-2,0-1,5 mm
W- 1,5-2,0-1,5 mm

ORI-P-L300
prostokątne, szer. 2,2 mm
W- 2,2 mm



DOCISKACZ
DO WŁÓKIEŃ SZKŁANYCH
uchwyt "typ S-Ergo"
Instrument for fiberglass

ORI-P-W14-3
wym. 4,5 mm x 10 mm
size 4,5 mm x 10 mm



POZYCJONER
DO WŁÓKIEŃ SZKŁANYCH
uchwyt "typ S-Ergo"
Instrument for fiberglass

ORI-P-W14-4
Ø 2,5 mm
dł. 2,5 mm

ORI-P-W14-3-4
NARZĘDZIA DO PRACY Z WŁÓKNAMI SZKŁANYMI
PAKIET PROMOCYJNY 2 narzędzi - uchwyt "typ S-Ergo"
Instruments for fiberglass - promotional package

ORI-P-W14-3 - dociskacz do włókien szklanych
Instrument for fiberglass
ORI-P-W14-4 - pozycjoner do włókien szklanych
Instrument for fiberglass



DO PEŁNYCH ŁUKÓW
dolne, bez perforacji
Full denture, lower, solid



ORI-Q-DBP1-NR0 fig. 0	A (mm)	B (mm)
ORI-Q-DBP1-NR1 fig. 1	44	64
ORI-Q-DBP1-NR2 fig. 2	50	75
ORI-Q-DBP1-NR3 fig. 3	53	80
ORI-Q-DBP1-NR4 fig. 4	57	82
ORI-Q-DBP1-NR4 fig. 4	62	85

A (mm)	B (mm)
44	64
50	75
53	80
57	82
62	85



A (mm)	B (mm)
46	60
52	69
57	73
61	77
68	86

DO PEŁNYCH ŁUKÓW
górne, bez perforacji
Full denture, upper, solid

ORI-Q-GBP1-NR0 fig. 0	A (mm)	B (mm)
ORI-Q-GBP1-NR1 fig. 1	46	60
ORI-Q-GBP1-NR2 fig. 2	52	69
ORI-Q-GBP1-NR3 fig. 3	57	73
ORI-Q-GBP1-NR4 fig. 4	61	77
ORI-Q-GBP1-NR4 fig. 4	68	86



ORI-Q-BPISET

ŁYŻKI WYCISKOWE DO PEŁNYCH ŁUKÓW - BEZ PERFORACJI
PAKIET PROMOCYJNY 10 łyżek, góra + dół (nr 0, 1, 2, 3, 4)
Impression trays, full denture, solid - promotional package



DO PEŁNYCH ŁUKÓW
dolne, perforowane
Full denture, lower, perforated

ORI-Q-DP1-NR0 fig. 0	A (mm)	B (mm)
ORI-Q-DP1-NR1 fig. 1	44	64
ORI-Q-DP1-NR2 fig. 2	50	75
ORI-Q-DP1-NR3 fig. 3	53	80
ORI-Q-DP1-NR4 fig. 4	57	82
ORI-Q-DP1-NR4 fig. 4	62	85

A (mm)	B (mm)
44	64
50	75
53	80
57	82
62	85

A (mm)	B (mm)
46	60
52	69
57	73
61	77
68	86

DO PEŁNYCH ŁUKÓW
górne, perforowane
Full denture, upper, perforated

ORI-Q-GP1-NR0 fig. 0	A (mm)	B (mm)
ORI-Q-GP1-NR1 fig. 1	46	60
ORI-Q-GP1-NR2 fig. 2	52	69
ORI-Q-GP1-NR3 fig. 3	57	73
ORI-Q-GP1-NR4 fig. 4	61	77
ORI-Q-GP1-NR4 fig. 4	68	86



ORI-Q-PISET

ŁYŻKI WYCISKOWE DO PEŁNYCH ŁUKÓW - PERFOROWANE
PAKIET PROMOCYJNY 10 łyżek, góra + dół (nr 0, 1, 2, 3, 4)
Impression trays, full denture, perforated - promotional package



DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM
dolne, bez perforacji
Full denture, lower, solid

ORI-Q-DBP2-L5-S fig. S (nr 1)	A (mm)	B (mm)
ORI-Q-DBP2-L4-M fig. M (nr 2)	49	69
ORI-Q-DBP2-L3-L fig. L (nr 3)	57	72
ORI-Q-DBP2-L2-XL fig. XL (nr 4)	61	75
ORI-Q-DBP2-L1-XXL fig. XXL (nr 5)	64	77
ORI-Q-DBP2-L1-XXL fig. XXL (nr 5)	66	79

A (mm)	B (mm)
49	69
57	72
61	75
64	77
66	79

DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM
górne, bez perforacji
Full denture, upper, solid

A (mm)	B (mm)
47	65
52	67
55	73
58	76
61	82

ORI-Q-GBP2-U5-S fig. S (nr 1)	A (mm)	B (mm)
ORI-Q-GBP2-U4-M fig. M (nr 2)	47	65
ORI-Q-GBP2-U3-L fig. L (nr 3)	52	67
ORI-Q-GBP2-U2-XL fig. XL (nr 4)	55	73
ORI-Q-GBP2-U1-XXL fig. XXL (nr 5)	58	76
ORI-Q-GBP2-U1-XXL fig. XXL (nr 5)	61	82



ORI-Q-BP2SET

ŁYŻKI WYCISKOWE DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - BEZ PERFORACJI
PAKIET PROMOCYJNY 10 łyżek, góra + dół (S, M, L, XL, XXL)
Impression trays, full denture, solid - promotional package



DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM
dolne, perforowane
Full denture, lower, perforated

ORI-Q-DP2-L5-S fig. S (nr 1)	A (mm)	B (mm)
ORI-Q-DP2-L4-M fig. M (nr 2)	49	69
ORI-Q-DP2-L3-L fig. L (nr 3)	57	72
ORI-Q-DP2-L2-XL fig. XL (nr 4)	61	75
ORI-Q-DP2-L1-XXL fig. XXL (nr 5)	64	77
ORI-Q-DP2-L1-XXL fig. XXL (nr 5)	66	79

A (mm)	B (mm)
49	69
57	72
61	75
64	77
66	79

DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM
górne, perforowane
Full denture, upper, perforated

A (mm)	B (mm)
47	65
52	67
55	73
58	76
61	82

ORI-Q-GP2-U5-S fig. S (nr 1)	A (mm)	B (mm)
ORI-Q-GP2-U4-M fig. M (nr 2)	47	65
ORI-Q-GP2-U3-L fig. L (nr 3)	52	67
ORI-Q-GP2-U2-XL fig. XL (nr 4)	55	73
ORI-Q-GP2-U1-XXL fig. XXL (nr 5)	58	76
ORI-Q-GP2-U1-XXL fig. XXL (nr 5)	61	82



ORI-Q-P2SET

ŁYŻKI WYCISKOWE DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - PERFOROWANE
PAKIET PROMOCYJNY 10 łyżek, góra + dół (S, M, L, XL, XXL)
Impression trays, full denture, perforated - promotional package



DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH
"SANECZKOWE"
dolne, bez perforacji
Part denture, lower, solid



A (mm)	B (mm)
46	74
48	76
50	78

ORI-Q-DBP3-NR1 fig. 1 (M)
ORI-Q-DBP3-NR2 fig. 2 (L)
ORI-Q-DBP3-NR3 fig. 3 (XL)



A (mm)	B (mm)
50	69
53	71
59	73

DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH
"SANECZKOWE"
górne, bez perforacji
Part denture, upper, solid

ORI-Q-GBP3-NR1 fig. 1 (M)
ORI-Q-GBP3-NR2 fig. 2 (L)
ORI-Q-GBP3-NR3 fig. 3 (XL)



ORI-Q-BP3SET

ŁYŻKI WYCISKOWE "SANECZKOWE" - BEZ PERFORACJI
PAKIET PROMOCYJNY 6 tyżek, góra + dół (nr 1, 2, 3)
Impression trays, part denture, solid - promotional package



DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH
"SANECZKOWE"
dolne, perforowane
Part denture, lower, perforated

A (mm)	B (mm)
46	74
48	76
50	78

ORI-Q-DP3-NR1 fig. 1 (M)
ORI-Q-DP3-NR2 fig. 2 (L)
ORI-Q-DP3-NR3 fig. 3 (XL)

A (mm)	B (mm)
50	69
53	71
59	73

DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH
"SANECZKOWE"
górne, perforowane
Part denture, upper, perforated

ORI-Q-GP3-NR1 fig. 1 (M)
ORI-Q-GP3-NR2 fig. 2 (L)
ORI-Q-GP3-NR3 fig. 3 (XL)



ORI-Q-P3SET

ŁYŻKI WYCISKOWE "SANECZKOWE" - PERFOROWANE
PAKIET PROMOCYJNY 6 tyżek, góra + dół (nr 1, 2, 3)
Impression trays, part denture, perforated - promotional package



DO BEZZĘBIA
dolne, bez perforacji
Edentulous, lower, solid

A (mm)	B (mm)
54	72
57	74
60	76

ORI-Q-DBP4-NR1 fig. 1 (M)
ORI-Q-DBP4-NR2 fig. 2 (L)
ORI-Q-DBP4-NR3 fig. 3 (XL)

A (mm)	B (mm)
54	63
57	70
66	78

DO BEZZĘBIA
górne, bez perforacji
Edentulous, upper, solid

ORI-Q-GBP4-NR1 fig. 1 (M)
ORI-Q-GBP4-NR2 fig. 2 (L)
ORI-Q-GBP4-NR3 fig. 3 (XL)



ORI-Q-BP4SET

ŁYŻKI WYCISKOWE DO BEZZĘBIA - BEZ PERFORACJI
PAKIET PROMOCYJNY 6 tyżek, góra + dół (nr 1, 2, 3)
Impression trays, edentulous, solid - promotional package



DO BEZZĘBIA
dolne, perforowane
Edentulous, lower, perforated

A (mm)	B (mm)
54	72
57	74
60	76

ORI-Q-DP4-NR1 fig. 1 (M)
ORI-Q-DP4-NR2 fig. 2 (L)
ORI-Q-DP4-NR3 fig. 3 (XL)

A (mm)	B (mm)
54	63
57	70
66	78

DO BEZZĘBIA
górne, perforowane
Edentulous, upper, perforated

ORI-Q-GP4-NR1 fig. 1 (M)
ORI-Q-GP4-NR2 fig. 2 (L)
ORI-Q-GP4-NR3 fig. 3 (XL)



ORI-Q-P4SET

ŁYŻKI WYCISKOWE DO BEZZĘBIA - PERFOROWANE
PAKIET PROMOCYJNY 6 tyżek, góra + dół (nr 1, 2, 3)
Impression trays, edentulous, perforated - promotional package



ORI-Q-LBP6-NR2
lewa, fig. 2
left

ORI-Q-LBP6-NR3
lewa, fig. 3
left

CZĘŚCIOWE
bez perforacji
Partial, solid



ORI-Q-LP6-NR2
lewa, fig. 2
left

ORI-Q-LP6-NR3
lewa, fig. 3
left

CZĘŚCIOWE
perforowane
Partial, perforated



ORI-Q-PBP6-NR2
prawa, fig. 2
right

ORI-Q-PBP6-NR3
prawa, fig. 3
right



ORI-Q-PP6-NR2
prawa, fig. 2
right

ORI-Q-PP6-NR3
prawa, fig. 3
right



CZĘŚCIOWA
obrotowa, bez perforacji
Partial, rotating, solid

ORI-Q-OBP7



CZĘŚCIOWA
obrotowa, perforowana
Partial, rotating, perforated

ORI-Q-OP7

ORI-Q-BP67SET

ŁYŻKI WYCISKOWE CZĘŚCIOWE - BEZ PERFORACJI
PAKIET PROMOCYJNY 5 tyżek
Impression trays, partials, solid - promotional package

ORI-Q-P67SET

ŁYŻKI WYCISKOWE CZĘŚCIOWE - PERFOROWANE
PAKIET PROMOCYJNY 5 tyżek
Impression trays, partials, perforated - promotional package



NÓŻ FAHNENSTOCK DO WOSKU
Fahnenstock wax knife

ORI-P-J165
szer. 8 mm x 8 mm, dł. 13 cm
W- 8 mm x 8 mm, L- 13 cm



ORI-P-J166
szer. 10 mm x 10 mm, dł. 17 cm
W- 10 mm x 10 mm, L- 17 cm



NÓŻ LESSMANN DO WOSKU
Lessmann wax knife

ORI-P-J169
szer. 8 mm x 8 mm, dł. 13 cm
W- 8 mm x 8 mm, L- 13 cm



ORI-P-J170
szer. 10 mm x 10 mm, dł. 17 cm
W- 10 mm x 10 mm, L- 17 cm



NOŻYK ZAHLE DO WOSKU
Zahle wax knife

ORI-P-N405
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm



NOŻYK LE CRON DO WOSKU
Le Cron wax knife

ORI-P-N406
dł. 16,5 cm
L- 16,5 cm



NOŻYK HYLIN LE CRON DO WOSKU
Hylin Le Cron wax knife

ORI-P-N407
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm



NOŻYK HYLIN CERAMICS DO WOSKU
Hylin Ceramics wax knife

ORI-P-N415
dł. 16,5 cm
L- 16,5 cm



SZPATUŁKA STOMATOLOGICZNA
DO MAS WYCISKOWYCH
Plaster spatula

ORI-P-J174
dł. 17 cm
L- 17 cm



SZPATUŁKA STOMATOLOGICZNA
DO MAS WYCISKOWYCH
Plaster spatula

ORI-P-J175
dł. 20 cm
L- 20 cm





KLESZCZE ORTODONTYCZNE WEINGART
wielofunkcyjne
Weingart pliers

- max 0.30 mm do 0.50 mm (.012" do .020")
- max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-Z105
dł. 14 cm
L- 14 cm

ORI-PL402TC
mini, dł. 14 cm
tip mini, L- 14 cm




KLESZCZE ORTODONTYCZNE WEINGART
wielofunkcyjne
Weingart pliers

- max 0.30 mm do 0.50 mm (.012" do .020")
- max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-013
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm

ORI-R-DD-013TC
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE HOW
do zakładania zamków i łuków
How pliers

- max 0.30 mm do 0.50 mm (.012" do .020")
- max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-014
kątowe, dł. 13 cm
angled, L- 13 cm

ORI-R-DD-015
proste, dł. 13,5 cm
straight, L- 13,5 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE ADERER
do doginiania klamer i drutu, trójszczękowe
Aderer pliers

- max 0.36 mm do 0.76 mm (.014" do .030")
- max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-019
LONG, dł. 13 cm
Long, L- 13 cm

ORI-R-DD-020
dł. 12 cm
L- 12 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE TWEED
do formowania pętli
Tweed loop forming pliers

- max 0.36 mm do 0.64 mm (.014" do .025")
- max 0.53 mm x 0.64 mm (.021" do .025")

ORI-R-DD-021A
dł. 13 cm
L- 13 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE YOUNG
do formowania pętli
Young loop forming pliers

- max 0.36 mm do 0.71 mm (.014" do .028")
- max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-Z112
dł. 14 cm
L- 14 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE NANCE
do formowania pętli
Nance loop forming pliers

- max 0.36 mm do 0.71 mm (.014" do .028")
- max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-049
dł. 12,5 cm
L- 12,5 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE SCHWARZ
do formowania pętli
Schwarz loop forming pliers

- max 0.50 mm (.020")

ORI-R-DD-028
wklęsło-wypukłe, dł. 12,5 cm
concave and convex tips, L- 12,5 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE ANGLE
do doginiania drutu i formowania pętli
Angle pliers

- max 0.36 mm do 0.71 mm (.014" do .028")
- max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-026
płasko-okrągłe, dł. 12,5 cm
flat-round, L- 12,5 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE ANGLE
do doginiania drutu i formowania pętli
Angle pliers

- max 0.36 mm do 0.71 mm (.014" do .028")
- max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-030
płasko-okrągłe, dł. 13 cm
flat-round, L- 13 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE ANGLE
do doginania drutu i formowania pętli
Angle pliers
● max 0.36 mm do 0.71 mm (.014" do .028")
■ max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-031
okrągło-okrągłe, dł. 13 cm
round, L- 13 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE DE LA ROSA
do formowania i konturowania łuków,
wklęsło-wypukłe
De La Rosa pliers, concave and convex tips
● max 0.36 mm do 0.50 mm (.014" do .020")
■ max 0.53 mm x 0.64 mm (.021" do .025")

ORI-R-DD-036
rowkowane, dł. 12 cm
with grooves, L- 12 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE DE LA ROSA
do formowania i konturowania łuków,
wklęsło-wypukłe
De La Rosa pliers, concave and convex tips
● max 0.36 mm do 0.50 mm (.014" do .020")
■ max 0.53 mm x 0.64 mm (.021" do .025")

ORI-R-DD-036A
dł. 12 cm
L- 12 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE HOLLOW-CHOP
do formowania łuków, wklęsło-wypukłe
Hollow-Chop pliers, concave and convex tips
● max 0.30 mm do 0.71 mm (.012" do .028")
■ max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-048
dł. 13 cm
L- 13 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE DO FORMOWANIA ŁUKÓW
językowych i podniebiennych
Lingual/palatal arch forming pliers
● max 0.76 mm (.030") / 0.91 mm (.036")

ORI-R-DD-038
dł. 12 cm
L- 12 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE ADAMS
do doginania drutu, płasko-płaskie
Adams pliers, flat
● max 0.36 mm do 0.81 mm (.014" do .032")
■ max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-025
dł. 13 cm
L- 13 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE ADAMS TC
do doginania drutu, płasko-płaskie
Adams pliers with TC, flat
● max 0.36 mm do 0.81 mm (.014" do .032")
■ max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-025TC
dł. 13 cm
L- 13 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE ADAMS LONG TC
do doginania drutu, płasko-płaskie
Adams Long pliers with TC, flat
● max 0.36 mm do 0.81 mm (.014" do .032")
■ max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" do .028")

ORI-R-DD-029TC
dł. 13 cm
L- 13 cm




KLESZCZE ORTODONTYCZNE JARABAK
do doginania drutu
Jarabak wire bending pliers
● max 0.30 mm do 0.50 mm (.012" do .020")
■ max 0.46 mm x 0.56 mm (.018" do .022")

ORI-R-DD-037
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE REYNOLD
do konturowania pierścieni lub koron
Reynold pliers, for contouring and adapting bands or crowns

ORI-R-DD-024
dł. 13 cm
L- 13 cm



ORI-R-DD-022TC
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm

ORI-R-DD-023TC
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm

ORI-R-DD-040TC
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm

KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC
do zdejmowania pierścieni
Band removing pliers with TC



KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC
do zdejmowania pierścieni
Band removing pliers with TC

ORI-R-PL302TC
mini, dł. 13,5 cm
tip mini, L- 13,5 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE
do zdejmowania zamków, proste
Bracket removing pliers, straight

ORI-R-DD-033
szer. 4 mm, dł. 13 cm
W- 4 mm, L- 13 cm



ORI-R-DD-034
szer. 3 mm, dł. 13 cm
W- 3 mm, L- 13 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC
do zdejmowania zamków, proste
Bracket removing pliers with TC, straight

ORI-R-DD-033TC
szer. 4 mm, dł. 13 cm
W- 4 mm, L- 13 cm



ORI-R-DD-034TC
szer. 3 mm, dł. 13 cm
W- 3 mm, L- 13 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE
do zdejmowania zamków, kątowe
Bracket removing pliers, angled

ORI-R-DD-035
szer. 3 mm, dł. 13 cm
W- 3 mm, L- 13 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC
do zdejmowania zamków, kątowe
Bracket removing pliers with TC, angled

ORI-R-DD-035TC
szer. 3 mm, dł. 13 cm
W- 3 mm, L- 13 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE NANCE
do formowania klamer typu Adams
Nance pliers for forming Adams clasps

ORI-R-DD-046
dł. 14 cm
L- 14 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC
do zaciskania haczyków,
Ball hook crimping pliers with TC

ORI-R-DD-042TC
proste, dł. 12 cm
straight, L- 12 cm

ORI-R-DD-043TC
kątowe, dł. 12,5 cm
angled, L- 12,5 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC
do zagięcia V - 1 mm, proste
Pliers for V-Bend 1 mm with TC, straight

ORI-R-DD-045TC
dł. 12,5 cm
L- 12,5 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE
do zaginania końcówek dystalnych
Distal end bending pliers

ORI-R-DD-044
dł. 12,5 cm
L- 12,5 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE
do torkowania, z kluczem
Torquing pliers

ORI-R-DD-052
dł. 12 cm
L- 12 cm



ORI-R-PAK-11

KLESZCZE ORTODONTYCZNE - PAKIET PROMOCYJNY 7 narzędzi
Orthodontic pliers - promotional package

ORI-R-DD-005TC - Kleszce TC do cięcia ligatur - proste, dł. 12 cm
Soft wire and ligature cutting pliers with TC, straight L- 12 cm

ORI-R-DD-006TC - Kleszce TC do cięcia drutu - proste, dł. 12,5 cm
Hard wire cutting pliers with TC, straight L- 12,5 cm

ORI-R-DD-013TC - Kleszce Weingart TC - wielofunkcyjne, dł. 13,5 cm
Weingart pliers with TC, L- 13,5 cm

ORI-R-DD-022TC - Kleszce TC do zdejm. pierścieni - proste, dł. 13,5 cm
Band removing pliers with TC, straight L- 13,5 cm

ORI-R-DD-035 - Kleszce do zdejm. zamków - kątowe, szer. 3 mm, dł. 13 cm
Bracket removing pliers, angled, W- 3 mm, L- 13 cm

ORI-R-DD-056TC - Kleszce dystalne TC, dł. 13 cm
Distal and cutting pliers with TC, L- 13 cm

ORI-R-DD-104 - Kleszczyki Mathieu - cienkie końcówki, proste, dł. 14 cm
Mathieu orthodontic forceps, super fine tip, straight L- 14 cm

ORI-R-PAK-24

KLESZCZE ORTODONTYCZNE - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi
Orthodontic forceps - promotional package

ORI-R-DD-002TC - Kleszce dystalne TC, dł. 12 cm
Distal and cutting pliers with TC, L- 12 cm

ORI-R-DD-006TC - Kleszce TC do cięcia drutu - proste, dł. 12,5 cm
Hard wire cutting pliers with TC, straight L- 12,5 cm

ORI-R-DD-013TC - Kleszce Weingart TC - wielofunkcyjne, dł. 13,5 cm
Weingart pliers with TC, L- 13,5 cm

ORI-R-PL-206TC - Kleszce TC do cięcia ligatur - końcówka mini, dł. 12,5 cm
Soft wire and ligature cutting pliers with TC, tip mini, L- 12,5 cm



ORI-R-DD-102 z rowkowaną końcówką, dł. 14 cm <i>L- 14 cm</i>	ORI-R-DD-105 z haczykiem mini, dł. 14 cm <i>with mini hook, L- 14 cm</i>
ORI-R-DD-103 z haczykiem, dł. 14 cm <i>with hook, L- 14 cm</i>	ORI-R-DD-106 z wkładką 5 mm, dł. 14 cm <i>with 5 mm insert, L- 14 cm</i>
ORI-R-DD-104 proste, cienkie końcówki, dł. 14 cm <i>super fine tip, straight, L- 14 cm</i>	ORI-R-DD-108 wygięte, cienkie końcówki, dł. 14 cm <i>super fine tip, curved, L- 14 cm</i>

KLESZCZYKI ORTODONTYCZNE MATHIEU
Mathieu orthodontic pliers



KLESZCZYKI ORTODONTYCZNE
Z HACZYKIEM
Orthodontic pliers with hook

ORI-R-DD-113
proste, dł. 12,5 cm
straight, L- 12,5 cm

ORI-R-DD-114
wygięte, dł. 12,5 cm
curved, L- 12,5 cm




KLESZCZE ORTODONTYCZNE
do zakładania separatorów
Separators placing pliers

ORI-R-DD-130
dł. 16 cm
L- 16 cm



KLESZCZE ORTODONTYCZNE
do napinania ligatur
Ligature tying pliers

ORI-R-DD-131
dł. 16 cm
L- 16 cm



DOPYCHACZ ORTODONTYCZNY
DO LIGATUR METALOWYCH
"Widelec", uchwyt "typ S-Ergo"
Ligature tucker

ORI-R-DD-145
fig. 1, szer. 2,2 mm, dł. 18 cm
fig. 1, W- 2,2 mm, L- 18 cm

ORI-R-DD-146
fig. 2, szer. 2,2 mm, dł. 18 cm
fig. 1, W- 2,2 mm, L- 18 cm



INSTRUMENT ORTODONTYCZNY
DO DRUTU
do zaginania końcówek dystalnych
uchwyt "typ S-Ergo"
Distal end bending instrument

ORI-R-DD-148
max. Ø .022" (0,56 mm)



INSTRUMENT ORTODONTYCZNY
DO DRUTU
do zaginania końcówek dystalnych
uchwyt "typ S-Ergo"
Distal end bending instrument

ORI-R-DD-149
max. Ø .030" (0,76 mm)



INSTRUMENT ORTODONTYCZNY
DO NAKŁADANIA LIGATUR
pod skrzydełka zamka
uchwyt "typ S-Ergo"
Elastic ligature applicator

ORI-R-DD-147
dł. 17 cm
L- 17 cm



DOCISKACZ ORTODONTYCZNY
DO PIERŚCIENI + SIERP - duży
uchwyt "typ S-Ergo"
Band pusher with large sickle scaler

ORI-R-DD-151
dł. 16,5 cm
L- 16,5 cm



DOCISKACZ ORTODONTYCZNY
DO PIERŚCIENI + SIERP - mały
uchwyt "typ S-Ergo"
Band pusher with small sickle scaler

ORI-R-DD-152
dł. 16,5 cm
L- 16,5 cm



DOCISKACZ ORTODONTYCZNY
DO PIERŚCIENI
Band pusher

ORI-R-DD-162
wym. 18 x 10 mm, dł. 16 cm
tip size 18 x 10 mm, L- 16 cm



DOCISKACZ ORTODONTYCZNY MERSHON
DO PIERŚCIENI
Mershon band pusher

ORI-R-J177
dł. 15 cm
L- 15 cm



NAGRYZACZ ORTODONTYCZNY DO PIERŚCIENI
z metalowym trzpieniem
Band seating instrument

ORI-R-DD-164N
niebieski, dł. 14,5 cm
blue, L- 14,5 cm

ORI-R-DD-164P
pomarańczowy, dł. 14,5 cm
orange, L- 14,5 cm



SIERP ORTODONTYCZNY
DO USUWANIA KLEJU
dwustronny, uchwyt "typ S-Ergo"
Adhesive remover sickle, double-sided

ORI-R-DD-153
dł. 16,5 cm
L- 16,5 cm



ZGŁĘBNIK ORTODONTYCZNY
HAK DWUSTRONNY
uchwyt "typ S-Ergo"
Hook-sided explorer

ORI-R-DD-154
dł. 17 cm
L- 17 cm



POZYCJONER ORTODONTYCZNY
DO ZAMKÓW
Bracket positioning gauge

ORI-R-DD-135
do zamków o slotach .018", dł. 13 cm
for .018" slot brackets, L- 13 cm

ORI-R-DD-136
do zamków o slotach .022", dł. 13 cm
for .022" slot brackets, L- 13 cm



ZNACZNIK ORTODONTYCZNY
CASTROVIEJO
zakres 0-20 mm
Castroviejo orthodontic marker, 0-20 mm

ORI-55-E202
prosty, dł. 9 cm
straight, L- 9 cm

ORI-55-E203
zagięty, dł. 9 cm
curved, L- 9 cm



ZNACZNIK ORTODONTYCZNY
CASTROVIEJO
czarna ceramika, zakres 0-20 mm
*Castroviejo orthodontic marker, 0-20 mm
black ceramic coated*

OR66-776
zagięty, dł. 9 cm
curved, L- 9 cm



PESETA ORTODONTYCZNA
do zakładania rurek
Buccal tube tweezers

ORI-R-DD-115
dł. 11,5 cm
L- 11,5 cm



PESETA ORTODONTYCZNA
do zakładania rurek
Buccal tube tweezers

ORI-R-DD-116
zaciskowa, dł. 12,5 cm
L- 12,5 cm



PESETA ORTODONTYCZNA
do zakładania zamków
Bracket placing tweezers

ORI-R-DD-117
zaciskowa, dł. 11 cm
L- 11 cm



PESETA ORTODONTYCZNA
do zakładania rurek
Buccal tube tweezers

ORI-R-DD-118
dł. 12 cm
L- 12 cm



PESETA ORTODONTYCZNA
do zakładania zamków
z regulatorem slotów
Bracket tweezers with slot aligner

ORI-R-DD-119
zaciskowa, dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm



PESETA ORTODONTYCZNA
do zakładania zamków
Bracket placing tweezers

ORI-R-DD-120
zaciskowa, dł. 13 cm
L- 13 cm



PESETA ORTODONTYCZNA
do zakładania zamków
Bracket placing tweezers

ORI-R-DD-121
zaciskowa, dł. 14 cm
L- 14 cm



PESETA ORTODONTYCZNA
do zakładania akcesoriów językowych
tweezers for lingual appliances

ORI-R-DD-123
zaciskowa, dł. 14 cm
L- 14 cm



TACKA NA NARZĘDZIA
Instruments tray

ORI-O201
wym. 22 x 13 x 2,5 cm
size 22 x 13 x 2,5 cm



POKRYWKA DO TACKI NA NARZĘDZIA
Cover for instruments tray

ORI-O202
wym. 22 x 13 x 0,5 cm
size 22 x 13 x 0,5 cm




TACKA NA NARZĘDZIA "NERKA"
Instruments tray "kidney"

ORI-O220
wym. 21,5 x 10,5 x 3,5 cm
size 21,5 x 10,5 x 3,5 cm




TACKA NA NARZĘDZIA "NERKA"
Instruments tray "kidney"

ORI-O225
wym. 26,5 x 13 x 4,5 cm
size 26,5 x 13 x 4,5 cm



KASETA DO STERYLIZACJI
na 5 szt. narzędzi
Sterilization cassette for 5 pcs

ORI-O730-001
wym. 18,5 x 9 x 2 cm
size 18,5 x 9 x 2 cm



KASETA DO STERYLIZACJI
na 10 szt. narzędzi
Sterilization cassette for 10 pcs

ORI-O730-002
wym. 18,5 x 15 x 2 cm
size 18,5 x 15 x 2 cm



KASETA DO STERYLIZACJI
na 4 szt. narzędzi
Sterilization cassette for 4 pcs

ORI-O730-004
wym. 18,5 x 7 x 2,5 cm
size 18,5 x 7 x 2,5 cm




KASETA DO STERYLIZACJI
na 10 szt. narzędzi
Sterilization cassette for 10 pcs

ORI-O730-005
wym. 18 x 15 x 3,5 cm
size 18 x 15 x 3,5 cm




KASETA DO STERYLIZACJI
na 20 szt. narzędzi
Sterilization cassette for 20 pcs

ORI-O730-006
wym. 28,5 x 18,5 x 3,5 cm
size 28,5 x 18,5 x 3,5 cm



KASETA DO STERYLIZACJI
na 7 szt. narzędzi
Sterilization cassette for 7 pcs

ORI-O730-007
wym. 20 x 11 x 3,5 cm
size 20 x 11 x 3,5 cm



KASETA DO STERYLIZACJI
na 20 szt. narzędzi
Sterilization cassette for 20 pcs

ORI-O730-008
wym. 27 x 20 x 3,5 cm
size 27 x 20 x 3,5 cm



KASETA NA NARZĘDZIA I PRÓBÓWKI
Sterilization and test tubes cassette

ORI-O730-009
wym. 21,5 x 20,5 x 3,5 cm
size 21,5 x 20,5 x 3,5 cm



POJEMNIK DO STERYLIZACJI NARZĘDZI
Sterilization container

ORI-OV311
wym. 26 x 15,5 x 5 cm
size 26 x 15,5 x 5 cm



POJEMNIK DO STERYLIZACJI NARZĘDZI
Sterilization container

ORI-OV326
wym. 30 x 30 x 10 cm
size 30 x 30 x 10 cm



KASETA PRASUJĄCA DO PRF
PRF Case

ORI-55-PRF1
wym. 19 x 8,5 x 4,5 cm
size 19 x 8,5 x 4,5 cm



MISKA DO MATERIAŁU KOSTNEGO
Bone well

ORI-55-720-013
Ø 38 mm
Ø 38 mm


KUBEK STALOWY
Steel mug

ORI-O203
poj. 210 ml, wys. 8,5 cm
210 ml, H- 8,5 cm



POJEMNIK METHOT NA WATĘ
Cotton container

ORI-O257
wys. 7,5 cm, Ø 6 cm
H- 7,5 cm, Ø 6 cm



ROZWIERACZ SZCZĘKOWY DLA PSÓW
Mouth gag for dogs

	A	B	C
ORI-VV100	26 mm	40 mm	60 mm
ORI-VV101	32 mm	47 mm	70 mm
ORI-VV102	29 mm	52 mm	105 mm
ORI-VV103	38 mm	58 mm	140 mm
ORI-VV104	54 mm	71 mm	170 mm



ROZWIERACZ GRAYS DLA PSÓW
model amerykański
Grays mouth gag for dogs

[ORI-VV316](#)
max. rozwarcie 115 mm
max opening 115 mm

ROZWIERACZ GRAYS DLA PSÓW
model amerykański
Grays mouth gag for dogs

[ORI-VV317](#)
max. rozwarcie 145 mm
max opening 145 mm

ROZWIERACZ GRAYS DLA PSÓW
model amerykański
Grays mouth gag for dogs

[ORI-VV318](#)
max. rozwarcie 180 mm
max opening 180 mm



ROZWIERACZ GRAYS DLA KOTÓW
model amerykański
Grays mouth gag for cats

[ORI-VV313](#)
max. rozwarcie 30 mm
max opening 30 mm

ROZWIERACZ GRAYS DLA KOTÓW
model amerykański
Grays mouth gag for cats

[ORI-VV314](#)
max. rozwarcie 55 mm
max opening 55 mm

ROZWIERACZ GRAYS DLA KOTÓW
model amerykański
Grays mouth gag for cats

[ORI-VV315](#)
max. rozwarcie 75 mm
max opening 75 mm



ROZWIERACZ SZCZĘKOWY
DLA KRÓLIKÓW
Mouth gag for rabbits

ORI-VV304
dł. 13 cm
L- 13 cm




ROZWIERACZ SZCZĘKOWY
DLA GRYZONI
Mouth gag for rodents

ORI-VV305
dł. 13,5 cm
L- 13,5 cm




ŁOPATKA DO ODCHYLANIA JĘZYKA GRYZONI
wklęsła
Rodent tongue depressor, concave

ORI-VV408
wym. 7 mm x 20 mm, dł. 16 cm
size 7 mm x 20 mm, L- 16 cm



ROZWIERACZ POLICZKOWY
DLA GRYZONI
Cheek retractor for rodents

ORI-VV306
szeroki, szer. 23 mm
wide, W- 23 mm




ORI-VV306-1
wąski, szer. 17 mm
narrow, W- 17 mm



ROZWIERACZ POLICZKOWY
DLA GRYZONI
Cheek retractor for rodents

ORI-VV307
wąski, szer. 16 mm
narrow, W- 16 mm



ORI-VV308
szeroki, szer. 20 mm
wide, W- 20 mm



TARNIK
DO ZĘBÓW GRYZONI
Rodent dental rasp

ORI-VV302
szer. 8 mm, dł. 19 cm
W- 8 mm, L- 19 cm



KLESZCZE
DO CIĘCIA ZĘBÓW GRYZONI
Teeth cutting forceps for rodents

ORI-VV296
dł. 18 cm
L- 18 cm



DŹWIGNIA V DLA KOTÓW
V elevator for cats

ORI-VV319
szer. 2 mm, dł. 19 cm
W- 2 mm, L- 19 cm



DŹWIGNIA V DLA PSÓW
V elevator for dogs

ORI-VV320
szer. 3 mm, dł. 19 cm
W- 3 mm, L- 19 cm



DŹWIGNIA V DLA PSÓW
V elevator for dogs

ORI-VV321
szer. 4 mm, dł. 19 cm
W- 4 mm, L- 19 cm



DŹWIGNIA
DO TRZONOWCÓW
I PRZEDTRZONOWCÓW
Molars and premolars elevator

ORI-VV322
dł. 20 cm
L- 20 cm



DŹWIGNIA
DO SIEKĄCZY
Incisors elevator

ORI-VV323
dł. 19 cm
L- 19 cm



IGŁA WETERYNARYJNA GERLACH
DO SZYCIA SKÓRY
Gerlach suture needle

ORI-VV169
dł. 15 cm
L- 15 cm

ORI-VV237
dł. 15,5 cm
L- 15,5 cm



IGŁA WETERYNARYJNA OBWEGESER
DO SZYCIA SKÓRY
Obwegeser suture needle

ORI-VV258
dł. 19,5 cm
L- 19,5 cm



ORI-VV165
prawa, dł. 22 cm
right, L- 22 cm

ORI-VV166
lewa, dł. 22 cm
left, L- 22 cm

IGŁA DESCHAMPS
DO PODWIĄZYWANIA
ostra
*Deschamps ligature needle
sharp*



ORI-VV167
prawa, dł. 22 cm
right, L- 22 cm

ORI-VV168
lewa, dł. 22 cm
left, L- 22 cm

IGŁA DESCHAMPS
DO PODWIĄZYWANIA
tępa
*Deschamps ligature needle
blunt*



ORI-VV238
dł. 15 cm
L- 15 cm

PROWADNIK
DO PODWIĄZYWANIA
Ligature passer



ORI-VV239
dł. 17 cm
L- 17 cm

PROWADNIK SYME
DO PODWIĄZYWANIA
Syme ligature passer



ORI-VV240
dł. 20,5 cm
L- 20,5 cm

PROWADNIK KOCHER
DO PODWIĄZYWANIA
Kocher ligature passer



ORI-VV241
dł. 24 cm
L- 24 cm

PROWADNIK BRUNNER
DO PODWIĄZYWANIA
Brunner ligature passer



HACZYK COVAULT
DO KASTRACJI KOTEK
Covault ovariectomy hook

ORI-VV229
dł. 17 cm
L- 17 cm



ORI-VV230
prosty, szer. 8 mm, dł. 24 cm
stright, W- 8 mm, L- 24 cm

ORI-VV231
wygięty, szer. 8 mm, dł. 24 cm
curved, W- 8 mm, L- 24 cm

KULOCIĄG MUSEUX
zqbki 1x2
*Museux tenaculum forceps
2x1 teeth*



IGŁA Z OLIWKĄ
do zatok okołoodbytowych
Needle for perianal sinus

ORI-VV295
wygięta, dł. 12 cm
curved, L- 12 cm



ROZWIERACZ INGE
DO STAWU KOLANOWEGO
Inge retractor for stifle joint

ORI-VV301
max rozw. 45 mm, dł. 22 cm
max opening 45 mm, L- 22 cm



KLEMA JELITOWA
Intestinal forceps

ORI-VV400
prosta, dł. 15,5 cm
straight, L- 15,5 cm



NOŻYCZKI DO STRYŻENIA
I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT
Trimming scissors

ORI-VV107
wygięte, dł. 13,5 cm
curved, L- 13,5 cm



NOŻYCZKI DO STRYŻENIA
I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT
Trimming scissors

ORI-VV108
wygięte, dł. 16 cm
curved, L- 16 cm

Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page	Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page
OR66-101	STRZYKAWKA ŚRÓDWIEŻADŁOWA ORI-JECT	31	OR66-793	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 3.2 mm x 3.2 mm	59
OR66-108	NOŻYČZKI CASTROVIEJO - proste, dł. 15.5 cm	9	OR66-794	HAK LANGENBECK - wym. 40 mm x 11 mm	20
OR66-109	ODGRYZACZ KOSTNY FRIEDMAN - szer. 3 mm, dł. 15.5 cm	26	OR66-795	HAK LANGENBECK - odwrotny, wym. 40 mm x 11 mm	20
OR66-110	PĘSETA COLLEGE - dł. 16.5 cm	60	OR66-796	ŁOPATKA DO BIOMATERIAŁU - dwustronna, szer. 6 mm x 10 mm	34
OR66-112	PĘSETA CHIRURGICZNA GERALD - wygięta, ząbki 1x2, dł. 17.5 cm	17	OR66-797	APLIKATOR DO MATERIAŁU KOSTNEGO - Ø 6 mm	34
OR66-113	PĘSETA ANATOMICZNA GERALD - wygięta, dł. 17.5 cm	16	OR66-798	STOŻEK DO MODELOWANIA KOMPÓZYTU - ostry	59
OR66-115	RASPATOR FREER - ostro-tępy, szer. 5 mm x 4.5 mm	50	OR66-800	DLUTKO KOSTNE PERIODONTOLOGICZNE FEDI - szer. 2 mm	32
OR66-117	PĘSETA MIKROCHIRURGICZNA - wygięta, ząbki 1x2, dł. 15.5 cm	18	OR66-801	PERIOTOM STOMATOLOGICZNY - szer. 2 mm x 2 mm	45
OR66-121	UCHWYT DO SKALPELA NR 3 - okragly, prosty, dł. 14 cm	13	OR66-804	INSTRUMENT DO TUNELINGU - szer. 2 mm x 2.5 mm	34
OR66-128	HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK - wym. 40 mm x 10 mm	20	OR66-805	INSTRUMENT DO TUNELINGU - szer. 3 mm x 3 mm	34
OR66-137	UCHWYT DO MIKROSKALPELA - okragly, prosty, dł. 12 cm	13	OR66-CH6	NARZĘDZIA DO MIKROCHIRURGII W KASECIE - PAKIET PROM. 5 narzędzi	54
OR66-138	DŻWIGNIA KORZENIOWA HEIDBRINK - ząbkowana, szer. 1.8 mm	44	OR66-Z1	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY, CZARNA CERAMIKA - PAKIET PROM. 5 narzędzi	64
OR66-720	NARZĘDZIE LUSSATORE - szer. 3 mm, proste	45	ORI-55-700-001	OSTEOTOM PROSTY - wypukły, Ø 2.8 mm	32
OR66-721	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 33L	36	ORI-55-700-002	OSTEOTOM PROSTY - wypukły, Ø 3.5 mm	32
OR66-722	PĘSETA MIKROCHIRURGICZNA - prosta, ząbki 1x2, dł. 18 cm	18	ORI-55-700-003	OSTEOTOM PROSTY - wypukły, Ø 4.3 mm	32
OR66-722A	PĘSETA MIKROCHIRURGICZNA - prosta, ząbki 1x2, dł. 18 cm	18	ORI-55-700-004	OSTEOTOM BAGNETOWY - wypukły, Ø 2.8 mm	32
OR66-723	NOŻYČZKI WESTCOTT - wygięte, dł. 18 cm, TC	9	ORI-55-700-005	OSTEOTOM BAGNETOWY - wypukły, Ø 3.5 mm	32
OR66-723A	NOŻYČZKI WESTCOTT - wygięte, dł. 18 cm, TC	9	ORI-55-700-006	OSTEOTOM BAGNETOWY - wypukły, Ø 4.3 mm	32
OR66-743	DŻWIGNIA HEIDBRINK - ząbkowana, szer. 1.5 mm	44	ORI-55-700-007	OSTEOTOM PROSTY - wypukły, z ogranicznikiem, Ø 2.8 mm	32
OR66-744	DŻWIGNIA HEIDBRINK - ząbkowana, szer. 2.0 mm	44	ORI-55-700-008	OSTEOTOM PROSTY - wypukły, z ogranicznikiem, Ø 3.5 mm	32
OR66-745	RASPATOR FREER - ostro-tępy, szer. 4 mm x 4 mm	50	ORI-55-700-009	OSTEOTOM PROSTY - wypukły, z ogranicznikiem, Ø 4.3 mm	32
OR66-746	RASPATOR FREER - ostro-ostry, szer. 6 mm x 4 mm	50	ORI-55-700-010	OSTEOTOM BAGNETOWY - wypukły, z ogranicznikiem, Ø 2.8 mm	32
OR66-747	RASPATOR MOLT - ostro-ostry, szer. 3 mm x 4 mm	50	ORI-55-700-011	OSTEOTOM BAGNETOWY - wypukły, z ogranicznikiem, Ø 3.5 mm	32
OR66-748	RASPATOR MEAD-WEST - ostro-ostry z nożem, szer. 4 mm x 4 mm	50	ORI-55-700-012	OSTEOTOM BAGNETOWY - wypukły, z ogranicznikiem, Ø 4.3 mm	32
OR66-749	RASPATOR BUSER - ostro-ostry, szer. 3 mm x strzałka 3 mm	50	ORI-55-700-013	OSTEOTOM PROSTY - wkłesły, Ø 2.8 mm	32
OR66-74SET	RASPATORY - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, czarna ceramika	50	ORI-55-700-014	OSTEOTOM PROSTY - wkłesły, Ø 3.5 mm	32
OR66-750	RASPATOR PRICHARD FIG. 1 - ostro-tępy, szer. 4.8 mm x 10 mm	50	ORI-55-700-015	OSTEOTOM PROSTY - wkłesły, Ø 4.3 mm	32
OR66-751	UCHWYT DO SKALPELA NR 3 - okragly, prosty, dł. 15 cm	13	ORI-55-700-016	OSTEOTOM BAGNETOWY - wkłesły, Ø 2.8 mm	32
OR66-752	UCHWYT DO SKALPELA NR 3 - okragly, wygięty, dł. 15 cm	13	ORI-55-700-017	OSTEOTOM BAGNETOWY - wkłesły, Ø 3.5 mm	32
OR66-754	NOŻYČZKI LAGRANGE - ostro-ostre, dł. 10.5 cm, TC	5	ORI-55-700-018	OSTEOTOM BAGNETOWY - wkłesły, Ø 4.3 mm	32
OR66-755	NOŻYČZKI IRIS - ostro-ostre, proste, dł. 10.5 cm, TC	5	ORI-55-700-019	OSTEOTOM PROSTY - wkłesły, z ogranicznikiem, Ø 2.8 mm	32
OR66-756	NOŻYČZKI IRIS - ostro-ostre, wygięte, dł. 10.5 cm, TC	5	ORI-55-700-020	OSTEOTOM PROSTY - wkłesły, z ogranicznikiem, Ø 3.5 mm	32
OR66-757	NOŻYČZKI WESTCOTT - wygięte, dł. 14.5 cm, TC	9	ORI-55-700-021	OSTEOTOM PROSTY - wkłesły, z ogranicznikiem, Ø 4.3 mm	32
OR66-758	PĘSETA ANATOMICZNA ADSON - prosta, dł. 12 cm	16	ORI-55-700-022	OSTEOTOM BAGNETOWY - wkłesły, z ogranicznikiem, Ø 2.8 mm	32
OR66-759	PĘSETA CHIRURGICZNA ADSON - prosta, ząbki 1x2, dł. 12 cm	17	ORI-55-700-023	OSTEOTOM BAGNETOWY - wkłesły, z ogranicznikiem, Ø 3.5 mm	32
OR66-760	PĘSETA CHIRURGICZNA GERALD - prosta, ząbki 1x2, dł. 17.5 cm	17	ORI-55-700-024	OSTEOTOM BAGNETOWY - wkłesły, z ogranicznikiem, Ø 4.3 mm	32
OR66-761	IGLOTRYMACZ MAYO-HEGAR - prosty, dł. 16.5 cm, TC	10	ORI-55-700-025	OSTEOTOM PŁOMYK - prosty, Ø 2.8 mm	32
OR66-762	IGLOTRYMACZ CRILE-WOOD - prosty, dł. 14.5 cm, TC	10	ORI-55-700-026	OSTEOTOM PŁOMYK - prosty, Ø 3.5 mm	32
OR66-763	IGLOTRYMACZ CASTROVIEJO - prosty, dł. 14 cm, TC	12	ORI-55-700-027	OSTEOTOM PŁOMYK - prosty, Ø 4.3 mm	32
OR66-764	IGLOTRYMACZ CASTROVIEJO - wygięty, dł. 14 cm, TC	12	ORI-55-700-028	OSTEOTOM PŁOMYK - bagnetowy, Ø 2.8 mm	32
OR66-765	IGLOTRYMACZ CASTROVIEJO - prosty, dł. 18 cm, TC	12	ORI-55-700-029	OSTEOTOM PŁOMYK - bagnetowy, Ø 3.5 mm	32
OR66-765A	IGLOTRYMACZ CASTROVIEJO - prosty, dł. 18 cm, TC	12	ORI-55-700-030	OSTEOTOM PŁOMYK - bagnetowy, Ø 4.3 mm	32
OR66-766	IGLOTRYMACZ CASTROVIEJO - wygięty, dł. 18 cm, TC	12	ORI-55-700-10SET	OSTEOTOMY Z MŁOTKIEM - PAKIET PROMOCYJNY 11 narzędzi	32
OR66-766A	IGLOTRYMACZ CASTROVIEJO - wygięty, dł. 18 cm, TC	12	ORI-55-700-12SET	OSTEOTOMY - PAKIET PROMOCYJNY 12 narzędzi	32
OR66-767	IGLOTRYMACZ MATHIEU - prosty, dł. 14 cm, TC	11	ORI-55-710-001	DLUTO KOSTNE - proste, szer. 3 mm	32
OR66-768	ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - szer. 1.5 mm x 1.5 mm	48	ORI-55-710-002	DLUTO KOSTNE - proste, szer. 4 mm	32
OR66-769	ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - szer. 2.0 mm x 2.0 mm	48	ORI-55-710-003	DLUTO KOSTNE - proste, szer. 5 mm	32
OR66-770	ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - szer. 3.0 mm x 3.0 mm	48	ORI-55-710-004	DLUTO KOSTNE - proste, szer. 6 mm	32
OR66-771	ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - szer. 3.5 mm x 3.5 mm	48	ORI-55-710-010	PERIOTOM - prosty, szer. 2 mm	45
OR66-772	ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - ząbkowana, szer. 1.5 x 1.5 mm	48	ORI-55-710-011	PERIOTOM - prosty, szer. 2.5 mm	45
OR66-773	ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - ząbkowana, szer. 2.0 x 2.0 mm	48	ORI-55-710-012	PERIOTOM - typ "Hokej", szer. 2 mm	45
OR66-774	ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - ząbkowana, szer. 2.5 x 2.5 mm	48	ORI-55-710-017	UPYCHADŁO DO MATERIAŁU KOSTNEGO - Ø 3 mm x 4 mm	34
OR66-775	ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - ząbkowana, szer. 3.5 x 3.5 mm	48	ORI-55-710-018	UPYCHADŁO DO MATERIAŁU KOSTNEGO - Ø 6 mm x 8 mm	34
OR66-776	ZNACZNIK ORTODONTYCZNY CASTROVIEJO - zagięty	76	ORI-55-710-025	PRZENOŚNIK Z UPYCHADŁEM DO MAT. KOSTNEGO - szer. 5 mm x Ø 3.0 mm ...	33
OR66-778	UCHWYT DO LUSTERKA - ergonomiczny, dł. 13 cm	56	ORI-55-710-026	KIRETA SINUS LIFT fig. 26 - szer. 4 mm x 4 mm	33
OR66-779	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 1.6 x 1.6 mm	59	ORI-55-710-027	KIRETA SINUS LIFT fig. 27 - szer. 4 mm x 7 mm	33
OR66-77SET	ŁYŻECZKI KOSTNE - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi, czarna ceramika	48	ORI-55-710-028	KIRETA SINUS LIFT fig. 28 - szer. 3 mm x 5 mm	33
OR66-780	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 2.0 x 2.0 mm	59	ORI-55-710-029	KIRETA SINUS LIFT fig. 29 - szer. 5 mm x 5 mm	33
OR66-781	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 2.5 x 2.5 mm	59	ORI-55-710-030	KIRETA SINUS LIFT fig. 30 - szer. 3 mm x 3 mm	33
OR66-782	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 3.0 x 3.0 mm	59	ORI-55-710-031	KIRETA SINUS LIFT fig. 31 - szer. 7 mm x 7 mm	33
OR66-783	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 1.0 mm x 1.6 mm	58	ORI-55-710-032	KIRETA SINUS LIFT fig. 32 - szer. 3 mm x 5 mm	33
OR66-784	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 2.0 mm x 2.5 mm	58	ORI-55-710-033	KIRETA SINUS LIFT fig. 33 - szer. 5 mm x 5 mm	33
OR66-785	PĘSETA MERIAM - dł. 16 cm	60	ORI-55-710-034	KIRETA SINUS LIFT fig. 34 - szer. 4 mm x 7 mm	33
OR66-786	ZGŁĘBNIK STOMATOLOGICZNY - kąt prosty	57	ORI-55-710-035	KIRETA SINUS LIFT fig. 35 - szer. 5 mm x 5 mm	33
OR66-787	ZGŁĘBNIK STOMATOLOGICZNY - kąt rozwarty	57	ORI-55-710-036	KIRETA SINUS LIFT fig. 36 - szer. 5 mm x 5 mm	33
OR66-788	SONDA PERIODONTOLOGICZNA NORTH-CAROLINA - CP-15	53	ORI-55-710-057	PRZENOŚNIK Z UPYCHADŁEM DO MAT. KOSTNEGO - szer. 11 mm x Ø 3 mm	34
OR66-789	ZGŁĘBNIK PERIODONTOLOGICZNY WHO - kulka Ø 1 mm	53	ORI-55-710-060	ŁOPATKA Z PRZENOŚNIKIEM - szer. 6 mm x 5.5 mm	34
OR66-790	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 1.6 mm x 1.6 mm	59	ORI-55-710-12SET	NARZĘDZIA DO SINUS LIFT - PAKIET PROMOCYJNY 12 narzędzi	33
OR66-791	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 2.0 mm x 2.0 mm	59	ORI-55-720-011	MŁOTEK STOMATOLOGICZNY - z wkładem teflonowym, Ø 25 mm	32
OR66-792	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 2.5 mm x 2.5 mm	59	ORI-55-720-012A	APLIKATOR DO MATERIAŁU KOSTNEGO - Ø 4.4 mm	34

Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page	Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page
ORF55-720-012B	APLIKATOR DO MATERIAŁU KOSTNEGO - Ø 6 mm	34	ORF197	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 561	39
ORF55-720-012C	APLIKATOR DO MATERIAŁU KOSTNEGO - Ø 7 mm	34	ORF198	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 563	39
ORF55-720-013	MISKA DO MATERIAŁU KOSTNEGO - Ø 38 mm	83	ORF199	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 562	39
ORF55-800-028	OSTEOTOM PROSTY - wypukły, z ogranicznikiem, Ø 3.9 mm	32	ORF200	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 565	39
ORF55-800-034	OSTEOTOM PROSTY - wklęsły, z ogranicznikiem, Ø 3.9 mm	32	ORF201	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 566	39
ORF55-800-040	OSTEOTOM BAGNETOWY - wypukły, z ogranicznikiem, Ø 3.9 mm	32	ORF202	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 567	39
ORF55-800-046	OSTEOTOM BAGNETOWY - wklęsły, z ogranicznikiem, Ø 3.9 mm	32	ORF301	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER FIG. 1	41
ORF55-830-005B	PĘSETA DO MEMBRAN - zagięta, dł. 15.5 cm	60	ORF302	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER FIG. 2	41
ORF55-CH5	NARZĘDZIA DO MIKROCHIRURGII W KASECIE - PAKIET PROM. 5 narzędzi	54	ORF303	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER FIG. 3	41
ORF55-E202	ZNACZNIK ORTODONTYCZNY CASTROVIEJO - prosty	76	ORF33SET-111	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER - PAKIET PROMOCYJNY (fig. 1,1,1)	41
ORF55-E203	ZNACZNIK ORTODONTYCZNY CASTROVIEJO - zagięty	76	ORF33SET-112	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER - PAKIET PROMOCYJNY (fig. 1,1,2)	41
ORF55-PRF-1	KASETA PRASUJĄCA DO PRF - wym. 19 x 8.5 x 4.5 cm	83	ORF33SET-113	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER - PAKIET PROMOCYJNY (fig. 1,1,3)	41
ORF55-TI-011	PĘSETA MERIAM DO PRZENOSZENIA IMPLANTÓW - tytanowa, dł. 16 cm	16	ORF33SET-122	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER - PAKIET PROMOCYJNY (fig. 1,2,2)	41
ORF55-TI-015	PĘSETA MIKROCHIRURGICZNA - tytanowa, prosta, ząbki 1x2, dł. 15.5 cm	18	ORF33SET-123	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER - PAKIET PROMOCYJNY (fig. 1,2,3)	41
ORF55-TI-016	PĘSETA MIKROCHIRURGICZNA - tytanowa, wygięta, ząbki 1x2, dł. 15.5 cm	18	ORF33SET-133	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER - PAKIET PROMOCYJNY (fig. 1,3,3)	41
ORF55-TI-017	IGLOTRZYMACZ BARRAQUER - tytanowy, dł. 14 cm	12	ORF33SET-222	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER - PAKIET PROMOCYJNY (fig. 2,2,2)	41
ORF55-TI-018	IGLOTRZYMACZ MAYO-HEGAR - tytanowy, dł. 16.5 cm	10	ORF33SET-223	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER - PAKIET PROMOCYJNY (fig. 2,2,3)	41
ORF55-TI-021	NOŻYČZKI WESTCOTT - tytanowe, ząbkowane, wygięte, dł. 14.5 cm	9	ORF33SET-233	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER - PAKIET PROMOCYJNY (fig. 2,3,3)	41
ORF55-TI-024	NOŻYČZKI IRIS - tytanowe, ostro-ostre, proste, dł. 11.5 cm	5	ORF33SET-333	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE MEISSNER - PAKIET PROMOCYJNY (fig. 3,3,3)	41
ORF101	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 1	35	ORF400SET	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN - 10 szt., uchwyt ergo	40
ORF102	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 2	35	ORF500SET	KLESZCZE BERTEN - 7 szt., do zębów mlecznych, uchwyt ergo	40
ORF103	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 4	35	ORF720-008	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE DO KORZENI - ką 90°	41
ORF104	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 7	35	ORF720-009	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE DO KORZENI - ką 45°	41
ORF105	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG.13	35	ORF7SET	KLESZCZE BERTEN DO ZĘBÓW MLECZNYCH- PAKIET PROM. 7 narzędzi	39
ORF106	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 13A	35	ORF1AF213	KLESZCZYKI STIEGLITZ DO ODŁAMKÓW KORZENI - proste	41
ORF107	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 13S	35	ORF1AF214	KLESZCZYKI STIEGLITZ DO ODŁAMKÓW KORZENI - wygięte	41
ORF108	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 17	35	ORF1AF214-ENDO	KLESZCZYKI "ENDO" - do usuwania odłamków i złamanych narzędzi	41
ORF109	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 18	35	ORF1AF-J140	KLESZCZE DO ODŁAMKÓW KORZENI - proste, dł. 15 cm	41
ORF10SET	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN - PAKIET PROMOCYJNY 10 narzędzi	35	ORF1AF-J141	KLESZCZE DO ODŁAMKÓW KORZENI - wygięte, dł. 15 cm	41
ORF110	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 22	35	ORF1AF-J142	KLESZCZE DO ODŁAMKÓW KORZENI - wygięte, dł. 13.5 cm	41
ORF111	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 22S	35	ORF1B075-092	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 2.2 mm, prosta	43
ORF112	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE ROUTURIER FIG. 22L	35	ORF1B075-093	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 2.2 mm, lewa	43
ORF113	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE ROUTURIER FIG. 22R	35	ORF1B075-094	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 2.2 mm, prawa	43
ORF114	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 29	35	ORF1B101	DŹWIGNIA BEIN - szer. 2 mm, prosta, uchwyt anatomiczny	42
ORF115	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 30	36	ORF1B102	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, prosta, uchwyt anatomiczny	42
ORF116	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 31	36	ORF1B103	DŹWIGNIA BEIN - szer. 4 mm, prosta, uchwyt anatomiczny	42
ORF117	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 33	36	ORF1B103/1	DŹWIGNIA BEIN - szer. 5 mm, prosta, uchwyt anatomiczny	42
ORF118	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 33A	36	ORF1B104	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, prosta, ścięta lewa, uchwyt anatomiczny	42
ORF119	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 33L	36	ORF1B105	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, prosta, ścięta prawa, uchwyt anatomiczny	42
ORF120	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 34	36	ORF1B106	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, boczna, ścięta lewa, uchwyt anatomiczny	42
ORF121	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 35	36	ORF1B107	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, boczna, ścięta prawa, uchwyt anatomiczny	42
ORF122	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 36	36	ORF1B108	DŹWIGNIA BEIN - szer. 2 mm, prosta	42
ORF123	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 39L	36	ORF1B109	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, prosta	42
ORF124	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 39R	36	ORF1B110	DŹWIGNIA BEIN - szer. 4 mm, prosta	42
ORF125	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 46M	36	ORF1B111	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, prosta, ścięta	42
ORF126	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 46L	36	ORF1B112	DŹWIGNIA BEIN - szer. 5 mm, prosta	42
ORF127	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 49	36	ORF1B114	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, ostra, boczna, lewa	42
ORF128	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 51	36	ORF1B114/1	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, ostra, boczna, lewa	42
ORF129	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 51A	37	ORF1B115	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, ostra, boczna, prawa	42
ORF130	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 51L	37	ORF1B115/1	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, ostra, boczna, prawa	42
ORF131	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 67	37	ORF1B116	DŹWIGNIA CRYER - boczna, lewa, dł. części prac. 9 mm	42
ORF132	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 67A	37	ORF1B117	DŹWIGNIA CRYER - boczna, prawa, dł. części prac. 9 mm	42
ORF133	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 67L	37	ORF1B118	DŹWIGNIA KOPP - szer. 4 mm, prosta, ścięta lewa	42
ORF134	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 67R	37	ORF1B119	DŹWIGNIA KOPP - szer. 4 mm, prosta, ścięta prawa	42
ORF135	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 73	37	ORF1B124	DŹWIGNIA KOPP - szer. 4 mm, boczna, lewa	42
ORF136	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 74	37	ORF1B125	DŹWIGNIA KOPP - szer. 4 mm, boczna, prawa	42
ORF137	KLESZCZE EKSTARKCYJNE BERTEN FIG. 74N	37	ORF1B128	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 2 mm, prosta	43
ORF138	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 74XN	37	ORF1B129	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 2 mm, boczna, lewa	43
ORF139	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 79	37	ORF1B130	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 2 mm, boczna, prawa	43
ORF140	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 79A	37	ORF1B131	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 2 mm, prosta	43
ORF141	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 86A	37	ORF1B132	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 3.5 mm, zaokrąglona, boczna, lewa	43
ORF142	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 89	37	ORF1B133	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 3.5 mm, zaokrąglona, boczna, prawa	43
ORF143	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 90	37	ORF1B134	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 3 mm, prosta	43
ORF144	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 97	38	ORF1B135	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 3.5 mm, prosta	43
ORF145	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 97L	38	ORF1B136	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 3 mm, ostra, boczna, lewa	43
ORF146	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 99	38	ORF1B137	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 3 mm, ostra, boczna, prawa	43
ORF147	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 99A	38	ORF1B138	DŹWIGNIA CRYER - dł. części prac. 9 mm, szer. 5 mm	43
ORF148	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 100	38	ORF1B141	DŹWIGNIA CRYER - boczna, lewa, dł. części prac. 9 mm	43
ORF164	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 233	38	ORF1B142	DŹWIGNIA CRYER - boczna, prawa, dł. części prac. 9 mm	43
ORF196	KLESZCZE EKSTRAKCYJNE BERTEN FIG. 560	39	ORF1B147	DŹWIGNIA READ - szer. 4.5 mm, prosta	43

Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page	Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page
ORI-B148	DŹWIGNIA COLEMAN - szer. 5 mm, prosta	43	ORIBZ-720-003	STRZYKAWKA ŚRÓDWIĘZADŁOWA ORI-JECT	31
ORI-B156	DŹWIGNIA WARWICK-JAMES - szer. 2.2 mm, prosta	43	ORIBZ-720-004	STRZYKAWKA ŚRÓDWIĘZADŁOWA ORI-JECT	31
ORI-B157	DŹWIGNIA WARWICK-JAMES - szer. 2.2 mm, lewa	43	ORIBZ-720-005	STRZYKAWKA ŚRÓDWIĘZADŁOWA ORI-JECT	31
ORI-B158	DŹWIGNIA WARWICK-JAMES - szer. 2.2 mm, prawa	43	ORIBZ-J105	KARPULA Z ASPIRACJĄ - typ "Euro"	31
ORI-B163	DŹWIGNIA WINTER - lewa	44	ORIBZ-J105-C	KARPULA Z ASPIRACJĄ - typ "Euro", ząbki pokryte czarną ceramiką	31
ORI-B164	DŹWIGNIA WINTER - prawa	44	ORIBZ-J106	KARPULA Z ASPIRACJĄ - typ "Łamana", trzy ząbki	31
ORI-B165	DŹWIGNIA LECLUSE - prosta	44	ORIBZ-J107	KARPULA Z ASPIRACJĄ - typ "Trzy koła", ząbki pokryte czarną ceramiką	31
ORI-B171	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 1.5 mm	44	ORIC002	LUSTERKO PŁASKIE - nr 3, Ø 20 mm	55
ORI-B171-Z	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 1.8 mm, ząbkowana	44	ORIC003	LUSTERKO RODOWANE PRZEDNIOPOWIERZCHNIOWE - nr 3, Ø 20 mm	55
ORI-B172	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 2 mm	44	ORIC004	LUSTERKO POWIĘKSZAJĄCE - nr 4, Ø 22 mm	55
ORI-B172-Z	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 2.2 mm, ząbkowana	44	ORIC005	LUSTERKO PŁASKIE - nr 4, Ø 22 mm	55
ORI-B173	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 2.5 mm	44	ORIC006	LUSTERKO RODOWANE PRZEDNIOPOWIERZCHNIOWE - nr 4, Ø 22 mm	55
ORI-B173-Z	DŹWIGNIA HEIDBRINK - szer. 2.7 mm, ząbkowana	44	ORIC007	LUSTERKO POWIĘKSZAJĄCE - nr 5, Ø 24 mm	55
ORI-B201	DŹWIGNIA LUKSUJĄCA ORIBEST - szer. 2 mm	45	ORIC008	LUSTERKO PŁASKIE - nr 5, Ø 24 mm	55
ORI-B202	DŹWIGNIA LUKSUJĄCA ORIBEST - szer. 3 mm	45	ORIC009	LUSTERKO RODOWANE PRZEDNIOPOWIERZCHNIOWE - nr 5, Ø 24 mm	55
ORI-B203	DŹWIGNIA LUKSUJĄCA ORIBEST - szer. 4 mm	45	ORIC010	LUSTERKO POWIĘKSZAJĄCE - nr 6, Ø 26 mm	55
ORI-B204	DŹWIGNIA LUKSUJĄCA ORIBEST - szer. 5 mm	45	ORIC011	LUSTERKO PŁASKIE - nr 6, Ø 26 mm	55
ORI-B214	DŹWIGNIA ORIBEST - szer. 3 mm, ostra, lewa	45	ORIC012	LUSTERKO RODOWANE PRZEDNIOPOWIERZCHNIOWE - nr 6, Ø 26 mm	55
ORI-B215	DŹWIGNIA ORIBEST - szer. 3 mm, ostra, prawa	45	ORIC013	LUSTERKO POWIĘKSZAJĄCE - nr 3, Ø 20 mm	55
ORI-B221	DŹWIGNIA LINDO-LEVIEN - szer. 2 mm, prosta	44	ORIC014	LUSTERKO RODOWANE PRZEDNIOPOWIERZCHNIOWE - nr 1, Ø 10 mm	55
ORI-B221S	DŹWIGNIA BEIN - szer. 2 mm, prosta, ząbkowana	42	ORIC042-3SET	LUSTERKA PŁASKIE - nr 3, Ø 20 mm - PAKIET PROMOCYJNY 12 lusterek	55
ORI-B222	DŹWIGNIA LINDO-LEVIEN - szer. 3 mm, prosta	44	ORIC042-4SET	LUSTERKA PŁASKIE - nr 4, Ø 22 mm - PAKIET PROMOCYJNY 12 lusterek	55
ORI-B222S	DŹWIGNIA BEIN - szer. 3 mm, prosta, ząbkowana	42	ORIC042-5SET	LUSTERKA PŁASKIE - nr 5, Ø 24 mm - PAKIET PROMOCYJNY 12 lusterek	55
ORI-B223	DŹWIGNIA LINDO-LEVIEN - szer. 4 mm, prosta	44	ORIC042-6SET	LUSTERKA PŁASKIE - nr 6, Ø 26 mm - PAKIET PROMOCYJNY 12 lusterek	55
ORI-B223S	DŹWIGNIA BEIN - szer. 4 mm, prosta, ząbkowana	42	ORIC043-3SET	LUSTERKA PRZEDNIOPOWIERZ. - nr 3, Ø 20 mm - PAKIET PROM. 12 lusterek ...	55
ORI-B226	DŹWIGNIA BERNARDA - szer. 4 mm, prosta	44	ORIC043-4SET	LUSTERKA PRZEDNIOPOWIERZ. - nr 4, Ø 22 mm - PAKIET PROM. 12 lusterek ...	55
ORI-B227	DŹWIGNIA BERNARDA - szer. 4 mm, odgięta	44	ORIC043-5SET	LUSTERKA PRZEDNIOPOWIERZ. - nr 5, Ø 24 mm - PAKIET PROM. 12 lusterek ...	55
ORI-B236	DŹWIGNIA MODYFIKOWANA - szer. 5 mm, odgięta, ząbkowana	44	ORIC043-6SET	LUSTERKA PRZEDNIOPOWIERZ. - nr 6, Ø 26 mm - PAKIET PROM. 12 lusterek ...	55
ORI-B237	DŹWIGNIA MODYFIKOWANA - szer. 4 mm, odgięta, ząbkowana	44	ORIC044-3SET	LUSTERKA POWIĘKSZAJĄCE - nr 3, Ø 20 mm - PAKIET PROM. 12 lusterek	55
ORI-B238	DŹWIGNIA MODYFIKOWANA - szer. 3 mm, odgięta, ząbkowana	44	ORIC044-4SET	LUSTERKA POWIĘKSZAJĄCE - nr 4, Ø 22 mm - PAKIET PROM. 12 lusterek	55
ORI-B239	DŹWIGNIA MODYFIKOWANA - szer. 2 mm, odgięta, ząbkowana	44	ORIC044-5SET	LUSTERKA POWIĘKSZAJĄCE - nr 5, Ø 24 mm - PAKIET PROM. 12 lusterek	55
ORI-B711	DŹWIGNIA LUKSUJĄCA - szer. 2 mm, prosta	45	ORIC044-6SET	LUSTERKA POWIĘKSZAJĄCE - nr 6, Ø 26 mm - PAKIET PROM. 12 lusterek	55
ORI-B712	DŹWIGNIA LUKSUJĄCA - szer. 3 mm, prosta	45	ORIC117	UCHWYT DO LUSTERKA "TYP MIFAM" - 8-kątny, dł. 12 cm	56
ORI-B713	DŹWIGNIA LUKSUJĄCA - szer. 4 mm, prosta	45	ORIC119	UCHWYT DO LUSTERKA "6 ANGLE" - ergonomiczny, 6-kątny, dł. 12 cm	56
ORI-BL10SET	NARZĘDZIA LUKSUJĄCE - PAKIET PROMOCYJNY 10 narzędzi	46	ORIC120	UCHWYT DO LUSTERKA "CASK" - beczułka, ergonomiczny, dł. 12.5 cm	56
ORI-BL13SET	NARZĘDZIA LUKSUJĄCE - PAKIET PROMOCYJNY 13 narzędzi	46	ORIC125	LUSTERKO DO RESEKCJI WIERZCH. KORZ. - okragłe, Ø 4.5 mm, stalowe	53
ORI-BL216	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE ORIBEST - szer. 3 mm, odgięte	46	ORIC126	LUSTERKO DO RESEKCJI WIERZCH. KORZ. - podłużne, szer. 1.8 mm, stalowe	53
ORI-BL217	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE ORIBEST - szer. 3 mm, zagięte	46	ORIC127	LUSTERKO DO RESEKCJI WIERZCH. KORZ. - podłużne, szer. 2.5 mm, stalowe	53
ORI-BL218	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE ORIBEST - szer. 3 mm, zagięte	46	ORIC128	LUSTERKO PRZEDNIOPOWIERZCHNIOWE DWUSTRONNE - nr 4, Ø 22 mm	55
ORI-BL219	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE ORIBEST - szer. 4 mm, odgięte	46	ORIC3	LUSTERKO Z UCHWYTEM - płaskie nr 3, Ø 20 mm	56
ORI-BL228	NARZĘDZIE LUSSATORE - szer. 5 mm, proste	45	ORIC4	LUSTERKO Z UCHWYTEM - płaskie nr 4, Ø 22 mm	56
ORI-BL229	NARZĘDZIE LUSSATORE - szer. 4 mm, proste	45	ORIC5	LUSTERKO Z UCHWYTEM - płaskie nr 5, Ø 24 mm	56
ORI-BL230	NARZĘDZIE LUSSATORE - szer. 3 mm, proste	45	ORIC6	LUSTERKO Z UCHWYTEM - płaskie nr 6, Ø 26 mm	56
ORI-BL231	NARZĘDZIE LUSSATORE - szer. 2 mm, proste	45	ORIC710-013	LUSTERKO DWUSTRONNE Z UCHWYTEM - przedniopowierzchniowe nr 4, Ø 22 mm	56
ORI-BL232	NARZĘDZIE LUSSATORE - szer. 5 mm, odgięte	45	ORIC710-013G	UCHWYT DO LUSTERKA "G-ERGO" - ergonomiczny, TiN, dł. 12 cm	56
ORI-BL233	NARZĘDZIE LUSSATORE - szer. 4 mm, odgięte	45	ORIC710-013R	UCHWYT DO LUSTERKA "S-ERGO" - ergonomiczny, dł. 12 cm	56
ORI-BL234	NARZĘDZIE LUSSATORE - szer. 3 mm, odgięte	45	ORICD101	UCHWYT DO SKALPELA NR 3 - płaski, dł. 12.5 cm	13
ORI-BL235	NARZĘDZIE LUSSATORE - szer. 2 mm, odgięte	45	ORICD101/1	UCHWYT DO SKALPELA NR 4 - płaski, dł. 13.5 cm	13
ORI-BL701	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE - szer. 1 mm, proste	46	ORICD102	UCHWYT DO MIKROSKALPELA - okragły, prosty, dł. 12 cm	13
ORI-BL702	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE - szer. 2 mm, proste	46	ORICD103	UCHWYT DO SKALPELA NR 3 - okragły, prosty, dł. 15 cm	13
ORI-BL703	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE - szer. 3 mm, zagięte	46	ORICD103/1	UCHWYT DO SKALPELA NR 3 - okragły, prosty, dł. 15 cm	13
ORI-BL704	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE - szer. 3 mm, odgięte	46	ORICD104	UCHWYT DO SKALPELA NR 3 - okragły, wygięty, dł. 15 cm	13
ORI-BL705	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE - szer. 3 mm, zagięte	46	ORICD104/1	UCHWYT DO SKALPELA NR 3 - okragły, wygięty, dł. 15 cm	13
ORI-BL706	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE - szer. 3 mm, proste	46	ORICR3	LUSTERKO Z UCHWYTEM - rodowane przedniopowierzchniowe nr 3, Ø 20 mm	56
ORI-BL707	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE - szer. 5 mm, proste	46	ORICR4	LUSTERKO Z UCHWYTEM - rodowane przedniopowierzchniowe nr 4, Ø 22 mm	56
ORI-BL708	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE - szer. 5 mm, odgięte	46	ORICR5	LUSTERKO Z UCHWYTEM - rodowane przedniopowierzchniowe nr 5, Ø 24 mm	56
ORI-BL709	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE PERIOLUKS - szer. 2+3 mm, proste	46	ORICR6	LUSTERKO Z UCHWYTEM - rodowane przedniopowierzchniowe nr 6, Ø 26 mm	56
ORI-BL710	NARZĘDZIE LUKSUJĄCE PERIOLUKS - szer. 3+5 mm, proste	46	ORID098	NOŻYCY KI CHIRURGICZNE - ostro-ostre, wygięte, dł. 14 cm	6
ORI-B-V289	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 1 mm, prosta	45	ORID109	NOŻYCY KI MAYO - tępo-tępe, proste, dł. 14 cm	7
ORI-B-V289A	DŹWIGNIA SKRZYDEŁKOWA - szer. 1 mm, prosta	45	ORID110	NOŻYCY KI MAYO - tępo-tępe, wygięte, dł. 14 cm	7
ORI-B-V290	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 1.5 mm, prosta	45	ORID111	NOŻYCY KI MAYO - tępo-tępe, proste, dł. 17 cm	7
ORI-B-V290A	DŹWIGNIA SKRZYDEŁKOWA - szer. 1.5 mm, prosta	45	ORID112	NOŻYCY KI MAYO - tępo-tępe, wygięte, dł. 17 cm	7
ORI-B-V291	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 2 mm, prosta	45	ORID113	NOŻYCY KI MAYO - tępo-tępe, proste, dł. 20 cm	7
ORI-B-V291A	DŹWIGNIA SKRZYDEŁKOWA - szer. 2 mm, prosta	45	ORID114	NOŻYCY KI MAYO - tępo-tępe, wygięte, dł. 20 cm	7
ORI-B-V292	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 3 mm, prosta	45	ORID116	NOŻYCY KI SIMS - ostro-tępe, proste, dł. 16.5 cm	7
ORI-B-V292A	DŹWIGNIA SKRZYDEŁKOWA - szer. 3 mm, prosta	45	ORID117	NOŻYCY KI SIMS - ostro-tępe, proste, dł. 18.5 cm	7
ORI-B-V293	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 4 mm, prosta	45	ORID118	NOŻYCY KI SIMS - ostro-tępe, proste, dł. 20.5 cm	7
ORI-B-V293A	DŹWIGNIA SKRZYDEŁKOWA - szer. 4 mm, prosta	45	ORID119	NOŻYCY KI SIMS - ostro-tępe, wygięte, dł. 16.5 cm	7
ORI-B-V294	DŹWIGNIA FLOHR - szer. 5 mm, prosta	45	ORID120	NOŻYCY KI SIMS - ostro-tępe, wygięte, dł. 18.5 cm	7
ORI-B-V294A	DŹWIGNIA SKRZYDEŁKOWA - szer. 5 mm, prosta	45	ORID121	NOŻYCY KI SIMS - ostro-tępe, wygięte, dł. 20.5 cm	7

Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page	Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page
ORI-D123	NOŻYCZKI SIMS - ostro-łepe, proste, dł. 14.5 cm	7	ORI-DTC-160-071TC	NOŻYCZKI WESTCOTT - wygięte, dł. 18 cm, TC	9
ORI-D125	NOŻYCZKI SIMS - ostro-łepe, wygięte, dł. 14.5 cm	7	ORI-DTC-160-071TC-A	NOŻYCZKI WESTCOTT - wygięte, dł. 18 cm, TC	9
ORI-D129	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, proste, dł. 14.5 cm	7	ORI-DTC-160-120TC	NOŻYCZKI WESTCOTT - proste, dł. 18 cm, TC	9
ORI-D130	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, proste, dł. 20.5 cm	7	ORI-D-V123	NOŻYCZKI SIMS - łepo-łepe, proste, dł. 14.5 cm	7
ORI-D131	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, wygięte, dł. 14.5 cm	7	ORI-D-V124	NOŻYCZKI SIMS - łepo-łepe, proste, dł. 16.5 cm	7
ORI-D132	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, wygięte, dł. 20.5 cm	7	ORI-D-V125	NOŻYCZKI SIMS - łepo-łepe, proste, dł. 18.5 cm	7
ORI-D133	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, proste, dł. 16 cm	7	ORI-D-V126	NOŻYCZKI SIMS - łepo-łepe, wygięte, dł. 14.5 cm	7
ORI-D134	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, wygięte, dł. 16 cm	7	ORI-D-V127	NOŻYCZKI SIMS - łepo-łepe, wygięte, dł. 16.5 cm	7
ORI-D135	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, proste, dł. 18.5 cm	7	ORI-D-V128	NOŻYCZKI SIMS - łepo-łepe, wygięte, dł. 18.5 cm	7
ORI-D136	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, wygięte, dł. 18.5 cm	7	ORI-D-V129	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE - ostro-ostre, proste, dł. 18.5 cm	6
ORI-D137	NOŻYCZKI IRIS - ostro-ostre, proste, dł. 11.5 cm	5	ORI-D-V130	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE - ostro-ostre, wygięte, dł. 18.5 cm	6
ORI-D139	NOŻYCZKI IRIS - ostro-ostre, wygięte, dł. 11.5 cm	5	ORI-D-V139	NOŻYCZKI SEKCYJNE - dł. 23 cm	8
ORI-D141	NOŻYCZKI IRIS - ostro-ostre, zakrzywione, dł. 11.5 cm	5	ORI-D-V141	NOŻYCZKI JELITOWE - dł. 21 cm	8
ORI-D142	NOŻYCZKI IRIS - ostro-ostre, łamane, dł. 11.5 cm	5	ORI-D-V207	NOŻYCZKI IRIS-MICRO - ostro-ostre, proste, dł. 9 cm	5
ORI-D143	NOŻYCZKI LA GRANGE - ostro-ostre, dł. 10.5 cm	5	ORI-D-V208	NOŻYCZKI IRIS-MICRO - ostro-ostre, wygięte, dł. 9 cm	5
ORI-D148	NOŻYCZKI GOLDMANN-FOX - ostro-ostre, proste, ząbkowane, dł. 13 cm	6	ORI-E100	PEŚETA ANATOMICZNA ADSON - prosta, dł. 12 cm	16
ORI-D149	NOŻYCZKI GOLDMANN-FOX - ostro-ostre, proste, ząbkowane, dł. 16 cm	6	ORI-E101	PEŚETA ANATOMICZNA ADSON - prosta, dł. 15 cm	16
ORI-D151	NOŻYCZKI GOLDMANN-FOX - ostro-ostre, wygięte, ząbkowane, dł. 13 cm	6	ORI-E102	PEŚETA ANATOMICZNA ADSON - wygięta, dł. 12 cm	16
ORI-D152	NOŻYCZKI GOLDMANN-FOX - ostro-ostre, wygięte, ząbkowane, dł. 16 cm	6	ORI-E103	PEŚETA ANATOMICZNA ADSON-MICRO - prosta, dł. 12 cm	16
ORI-D153	NOŻYCZKI JOSEPH - ostro-ostre, proste, dł. 14 cm	6	ORI-E104	PEŚETA ANATOMICZNA ADSON-MICRO - prosta, dł. 15 cm	16
ORI-D154	NOŻYCZKI JOSEPH - ostro-ostre, proste, dł. 16 cm	6	ORI-E105	PEŚETA CHIRURGICZNA ADSON-MICRO - prosta, ząbki 1x2, dł. 12 cm	17
ORI-D155	NOŻYCZKI JOSEPH - ostro-ostre, wygięte, dł. 14 cm	6	ORI-E106	PEŚETA CHIRURGICZNA ADSON-MICRO - prosta, ząbki 1x2, dł. 15 cm	17
ORI-D156	NOŻYCZKI JOSEPH - ostro-ostre, wygięte, dł. 16 cm	6	ORI-E108	PEŚETA CHIRURGICZNA STANDARD - prosta, ząbki 2x3, dł. 14 cm	17
ORI-D157	NOŻYCZKI KELLY - ostro-ostre, proste, dł. 18 cm	6	ORI-E109	PEŚETA CHIRURGICZNA STANDARD - prosta, ząbki 2x3, dł. 18 cm	17
ORI-D158	NOŻYCZKI KELLY - ostro-ostre, proste, dł. 20 cm	6	ORI-E110	PEŚETA CHIRURGICZNA STANDARD - prosta, ząbki 1x2, dł. 14.5 cm	17
ORI-D159	NOŻYCZKI KELLY - ostro-ostre, wygięte, dł. 18 cm	6	ORI-E111	PEŚETA CHIRURGICZNA STANDARD - prosta, ząbki 1x2, dł. 16 cm	17
ORI-D161	NOŻYCZKI KELLY - ostro-ostre, wygięte, dł. 20 cm	6	ORI-E112	PEŚETA CHIRURGICZNA JENSEN - bagietowa, ząbki 1x2, dł. 14 cm	17
ORI-D168	NOŻYCZKI DO DRUTU UNIVERSAL - kątowe, ząbkowane, dł. 12 cm	8	ORI-E113	PEŚETA ANATOMICZNA JENSEN - bagietowa, dł. 14 cm	16
ORI-D169	NOŻYCZKI BEE BEE DO KORON - proste, ząbkowane, dł. 10.5 cm	8	ORI-E115	PEŚETA CHIRURGICZNA STANDARD - wygięta, ząbki 1x2, dł. 14.5 cm	17
ORI-D170	NOŻYCZKI BEE BEE DO KORON - wygięte, ząbkowane, dł. 10.5 cm	8	ORI-E116	PEŚETA CHIRURGICZNA STANDARD - wygięta, ząbki 1x2, dł. 16 cm	17
ORI-D176	NOŻYCZKI SPENCER DO ZDEJMOWANIA SZWÓW - dł. 13 cm	8	ORI-E118	PEŚETA CHIRURGICZNA ADSON - prosta, ząbki 1x2, dł. 12 cm	17
ORI-D177	NOŻYCZKI LISTER DO BANDAŻY - dł. 14.5 cm	8	ORI-E119	PEŚETA CHIRURGICZNA ADSON - prosta, ząbki 1x2, dł. 15 cm	17
ORI-D178	NOŻYCZKI LISTER DO BANDAŻY - dł. 18 cm	8	ORI-E120	PEŚETA CHIRURGICZNA ADSON-BROWN - prosta z mikroząbkami, dł. 12 cm	17
ORI-D181	NOŻYCZKI WESTCOTT - wygięte, dł. 11.5 cm	9	ORI-E121	PEŚETA CHIRURGICZNA ADSON-BROWN - prosta z mikroząbkami, dł. 15 cm	17
ORI-D184	NOŻYCZKI WESTCOTT - wygięte, dł. 14.5 cm	9	ORI-E123	PEŚETA CHIRURGICZNA GERALD - prosta, ząbki 1x2, dł. 17.5 cm	17
ORI-D185	NOŻYCZKI WESTCOTT - wygięte, dł. 14.5 cm	9	ORI-E123/1	PEŚETA ANATOMICZNA GERALD - prosta, dł. 17.5 cm	16
ORI-D185/1	NOŻYCZKI WESTCOTT - proste, dł. 14.5 cm	9	ORI-E124	PEŚETA ANATOMICZNA GERALD - wygięta, dł. 17.5 cm	16
ORI-DD-515-8780	KLESZCZE WALDSACHS - do cięcia i doginania drutu, dł. 15 cm	65	ORI-E125	PEŚETA STOMATOLOGICZNA PERRY - prosta, dł. 10.5 cm	60
ORI-DD-V194	KLESZCZE TC DO CIĘCIA DRUTU - czołowe, dł. 21.5 cm	30	ORI-E126	PEŚETA STOMATOLOGICZNA PERRY - wygięta, dł. 10.5 cm	60
ORI-DD-V270	KLESZCZE TC DO CIĘCIA DRUTU - boczne, dł. 22 cm	30	ORI-E137	PEŚETA STOMATOLOGICZNA MERIAM - wygięta, dł. 16 cm	60
ORI-DD-Z122	KLESZCZE "DELFINIK" - do cięcia i doginania drutu, dł. 16 cm	65	ORI-E138	PEŚETA STOMATOLOGICZNA PERRY - wygięta, dł. 13 cm	60
ORI-DD-Z193	KLESZCZE "REKINKI" - do cięcia i doginania drutu, dł. 16 cm	65	ORI-E146	PEŚETA CHIRURGICZNA DO SZYCIA - oczko Ø 1.6 mm, dł. 15 cm	18
ORI-DTC-125-010TC	NOŻYCZKI LA GRANGE - ostro-ostre, dł. 10.5 cm, TC	5	ORI-E147	PEŚETA CHIRURGICZNA DO SZYCIA - oczko Ø 2.2 mm, dł. 15 cm	18
ORI-DTC-125-011TC	NOŻYCZKI LA GRANGE - ostro-ostre, dł. 12 cm, TC	5	ORI-E148	PEŚETA STOMATOLOGICZNA COULK - uchwyty gładkie, dł. 16.5 cm	60
ORI-DTC-125-012TC	NOŻYCZKI SIMS - ostro-łepe, proste, dł. 14.5 cm, TC	7	ORI-E149	PEŚETA STOMATOLOGICZNA LONDON-COLLEGE - dł. 15 cm	60
ORI-DTC-125-013TC	NOŻYCZKI SIMS - ostro-łepe, wygięte, dł. 14.5 cm, TC	7	ORI-E149G	PEŚETA STOMATOLOGICZNA LONDON-COLLEGE TIN - GOLD, dł. 15 cm	60
ORI-DTC-125-121TC	NOŻYCZKI SIMS - ostro-łepe, proste, dł. 16.5 cm, TC	7	ORI-E150	PEŚETA ENDODONTYCZNA Z ZAMKIEM - dł. 15 cm	60
ORI-DTC-125-122TC	NOŻYCZKI SIMS - ostro-łepe, wygięte, dł. 16.5 cm, TC	7	ORI-E160	PEŚETA CHIRURGICZNA DE BAKEY - prosta, szer. 2 mm, dł. 16 cm	18
ORI-DTC-125-137TC	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, proste, dł. 14.5 cm, TC	7	ORI-E161	PEŚETA CHIRURGICZNA DE BAKEY - prosta, szer. 2 mm, dł. 20 cm	18
ORI-DTC-125-138TC	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, wygięte, dł. 14.5 cm, TC	7	ORI-E162	PEŚETA CHIRURGICZNA DE BAKEY - wygięta, szer. 2 mm, dł. 16 cm	18
ORI-DTC-125-139TC	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, proste, dł. 18 cm, TC	7	ORI-E163	PEŚETA CHIRURGICZNA DE BAKEY - wygięta, szer. 2 mm, dł. 20 cm	18
ORI-DTC-125-140TC	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, wygięte, dł. 18 cm, TC	7	ORI-E164	PEŚETA ANATOMICZNA SEMKEN - prosta, dł. 15 cm	16
ORI-DTC-125-141TC	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, proste, dł. 23 cm, TC	7	ORI-E165	PEŚETA ANATOMICZNA SEMKEN - wygięta, dł. 15 cm	16
ORI-DTC-125-142TC	NOŻYCZKI METZENBAUM - łepo-łepe, wygięte, dł. 23 cm, TC	7	ORI-E166	PEŚETA CHIRURGICZNA SEMKEN - prosta, ząbki 1x2, dł. 15 cm	17
ORI-DTC-160-045TC	NOŻYCZKI IRIS - ostro-ostre, proste, ząbkowane, dł. 11.5 cm, TC	5	ORI-E167	PEŚETA CHIRURGICZNA SEMKEN - wygięta, ząbki 1x2, dł. 15 cm	17
ORI-DTC-160-053TC	NOŻYCZKI GOLDMANN-FOX - ostro-ostre, proste, ząbkowane, dł. 13 cm, TC	6	ORI-E168	PEŚETA CHIRURGICZNA STANDARD - prosta, ząbki 4x5, dł. 16 cm	17
ORI-DTC-160-054TC	NOŻYCZKI IRIS - ostro-ostre, proste, dł. 11.5 cm, TC	5	ORI-E170	PEŚETA CHIRURGICZNA SEMKEN - prosta, ząbki 1x2, dł. 18 cm	17
ORI-DTC-160-055TC	NOŻYCZKI IRIS - ostro-ostre, wygięte, dł. 11.5 cm, TC	5	ORI-E171	PEŚETA CHIRURGICZNA SEMKEN - prosta, ząbki 1x2, dł. 20 cm	17
ORI-DTC-160-056TC	NOŻYCZKI IRIS - ostro-ostre, zakrzywione, dł. 11.5 cm, TC	5	ORI-E185	PEŚETA ANATOMICZNA STANDARD - prosta, dł. 10 cm	16
ORI-DTC-160-057TC	NOŻYCZKI MAYO - łepo-łepe, wygięte, dł. 14 cm, TC	7	ORI-E186	PEŚETA ANATOMICZNA STANDARD - prosta, dł. 14.5 cm	16
ORI-DTC-160-058TC	NOŻYCZKI MAYO - łepo-łepe, proste, dł. 14 cm, TC	7	ORI-E187	PEŚETA ANATOMICZNA STANDARD - prosta, dł. 16 cm	16
ORI-DTC-160-059TC	NOŻYCZKI MAYO - łepo-łepe, wygięte, dł. 16 cm, TC	7	ORI-E188	PEŚETA ANATOMICZNA STANDARD - prosta, dł. 18 cm	16
ORI-DTC-160-060TC	NOŻYCZKI MAYO - łepo-łepe, proste, dł. 16 cm, TC	7	ORI-E189	PEŚETA ANATOMICZNA STANDARD - prosta, dł. 20 cm	16
ORI-DTC-160-061TC	NOŻYCZKI KELLY - ostro-ostre, proste, dł. 18 cm, TC	6	ORI-E190	PEŚETA ANATOMICZNA STANDARD - prosta, dł. 25 cm	16
ORI-DTC-160-062TC	NOŻYCZKI KELLY - ostro-ostre, proste, dł. 21.5 cm, TC	6	ORI-E191	PEŚETA ANATOMICZNA STANDARD - prosta, dł. 30 cm	16
ORI-DTC-160-063TC	NOŻYCZKI KELLY - ostro-ostre, wygięte, dł. 18 cm, TC	6	ORI-E196	PEŚETA ANATOMICZNA STANDARD-FINE - prosta, dł. 14.5 cm	16
ORI-DTC-160-064TC	NOŻYCZKI KELLY - ostro-ostre, wygięte, dł. 21.5 cm, TC	6	ORI-E197	PEŚETA ANATOMICZNA STANDARD-FINE - prosta, dł. 16 cm	16
ORI-DTC-160-065TC	NOŻYCZKI JOSEPH - ostro-ostre, proste, dł. 14 cm, TC	6	ORI-E198	PEŚETA ANATOMICZNA STANDARD-FINE - prosta, dł. 18 cm	16
ORI-DTC-160-066TC	NOŻYCZKI JOSEPH - ostro-ostre, wygięte, dł. 14 cm, TC	6	ORI-E200-134	PEŚETA STOMATOLOGICZNA MILLER - prosta, do kalki, dł. 16 cm	60
ORI-DTC-160-070TC	NOŻYCZKI WESTCOTT - wygięte, dł. 14.5 cm, TC	9	ORI-E200-135	PEŚETA STOMATOLOGICZNA MILLER - wygięta, do kalki, dł. 16 cm	60

Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page	Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page
ORI-E298	PESETA CHIRURGICZNA STANDARD - prosta, ząbki 3x4, dl. 12 cm	17	ORI-FTC-160-019TC	IGLOTZYMACZ MATHIEU - prosty, dl. 14 cm, TC	11
ORI-E299	PESETA CHIRURGICZNA STANDARD - prosta, ząbki 3x4, dl. 16 cm	17	ORI-FTC-160-023TC	IGLOTZYMACZ CRILE-WOOD - prosty, dl. 14.5 cm, TC	10
ORI-E300	PESETA CHIRURGICZNA STANDARD - prosta, ząbki 3x4, dl. 20 cm	17	ORI-FTC-160-026TC	IGLOTZYMACZ DERF - prosty, dl. 15.5 cm, TC	10
ORI-ETC-160-074TC	PESETA ANATOMICZNA ADSON - prosta, dl. 12 cm, TC	16	ORI-FTC-160-028TC	IGLOTZYMACZ MAYO-HEGAR - prosty, dl. 15 cm, TC	10
ORI-ETC-160-075TC	PESETA CHIRURGICZNA ADSON - prosta, ząbki 1x2, dl. 12 cm, TC	17	ORI-FTC-160-029TC	IGLOTZYMACZ MAYO-HEGAR - prosty, dl. 16.5 cm, TC	10
ORI-ETC-160-083TC	PESETA ANATOMICZNA STANDARD - prosta, dl. 14 cm, TC	16	ORI-FTC-160-032TC	IGLOTZYMACZ CRILE-RYDER - prosty, dl. 14.5 cm, TC	10
ORI-EW14-6	PESETA MIKROCHIRURGICZNA - prosta, ząbki 1x2, dl. 15.5 cm	18	ORI-FTC-160-033TC	IGLOTZYMACZ OLSEN-HEGAR - prosty z nożyczkami, dl. 13 cm, TC	11
ORI-EW14-7	PESETA MIKROCHIRURGICZNA - wygięta, ząbki 1x2, dl. 15.5 cm	18	ORI-FTC-160-034TC	IGLOTZYMACZ MICRO-VASCULA - prosty, dl. 13 cm, TC	10
ORI-EW14-8	PESETA MIKROCHIRURGICZNA - prosta, ząbki 1x2, dl. 18 cm	18	ORI-FTC-160-035TC	IGLOTZYMACZ MAYO-HEGAR - prosty, dl. 14 cm, TC	10
ORI-EW14-8A	PESETA MIKROCHIRURGICZNA - prosta, ząbki 1x2, dl.18 cm	18	ORI-FTC-160-036TC	IGLOTZYMACZ MAYO-HEGAR - prosty, dl. 17 cm, TC	10
ORI-EW14-9	PESETA MIKRO ANATOMICZNA - prosta, dl. 18 cm	16	ORI-FTC-160-037TC	IGLOTZYMACZ MAYO-HEGAR - prosty, dl. 19 cm, TC	10
ORI-EZ-PAK-10	NARZĘDZIA CHIRURGICZNE - PAKIET PROMOCYJNY 3 narzędzi	8	ORI-FTC-160-046TC	IGLOTZYMACZ OLSEN-HEGAR - prosty z nożyczkami, dl. 14 cm, TC	11
ORI-F101	IGLOTZYMACZ MATHIEU - z pierścieniem na palec, prosty, dl. 14 cm	11	ORI-FTC-160-047TC	IGLOTZYMACZ OLSEN-HEGAR - prosty z nożyczkami, dl. 16 cm, TC	11
ORI-F120	IGLOTZYMACZ MAYO-HEGAR - prosty, dl. 14 cm	10	ORI-FTC-160-048TC	IGLOTZYMACZ OLSEN-HEGAR - prosty z nożyczkami, dl. 19 cm, TC	11
ORI-F121	IGLOTZYMACZ CRILE-WOOD - prosty, dl. 15 cm	10	ORI-FTC-160-121TC	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - prosty, dl. 18 cm, TC	12
ORI-F122	IGLOTZYMACZ MAYO-HEGAR - prosty, dl. 16 cm	10	ORI-FTC-D160TC	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - prosty, dl. 14 cm, TC	11
ORI-F124	IGLOTZYMACZ MAYO-HEGAR - prosty, dl. 20 cm	10	ORI-FTC-D162TC	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - wygięty, dl. 14 cm, TC	12
ORI-F132	IGLOTZYMACZ MATHIEU - prosty, dl. 14 cm	11	ORI-FTC-D165TC	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - modyfikowany, dl. 14 cm, TC	12
ORI-F133	IGLOTZYMACZ MATHIEU - prosty, dl. 17 cm	11	ORI-FV142	KLESZCZYKI JELITOWE KOCHER - proste, dl. 21.5 cm	14
ORI-F134	IGLOTZYMACZ MATHIEU - prosty, dl. 20 cm	11	ORI-FV143	KLESZCZYKI JELITOWE KOCHER - proste, dl. 24.5 cm	14
ORI-F139	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - prosty, dl. 14 cm	11	ORI-FV144	KLESZCZYKI JELITOWE KOCHER - wygięte, dl. 21.5 cm	14
ORI-F140	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - wygięty, dl. 14 cm	11	ORI-FV145	KLESZCZYKI JELITOWE KOCHER - wygięte, dl. 24.5 cm	14
ORI-F142	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - modyfikowany, dl. 14 cm	11	ORI-FV146	KLESZCZYKI ALLIS DO TKANEK - proste, ząbki 4x5, dl. 15.5 cm	14
ORI-F144	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - prosty, dl. 18 cm	11	ORI-FV147	KLESZCZYKI ALLIS DO TKANEK - proste, ząbki 4x5, dl. 20 cm	14
ORI-F145	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - wygięty, dl. 18 cm	11	ORI-FV148	KLESZCZYKI ALLIS-BABY DO TKANEK - proste, ząbki 4x5, dl. 13 cm	14
ORI-F151	ZACISK DIEFFENBACH DO NACZYŃ TĘTNICZYCH - prosty, dl. 6 cm	14	ORI-FV150	KLESZCZYKI JELITOWE MIKULICZ - fig. 1, dl. części roboczej 8 cm, dl. 19 cm	14
ORI-F152	ZACISK DIEFFENBACH DO NACZYŃ TĘTNICZYCH - wygięty, dl. 6 cm	14	ORI-FV151	KLESZCZYKI JELITOWE MIKULICZ - fig. 2, dl. części roboczej 12 cm, dl. 19 cm	14
ORI-F162	KLESZCZYKI NACZYNIOWE MICRO-MOSQUITO - proste, dl. 10 cm	15	ORI-FV312	KLESZCZE COLLIN DO TKANEK - do języka i organów, dl. 15 cm	14
ORI-F163	KLESZCZYKI NACZYNIOWE MICRO-MOSQUITO - proste, dl. 12 cm	15	ORI-FV333	KLESZCZE BABCOCK DO TKANEK - jelitowe, dl. 18 cm	14
ORI-F164	KLESZCZYKI NACZYNIOWE MICRO-MOSQUITO - wygięte, dl. 10 cm	15	ORI-FV340	KLESZCZYKI SCHROEDER DO TKANEK - proste, dl. 25 cm	14
ORI-F165	KLESZCZYKI NACZYNIOWE MICRO-MOSQUITO - wygięte, dl. 12 cm	15	ORI-G109	ROZWIERACZ SZCZĘKOWY MOLT - dl. 11 cm	34
ORI-F166	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER - proste, ząbki 1x2, dl. 10 cm	15	ORI-G110	ROZWIERACZ SZCZĘKOWY MOLT - dl. 14 cm	34
ORI-F167	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER - proste, ząbki 1x2, dl. 12 cm	15	ORI-G111	ROZWIERACZ SZCZĘKOWY ROSER-KONIG - dl. 16 cm	34
ORI-F168	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER - wygięte, ząbki 1x2, dl. 10 cm	15	ORI-G112	HAK PRZEDSIONKOWY VESTIBULUM - szer. 80 mm, dl. 17.5 cm	34
ORI-F169	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER - wygięte, ząbki 1x2, dl. 12 cm	15	ORI-G117	ROZWIERACZ DO RAN WEITLANER - ostry, zęby 3x4, dl.14 cm	21
ORI-F171	KLESZCZYKI NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO - proste, dl. 14 cm	15	ORI-G118	ROZWIERACZ DO RAN WEITLANER - łpy, zęby 3x4, dl. 14 cm	21
ORI-F172	KLESZCZYKI NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO - proste, dl. 18.5 cm	15	ORI-G156	HAK CHIRURGICZNY SENN-MILLER - ostry, 3 ząbki, dl. 16 cm	19
ORI-F173	KLESZCZYKI NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO - wygięte, dl. 14 cm	15	ORI-G157	HAK CHIRURGICZNY SENN-MILLER - łpy, 3 ząbki, dl. 16 cm	19
ORI-F174	KLESZCZYKI NACZYNIOWE HALSTED-MOSQUITO - wygięte, dl. 18.5 cm	15	ORI-G161	HAK CHIRURGICZNY MIDDELORPF - wym. 16 mm x 17 mm, dl. 21.5 cm	20
ORI-F175	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER - proste, ząbki 1x2, dl. 14 cm	15	ORI-G162	HAK CHIRURGICZNY MIDDELORPF - wym. 22 mm x 22 mm, dl. 22 cm	20
ORI-F177	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER - wygięte, ząbki 1x2, dl. 14 cm	15	ORI-G163	HAK CHIRURGICZNY MIDDELORPF - wym. 26 mm x 30 mm, dl. 23.5 cm	20
ORI-F178	KLESZCZYKI NACZYNIOWE ROCHESTER-PEAN - proste, dl. 14 cm	15	ORI-G164	HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK - wym. 30 mm x 11 mm, dl. 21 cm	20
ORI-F179	KLESZCZYKI NACZYNIOWE ROCHESTER-PEAN - proste, dl. 16 cm	15	ORI-G165	HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK - wym. 30 mm x 14 mm, dl. 21 cm	20
ORI-F180	KLESZCZYKI NACZYNIOWE ROCHESTER-PEAN - proste, dl. 18 cm	15	ORI-G166	HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK - wym. 30 mm x 16 mm, dl. 21 cm	20
ORI-F181	KLESZCZYKI NACZYNIOWE ROCHESTER-PEAN - wygięte, dl. 14 cm	15	ORI-G167	HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK - wym. 40 mm x 11 mm, dl. 21 cm	20
ORI-F182	KLESZCZYKI NACZYNIOWE ROCHESTER-PEAN - wygięte, dl. 16 cm	15	ORI-G168	HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK - wym. 50 mm x 11 mm, dl. 21 cm	20
ORI-F183	KLESZCZYKI NACZYNIOWE ROCHESTER-PEAN - wygięte, dl. 18 cm	15	ORI-G169	HAK CHIRURGICZNY KOCHER - wym. 40 mm x 11 mm, dl. 21 cm	20
ORI-F184	KLESZCZYKI NACZYNIOWE ROCHESTER-PEAN - proste, dl. 22 cm	15	ORI-G170	HAK CHIRURGICZNY KOCHER - wym. 55 mm x 11 mm, dl. 21 cm	20
ORI-F185	KLESZCZYKI NACZYNIOWE ROCHESTER-PEAN - wygięte, dl. 22 cm	15	ORI-G172	HAK CHIRURGICZNY WASSMUND - wym. 30 mm x 20 mm, dl. 22 cm	20
ORI-F186	KLESZCZYKI NACZYNIOWE ROCHESTER-PEAN - proste, dl. 25.5 cm	15	ORI-G175	HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK - wym. 70 mm x 14 mm, dl. 21 cm	20
ORI-F187	KLESZCZYKI NACZYNIOWE ROCHESTER-PEAN - wygięte, dl. 25.5 cm	15	ORI-G175-031	HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK-GREEN - wym. 16 mm x 6 mm, dl. 16 cm	19
ORI-F190	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER - proste, ząbki 1x2, dl. 16 cm	15	ORI-G175-032	HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK-GREEN - wym. 25 mm x 6 mm, dl. 16 cm	19
ORI-F191	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER - wygięte, ząbki 1x2, dl. 16 cm	15	ORI-G175-033	HAK CHIRURGICZNY MIDDELORPF - wym. 11 mm x 13 mm, dl. 16 cm	19
ORI-F192	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER - proste, ząbki 1x2, dl. 18 cm	15	ORI-G175-034	HAK CHIRURGICZNY FARABEUF - komplet 2 szt., dl. 12.5 cm	19
ORI-F193	KLESZCZYKI NACZYNIOWE KOCHER - wygięte, ząbki 1x2, dl. 18 cm	15	ORI-G175-035	HAK CHIRURGICZNY FARABEUF - komplet 2 szt., dl. 15 cm	19
ORI-F200	KLESZCZYKI NACZYNIOWE NOES - delikatne, wygięte, dl. 19 cm	15	ORI-G180	HACZYK DO SKÓRY GUTHRIE - ostry, 2 ząbki, dl. 15.5 cm	21
ORI-F201	KLESZCZYKI NACZYNIOWE FICKLING - zakrzywione, dl. 18 cm	15	ORI-G204	HAK CHIRURGICZNY ROUX - komplet 3 szt.	19
ORI-F202	KLESZCZYKI PREPARACYJNE ADSON-BABY - wygięte, dl. 14.5 cm	15	ORI-G209	HAK CHIRURGICZNY VOLKMANN - ostry, szer. 10 mm, dl. 21.5 cm	20
ORI-F203	KLESZCZYKI PREPARACYJNE GEMINI - wygięte, dl. 18 cm	15	ORI-G300	HAK POLICZKOWY CAWOOD-MINNESOTA - dl. 15.5 cm	19
ORI-F204	KLESZCZYKI PREPARACYJNE LAHEY - wygięte, dl. 21 cm	15	ORI-G301	HAK POLICZKOWY CAWOOD-MINNESOTA - dl. 16.5 cm	19
ORI-FF206	SPINAK DO SERWET DEVON - zakończony kulka, dl. 9.5 cm	23	ORI-G302	HAK LANGENBECK ODWROTNY - wym. 55 mm x 12 mm, dl. 21 cm	20
ORI-FF207	SPINAK DO SERWET BACKHAUS - dl. 8 cm	23	ORI-G303	HAK LANGENBECK ODWROTNY - wym. 42 mm x 11 mm, dl. 21 cm	20
ORI-FF208	SPINAK DO SERWET BACKHAUS - dl. 11 cm	23	ORI-G310	HAK CHIRURGICZNY WIEDER DO JĘZYKA - szer. 30 mm x dl. 85 mm	19
ORI-FF209	SPINAK DO SERWET JONES - dl. 9 cm	23	ORI-G311	HAK CHIRURGICZNY WIEDER DO JĘZYKA - szer. 35 mm x dl. 105 mm	19
ORI-FTC-160-012TC	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - prosty, dl. 18 cm, TC	12	ORI-GV170	HAK VOLKMANN DO RAN I TCHAWICY - ostry, 1 ząbek, dl. 16 cm	21
ORI-FTC-160-013TC	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - wygięty, dl. 18 cm, TC	12	ORI-GV171	HAK VOLKMANN DO RAN I TCHAWICY - ostry, 2 ząbki, dl. 16 cm	21
ORI-FTC-160-014TC	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - prosty, dl. 18 cm, TC	12	ORI-GV172	HAK VOLKMANN DO RAN I TCHAWICY - ostry, 3 ząbki, dl. 16 cm	21
ORI-FTC-160-015TC	IGLOTZYMACZ CASTROVIEJO - wygięty, dl. 18 cm, TC	12	ORI-GV173	HAK VOLKMANN DO RAN I TCHAWICY - ostry, 4 ząbki, dl. 16 cm	21
ORI-FTC-160-016TC	IGLOTZYMACZ MATHIEU - prosty, dl. 14 cm, TC	11	ORI-GV174	HAK VOLKMANN DO RAN I TCHAWICY - łpy, 1 ząbek, dl. 16 cm	21
ORI-FTC-160-017TC	IGLOTZYMACZ MATHIEU - prosty, dl. 17 cm, TC	11	ORI-GV175	HAK VOLKMANN DO RAN I TCHAWICY - łpy, 2 ząbki, dl. 16 cm	21

Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page	Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page
ORI-GV176	HAK VOLKMANN DO RAN I TCHAWICY - tępy, 3 ząbki, dł. 16 cm	21	ORH-HG-710-G123	RASPATOR MOLT - ostro-ostro, szer. 6.7 mm x 3.7 mm	49
ORI-GV177	HAK VOLKMANN DO RAN I TCHAWICY - tępy, 4 ząbki, dł. 16 cm	21	ORH-HG-G126	RASPATOR WILLIGER - ostry, szer. 7 mm	49
ORI-GV179	ROZWIERACZ DO RAN WEITLANER - ostry, zęby 3x4, dł. 16.5 cm	21	ORH-HG-G126/1	RASPATOR WILLIGER - ostry, szer. 6 mm	49
ORI-GV180	ROZWIERACZ DO RAN GOSSET - dł. 13 cm	22	ORH-HV148	ŁYZECZKA LUER-KORTE DO KAMIENI ŻÓLCIOWYCH - szer. 6 mm	23
ORI-GV181	ROZWIERACZ DO RAN GOSSET - dł. 22.5 cm	22	ORH-HV149	ŁYZECZKA LUER-KORTE DO KAMIENI ŻÓLCIOWYCH - szer. 7.5 mm	23
ORI-GV198	HACZYK GILLIES DO SKÓRY - ostry, dł. 18 cm	21	ORH-HV150	ŁYZECZKA LUER-KORTE DO KAMIENI ŻÓLCIOWYCH - szer. 11.5 mm	23
ORI-GV242	ROZWIERACZ DO RAN ALLPORT - ostry, zęby 4x4, dł. 9.5 cm	21	ORH-HV159	ŁYZECZKA VOLKMANN DO RAN I KOŚCI - fig. 3, szer. 10 mm	23
ORI-GV243	ROZWIERACZ DO RAN JANSEN - ostry, zęby 3x3, dł. 10 cm	21	ORH-HV160	ŁYZECZKA VOLKMANN DO RAN I KOŚCI - fig. 4, szer. 11.5 mm	23
ORI-GV244	ROZWIERACZ DO RAN JANSEN - tępy, zęby 3x3, dł. 10 cm	21	ORH-HV161	ŁYZECZKA VOLKMANN DO RAN I KOŚCI - fig. 5, szer. 13.5 mm	23
ORI-GV245	ROZWIERACZ DO RAN JANSEN - tępy, zęby 4x3, dł. 10 cm	21	ORH-HV162	ŁYZECZKA VOLKMANN DO RAN I KOŚCI - fig. 6, szer. 14.5 mm	23
ORI-GV250	ROZWIERACZ DO RAN GELPI - dł. 13.5 cm	21	ORH-H116	FORMÓWKA STOMATOLOGICZNA TYP MIFAM - prosta	62
ORI-GV251	ROZWIERACZ DO RAN GELPI - dł. 17.5 cm	22	ORH-H120	FORMÓWKA STOMATOLOGICZNA NYSTROM - lewa	62
ORI-GV252	ROZWIERACZ DO RAN DE BAKEY - dł. 10 cm	21	ORH-H121	FORMÓWKA STOMATOLOGICZNA NYSTROM - prawa	62
ORI-GV259	ROZWIERACZ DO RAN GELPI - dł. 16 cm	22	ORH-H123	FORMÓWKA STOMATOLOGICZNA IVORY	62
ORI-GV260	ROZWIERACZ DO RAN GELPI - dł. 19 cm	22	ORH-J144	DZIURKACZ AINSWORTH DO KOFERDAMU	61
ORI-GV261	ROZWIERACZ DO RAN GELPI-LOKTITE - dł. 19 cm	22	ORH-J145	DZIURKACZ IVORY DO KOFERDAMU	61
ORI-GV262	ROZWIERACZ DO RAN RIGBY - dł. 18 cm	22	ORH-J146	KLESZCZE BREWER DO KLAMER	61
ORI-GV263	ROZWIERACZ DO RAN COLLIN - dł. 23 cm	22	ORH-J147	KLESZCZE STOKES DO KLAMER	61
ORI-GV330	ROZWIERACZ DO RAN GELPI - dł. 8 cm	21	ORH-J148	KLAMRA IVORY DO KOFERDAMU - fig. 26	61
ORI-GV331	ROZWIERACZ DO RAN GELPI - dł. 10 cm	21	ORH-J149	KLAMRA IVORY DO KOFERDAMU - fig. 27	61
ORI-GV339	KLESZCZYKI INTUBACYJNE MAGILLA - dł. 20 cm	14	ORH-J14Z-M	NARZĘDZIA DO KOFERDAMU - PAKIET PROMOCYJNY	61
ORI-GZ-720-006	ODGRYZACZ KOSTNY BEYER - prosty, dł. 15 cm	26	ORH-J150	KLAMRA IVORY DO KOFERDAMU - fig. 28	61
ORI-GZ-720-007	ODGRYZACZ KOSTNY LUER - wygięty, dł. 14 cm	26	ORH-J151	KLAMRA IVORY DO KOFERDAMU - fig. 29	61
ORI-GZ-G140	ODGRYZACZ KOSTNY LUER - wygięty, dł. 15 cm	26	ORH-J152	KLAMRA IVORY DO KOFERDAMU - fig. 30	61
ORI-GZ-G140/1	ODGRYZACZ KOSTNY LUER - wygięty, dł. 12.5 cm	26	ORH-J153	KLAMRA IVORY DO KOFERDAMU - fig. 31	61
ORI-GZ-G145	ODGRYZACZ KOSTNY CLEVELAND 5S - prosty, dł. 15 cm	26	ORH-J154	KLAMRA IVORY DO KOFERDAMU - fig. 51	61
ORI-GZ-G146	ODGRYZACZ KOSTNY FRIEDMAN - wygięty, dł. 14.5 cm	26	ORH-J155	KLAMRA IVORY DO KOFERDAMU - fig. 60	61
ORI-GZ-V190	ODGRYZACZ KOSTNY BEYER - wygięty, dł. 18 cm	26	ORH-J200-047	RAMKA METALOWA DO KOFERDAMU - szer. 107 mm x 90 mm	61
ORI-GZ-V192	ODGRYZACZ KOSTNY LISTON - prosty, dł. 27 cm	27	ORH-K025-004	ZGLĘBNIK STOMATOLOGICZNY - kąt rozwarły	57
ORI-H025-238	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA HEMINGWAY - szer. 2.8 mm x 2.8 mm	47	ORH-K025-004G	ZGLĘBNIK STOMATOLOGICZNY TiN - kąt rozwarły	57
ORI-H025-239	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA HEMINGWAY - szer. 3.0 mm x 3.0 mm	47	ORH-K025-007	ZGLĘBNIK STOMATOLOGICZNY - kąt prosty	57
ORI-H025-240	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA HEMINGWAY - szer. 3.5 mm x 3.5 mm	47	ORH-K025-007G	ZGLĘBNIK STOMATOLOGICZNY TiN - kąt prosty	57
ORI-H025-241	ŁYZECZKA KOSTNA LUCAS - szer. 2.0 mm x 2.0 mm	47	ORH-K101	ZGLĘBNIK STOMATOLOGICZNY - typ hak	57
ORI-H025-242	ŁYZECZKA KOSTNA LUCAS - szer. 2.5 mm x 2.5 mm	47	ORH-K102	ZGLĘBNIK STOMATOLOGICZNY - kąt rozwarły	57
ORI-H025-243	ŁYZECZKA KOSTNA LUCAS - szer. 3.5 mm x 3.5 mm	47	ORH-K103	ZGLĘBNIK STOMATOLOGICZNY - kąt prosty	57
ORI-H025-244	ŁYZECZKA KOSTNA LUCAS - szer. 4.5 mm x 4.5 mm	47	ORH-K104	ZGLĘBNIK STOMATOLOGICZNY - kąt rozwarły	57
ORI-H025-245	ŁYZECZKA KOSTNA MILLER - szer. 2.0 mm x 2.5 mm	47	ORH-K107	ZGLĘBNIK STOMATOLOGICZNY - kąt rozwarły	57
ORI-H025-246	ŁYZECZKA KOSTNA MILLER - szer. 3.0 mm x 3.5 mm	47	ORH-K108	ZGLĘBNIK STOMATOLOGICZNY - dwustronny, kąt prosty i rozwarły	57
ORI-H025-247	ŁYZECZKA KOSTNA MILLER - szer. 3.5 mm x 4.0 mm	47	ORH-K155	EKSKAWATOR - okrągły, Ø 2.1 mm	51
ORI-H025-5SET	ŁYZECZKI KOSTNE - PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi	48	ORH-K156	EKSKAWATOR - okrągły, Ø 1.8 mm	51
ORI-H099	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA VOLKMANN - fig. 0000, szer. 2.8 mm	47	ORH-K157	EKSKAWATOR - okrągły, Ø 1.5 mm	51
ORI-H100	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA VOLKMANN - fig. 000, szer. 3.6 mm	47	ORH-K158	EKSKAWATOR - okrągły, Ø 1.1 mm	51
ORI-H101	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA VOLKMANN - fig. 00, szer. 4.4 mm	47	ORH-K159	EKSKAWATOR - okrągły, Ø 2.6 mm	51
ORI-H102	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA VOLKMANN - fig. 0, szer. 5.2 mm	47	ORH-K171	EKSKAWATOR DARBHEY-PERRY - owalny, szer. 1.3 mm	51
ORI-H103	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA VOLKMANN - fig. 1, szer. 6.8 mm	47	ORH-K172	EKSKAWATOR DARBHEY-PERRY - owalny, szer. 1.6 mm	51
ORI-H104	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA VOLKMANN - fig. 2, szer. 8.5 mm	47	ORH-K173	EKSKAWATOR DARBHEY-PERRY - owalny, szer. 2 mm	51
ORI-H109	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA WILLIGER - 2.5 mm x 3.0 mm	47	ORH-K181	EKSKAWATOR DARBHEY-PERRY - owalny, szer. 1 mm	51
ORI-H110	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA WILLIGER - 3.0 mm x 3.5 mm	47	ORH-K182	EKSKAWATOR DARBHEY-PERRY - owalny, szer. 1.5 mm	51
ORI-H111	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA WILLIGER - 3.5 mm x 4.0 mm	47	ORH-K183	EKSKAWATOR DARBHEY-PERRY - owalny, szer. 2 mm	51
ORI-H112	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA LUCAS - z oczkiem do ziarniny	47	ORH-K184	EKSKAWATOR DARBHEY-PERRY - owalny, szer. 2.2 mm	51
ORI-H113	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA LUCAS - z oczkiem do ziarniny	47	ORH-K710-156	EKSKAWATOR-WYDRAŻACZ - okrągły, Ø 1.8 mm	51
ORI-H140	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA HEMINGWAY - szer. 2.5 mm x 2.5 mm	47	ORH-KE-710-137	UPYCHADŁO ENDODONTYCZNE - PLUGGER THUERRIEGEL - Ø 0.6 mm	57
ORI-H141	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA HEMINGWAY - szer. 3.0 mm x 3.0 mm	47	ORH-KE-710-138	UPYCHADŁO ENDODONTYCZNE - PLUGGER THUERRIEGEL - Ø 0.9 mm	57
ORI-H142	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA HEMINGWAY - szer. 3.8 mm x 3.8 mm	47	ORH-KE-710-139	UPYCHADŁO ENDODONTYCZNE - PLUGGER THUERRIEGEL - Ø 1.2 mm	57
ORI-H146	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA HEMINGWAY - Ø 2.5 mm	47	ORH-KE-710-278	ZGLĘBNIK ENDODONTYCZNY, SPREADER - Ø 0.3 mm	57
ORI-H147	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA HEMINGWAY - Ø 3.0 mm	47	ORH-KE-710-279	ZGLĘBNIK ENDODONTYCZNY, SPREADER - Ø 0.4 mm	57
ORI-H148	ŁYZECZKA ŻĘBODOŁOWA HEMINGWAY - Ø 3.8 mm	47	ORH-KE-710-280	ZGLĘBNIK ENDODONTYCZNY, SPREADER - Ø 0.5 mm	57
ORI-HG-025-224	RASPATOR PRICHARD - fig. 1, ostro-tępy, szer. 4.8 mm x 10 mm	49	ORH-KE-710-287	UPYCHADŁO ENDODONTYCZNE - PLUGGER - Ø 0.3 mm	57
ORI-HG-025-224R	RASPATOR PRICHARD - fig. 2, ostro-ostro, szer. 4.8 mm x 10 mm	49	ORH-KE-710-288	UPYCHADŁO ENDODONTYCZNE - PLUGGER - Ø 0.5 mm	57
ORI-HG-710-019	RASPATOR MOLT - ostro-ostro, szer. 7 mm x 4.5 mm	49	ORH-KE-710-289	UPYCHADŁO ENDODONTYCZNE - PLUGGER - Ø 0.9 mm	57
ORI-HG-710-020	RASPATOR SELDIN - ostro-tępy, szer. 12 mm x 9.5 mm	49	ORH-KK-025-280	KIRETA GRACEY - fig. 1/2	52
ORI-HG-710-021	RASPATOR MEAD-WEST - fig. 21, ostro-ostro, szer. 3.5 mm x 3.5 mm	49	ORH-KK-025-281	KIRETA GRACEY - fig. 3/4	52
ORI-HG-710-022	RASPATOR BUSER - fig. 22, ostro-ostro, szer. 3.5 mm x strzałka 3 mm	49	ORH-KK-025-282	KIRETA GRACEY - fig. 5/6	52
ORI-HG-710-023	RASPATOR BUSER - fig. 23, ostro-ostro, szer. 3 mm x 3 mm	49	ORH-KK-025-283	KIRETA GRACEY - fig. 7/8	52
ORI-HG-710-024	RASPATOR HOPKINS - fig. 24, ostro-ostro, szer. 4 mm x 4 mm	49	ORH-KK-025-284	KIRETA GRACEY - fig. 9/10	52
ORI-HG-710-025	RASPATOR FREER - fig. 25, ostro-ostro, szer. 4 mm x 5 mm	49	ORH-KK-025-285	KIRETA GRACEY - fig. 11/12	52
ORI-HG-710-4SET	RASPATORY - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	50	ORH-KK-025-285A	KIRETA GRACEY - fig. 13/14	52
ORI-HG-710-5SET	RASPATORY - PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi	50	ORH-KK-025-285SET	KIRETY GRACEY - PAKIET PROMOCYJNY 7 narzędzi	52
ORI-HG-710-G121	RASPATOR FREER FIG. 1 - ostro-tępy, szer. 4.4 mm x 4.4 mm	49	ORH-KK132	KIRETA GRACEY - fig. 1/2	52
ORI-HG-710-G122	RASPATOR FREER FIG. 2 - ostro-ostro, szer. 5.4 mm x 4.2 mm	49	ORH-KK133	KIRETA GRACEY - fig. 7/8	52

Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page	Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page
ORI-KK134	KIRETA GRACEY - fig. 5/6	52	ORIM135	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 2.0 mm x 2.0 mm	59
ORI-KK135	KIRETA GRACEY - fig. 9/10	52	ORIM136	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 2.5 mm x 2.5 mm	59
ORI-KK136	KIRETA GRACEY - fig. 13/14	52	ORIM137	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 3.2 mm x 3.2 mm	59
ORI-KK137	KIRETA GRACEY - fig. 11/12	52	ORIM143	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM - szer. 2.0 mm x Ø 1.0 mm	58
ORI-KK147	SKALER RĘCZNY DO KAMIENIA - sierp, fig. 1	51	ORIM144	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM - szer. 2.5 mm x Ø 1.6 mm	58
ORI-KK148	SKALER RĘCZNY DO KAMIENIA - sierp, fig. 2	51	ORIM145	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM - szer. 3.2 mm x Ø 2.5 mm	58
ORI-KK150	SKALER RĘCZNY DO KAMIENIA - dłutko, szer. 2 mm	51	ORIM146	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM - szer. 2.0 mm x Ø 1.0 mm	58
ORI-KK151	SKALER RĘCZNY HYGIENIST DO KAMIENIA - hak	51	ORIM147	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM - szer. 2.5 mm x Ø 1.6 mm	58
ORI-KK153	SKALER RĘCZNY DO KAMIENIA - sierp, fig. 3	51	ORIM148	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM - szer. 3.2 mm x Ø 2.5 mm	58
ORI-KK155/1	SKALER RĘCZNY DO KAMIENIA - sierp, lewy	51	ORIM162	UPYCHADŁO KULKOWE VIKING - Ø 0.8 mm x 1.0 mm	58
ORI-KK156/1	SKALER RĘCZNY DO KAMIENIA - sierp, prawy	51	ORIM163	UPYCHADŁO KULKOWE VIKING - Ø 1.2 mm x 1.6 mm	58
ORI-KK165	SKALER RĘCZNY JACQUETTE DO KAMIENIA - dwustronny, fig. 1	51	ORIM164	UPYCHADŁO KULKOWE VIKING - Ø 2.0 mm x 2.5 mm	58
ORI-KK166	SKALER RĘCZNY JACQUETTE DO KAMIENIA - dwustronny, fig. 2	51	ORIM165	UPYCHADŁO KULKOWE VIKING - Ø 2.8 mm x 3.2 mm	58
ORI-KK167	SKALER RĘCZNY KRIKMANN DO KAMIENIA - dwustronny, fig. 3	51	ORIM172	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM VIKING - szer. 2.0 mm x Ø 1.0 mm	58
ORI-KK168	SKALER RĘCZNY KRIKMANN DO KAMIENIA - dwustronny, fig. 4	51	ORIM173	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM VIKING - szer. 2.5 mm x Ø 1.6 mm	58
ORI-KK169	SKALER RĘCZNY TAYLOR DO KAMIENIA - dwustronny, fig. 5	51	ORIM174	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM VIKING - szer. 3.2 mm x Ø 2.5 mm	58
ORI-KK170	SKALER RĘCZNY CRANE-KAPLAN DO KAMIENIA - dwustronny, fig. 6	51	ORIM185	NARZĘDZIE MORTONSON DO MODELOWANIA KOMPOZYTU	59
ORI-KK-710-014	SONDA PERIODONTOLOGICZNA NORTH CAROLINA - CP-15	53	ORIM186	NARZĘDZIE HOLLENBACK DO MODELOWANIA KOMPOZYTU	59
ORI-KK-710-079	SONDA PERIODONTOLOGICZNA NABERS - do bifurkacji, dwustronna	53	ORIM334	STOŻEK DO MODELOWANIA KOMPOZYTU - ostry	59
ORI-KK-710-139	ZGŁĘBNIK PERIODONTOLOGICZNY WHO - kulka Ø 1 mm	53	ORIM341	NARZĘDZIE NYSTROM DO MODELOWANIA - do MTA	59
ORI-KK-710-141	SONDA PERIODONTOLOGICZNA WILLIAMS - część pracująca 10 mm	53	ORIM349	UPYCHADŁO FRAHM DO MODELOWANIA - szer. 3.5 mm x 3.5 mm	59
ORI-KK-710-142	SONDA PERIODONTOLOGICZNA, część pracująca 12 mm	53	ORIM354	UPYCHADŁO WESTCOTT DO MODELOWANIA - szer. 2.5 mm x 2.5 mm	59
ORI-KK-710-143	SONDA PERIODONTOLOGICZNA PCP-12, część pracująca 12 mm	53	ORIM355	UPYCHADŁO WESTCOTT DO MODELOWANIA - szer. 2.8 mm x 2.8 mm	59
ORI-KK-710-144	SONDA PERIODONTOLOGICZNA MICHIGAN, część pracująca 11 mm	53	ORIM710-119	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 1.6 mm x 1.6 mm	59
ORI-KK-710-193	KIRETA COLUMBIA - uniwersalna	52	ORIM710-120	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 2.0 mm x 2.0 mm	59
ORI-KK-710-194	KIRETA COLUMBIA - uniwersalna	52	ORIM710-123	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 2.5 mm x 2.5 mm	59
ORI-KK-710-195	KIRETA COLUMBIA - uniwersalna	52	ORIM710-124	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 3.0 mm x 3.0 mm	59
ORI-KK-710-196	KIRETA GOLDMAN-FOX - uniwersalna	52	ORIM710-134	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 1.6 mm x 1.6 mm	59
ORI-KK-710-197	KIRETA GOLDMAN-FOX - uniwersalna	52	ORIM710-135	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 2.0 mm x 2.0 mm	59
ORI-KK-710-198	KIRETA GOLDMAN-FOX - uniwersalna	52	ORIM710-136	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 2.5 mm x 2.5 mm	59
ORI-KK-PAK-12	KIRETY GRACEY W KASECIE - PAKIET PROMOCYJNY 7 narzędzi	52	ORIM710-137	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 3.2 mm x 3.2 mm	59
ORI-L025-114	UPYCHADŁO KULKOWE TIN - Ø 0.8 mm x 1.0 mm	58	ORIM710-143	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM - szer. 2.0 mm x Ø 1.0 mm	58
ORI-L025-115	UPYCHADŁO KULKOWE TIN - Ø 1.2 mm x 1.6 mm	58	ORIM710-144	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM - szer. 2.5 mm x Ø 1.6 mm	58
ORI-L025-116	UPYCHADŁO KULKOWE TIN - Ø 2.0 mm x 2.5 mm	58	ORIM710-145	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM - szer. 3.2 mm x Ø 2.5 mm	58
ORI-L025-117	UPYCHADŁO KULKOWE TIN - Ø 2.8 mm x 3.2 mm	58	ORIMZ025-SSET	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY TIN - PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi	64
ORI-L025-120	UPYCHADŁO KULKOWE TIN - Ø 1.6 mm x 2.5 mm	58	ORIMZ1	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 1 - PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi	63
ORI-L113	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 0.6 mm x 0.9 mm	58	ORIMZ15-1	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 15-1 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	64
ORI-L114	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 0.8 mm x 1.0 mm	58	ORIMZ15-2	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 15-2 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	64
ORI-L115	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 1.2 x 1.6 mm	58	ORIMZ15-3	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 15-3 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	64
ORI-L116	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 2.0 mm x 2.5 mm	58	ORIMZ15-4	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 15-4 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	64
ORI-L117	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 2.8 mm x 3.2 mm	58	ORIMZ22	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 2 - PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi	63
ORI-L119	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 1.0 mm x 1.6 mm	58	ORIMZ21	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 21 - PAKIET PROMOCYJNY 3 narzędzi	64
ORI-L120	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 1.6 mm x 2.5 mm	58	ORIMZ22	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 22 - PAKIET PROMOCYJNY 3 narzędzi	64
ORI-L121	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 1.6 mm x 3.2 mm	58	ORIMZ222	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 222 - PAKIET PROMOCYJNY 3 narzędzi	64
ORI-L122	UPYCHADŁO OCTO GRUSZKA - Ø 0.8 mm x 1.0 mm	58	ORIMZ23	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 23 - PAKIET PROMOCYJNY 3 narzędzi	64
ORI-L123	UPYCHADŁO OCTO GRUSZKA - Ø 1.2 mm x 1.6 mm	58	ORIMZ29	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 29 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	63
ORI-L124	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 0.4 mm x 0.6 mm	58	ORIMZ3	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 3 - PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi	63
ORI-L710-114	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 0.8 mm x 1.0 mm	58	ORIMZ30	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 30 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	63
ORI-L710-115	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 1.2 mm x 1.6 mm	58	ORIMZ31	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 31 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	63
ORI-L710-116	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 2.0 mm x 2.5 mm	58	ORIMZ32	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 32 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	63
ORI-L710-117	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 2.8 mm x 3.2 mm	58	ORIMZ4	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 4 - PAKIET PROMOCYJNY 5 narzędzi	63
ORI-L710-120	UPYCHADŁO KULKOWE - Ø 1.6 mm x 2.5 mm	58	ORIMZ5	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 5 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	63
ORI-M025-119	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY TIN - szer. 1.6 mm x 1.6 mm	59	ORIMZ6	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 6 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	63
ORI-M025-120	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY TIN - szer. 2.0 mm x 2.0 mm	59	ORIMZ7	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 7 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	63
ORI-M025-123	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY TIN - szer. 2.5 mm x 2.5 mm	59	ORIMZ8	ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NR 8 - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	63
ORI-M025-124	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY TIN - szer. 3.0 mm x 3.0 mm	59	ORIN155	ŁOPATKA DO CEMENTU - szer. 7.5 mm	60
ORI-M025-134	NAKLADACZ SZTYWNY TIN - szer. 1.6 mm x 1.6 mm	59	ORIN170	ŁOPATKA DO CEMENTU - szer. 5.5 mm x 5.5 mm	60
ORI-M025-135	NAKLADACZ SZTYWNY TIN - szer. 2.0 mm x 2.0 mm	59	ORIN171	ŁOPATKA DO CEMENTU - szer. 6.5 mm x 6.5 mm	60
ORI-M025-136	NAKLADACZ SZTYWNY TIN - szer. 2.5 mm x 2.5 mm	59	ORIN172	ŁOPATKA DO CEMENTU - szer. 7.5 mm x 7.5 mm	60
ORI-M025-137	NAKLADACZ SZTYWNY TIN - szer. 3.2 mm x 3.2 mm	59	ORIN710-173	ŁOPATKA DO CEMENTU - szer. 6 mm x 6 mm	60
ORI-M025-143	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM TIN - szer. 2.0 mm x Ø 1.0 mm	58	ORIO201	TACKA NA NARZĘDZIA - wym. 22 x 13 x 2.5 cm	78
ORI-M025-144	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM TIN - szer. 2.5 mm x Ø 1.6 mm	58	ORIO202	POKRYWKA DO TACKI NA NARZĘDZIA - wym. 22 x 13 x 0.5 cm	78
ORI-M025-145	NAKLADACZ Z UPYCHADŁEM TIN - szer. 3.2 mm x Ø 2.5 mm	58	ORIO203	POJEMNIK - KUBEK STALOWY - poj. 210 ml, wys. 8.5 cm	83
ORI-M025-407	NAKLADACZ Z ŁOPATKĄ TIN - szer. 2 mm x 3.5 mm	58	ORIO220	TACKA NA NARZĘDZIA "NERKA" - wym. 21.5 x 10.5 x 3.5 cm	78
ORI-M025-410	STOŻEK DO MODELOWANIA KOMPOZYTU TIN - ostry	59	ORIO225	TACKA NA NARZĘDZIA "NERKA" - wym. 26.5 x 13 x 4.5 cm	78
ORI-M119	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 1.6 mm x 1.6 mm	59	ORIO257	POJEMNIK METHOT NA WATĘ - wys. 7.5 cm	83
ORI-M120	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 2.0 mm x 2.0 mm	59	ORIO730-001	KASETA DO STERYLIZACJI - na 5 szt. narzędzi, wym. 18.5 x 9 x 2 cm	79
ORI-M123	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 2.5 mm x 2.5 mm	59	ORIO730-002	KASETA DO STERYLIZACJI - na 10 szt. narzędzi, wym. 18.5 x 15 x 2 cm	79
ORI-M124	NAKLADACZ SPRĘŻYNUJĄCY - szer. 3.0 mm x 3.0 mm	59	ORIO730-004	KASETA DO STERYLIZACJI - na 4 szt. narzędzi, wym. 18.5 x 7 x 2.5 cm	79
ORI-M134	NAKLADACZ SZTYWNY - szer. 1.6 mm x 1.6 mm	59	ORIO730-005	KASETA DO STERYLIZACJI - na 10 szt. narzędzi, wym. 18 x 15 x 3.5 cm	79

Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page	Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page
ORŁO730-006	KASETA DO STERYLIZACJI - na 20 szt. narzędzi, wym. 28,5 x 18,5 x 3,5 cm	80	ORŁQ-DP4-NR1	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - dolna, perforowana, fig.1 (M)	68
ORŁO730-007	KASETA DO STERYLIZACJI - na 7 szt. narzędzi, wym. 20 x 11 x 3,5 cm	80	ORŁQ-DP4-NR2	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - dolna, perforowana, fig. 2 (L)	68
ORŁO730-008	KASETA DO STERYLIZACJI - na 20 szt. narzędzi, wym. 27 x 20 x 3,5 cm	80	ORŁQ-DP4-NR3	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - dolna, perforowana, fig.3 (XL)	68
ORŁO730-009	KASETA NA NARZĘDZIA I PRÓBÓWKI - wym. 21,5 x 20,5 x 3,5 cm	81	ORŁQ-GBP1-NR0	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - górna, bez perforacji, fig. 0	67
ORŁOV311	POJEMNIK DO STERYLIZACJI NARZĘDZI - wym. 26 x 15,5 x 5 cm	82	ORŁQ-GBP1-NR1	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - górna, bez perforacji, fig. 1	67
ORŁOV326	POJEMNIK DO STERYLIZACJI NARZĘDZI - wym. 30 x 30 x 10 cm	82	ORŁQ-GBP1-NR2	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - górna, bez perforacji, fig. 2	67
ORŁP-200-133	ZBIJAK PROTETYCZNY SAMOPOWTARZALNY - dł. 16 cm	66	ORŁQ-GBP1-NR3	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - górna, bez perforacji, fig. 3	67
ORŁP-J165	NÓŻ FAHNENSTOCK DO WOSKU - szer. 8 mm x 8 mm, dł. 13 cm	70	ORŁQ-GBP1-NR4	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - górna, bez perforacji, fig. 4	67
ORŁP-J166	NÓŻ FAHNENSTOCK DO WOSKU - szer. 10 mm x 10 mm, dł. 17 cm	70	ORŁQ-GBP2-U1-XXL	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM -górna, bez perforacji, fig. XXL (nr 5) ...	67
ORŁP-J169	NÓŻ LESSMANN DO WOSKU - szer. 8 mm x 8 mm, dł. 13 cm	70	ORŁQ-GBP2-U2-L	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM -górna, bez perforacji, fig. XL (nr 4)	67
ORŁP-J170	NÓŻ LESSMANN DO WOSKU - szer. 10 mm x 10 mm, dł. 17 cm	70	ORŁQ-GBP2-U3-L	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM -górna, bez perforacji, fig. L (nr 3)	67
ORŁP-J174	SZPATUŁKA DO MAS WYCISKOWYCH - dł. 17 cm	70	ORŁQ-GBP2-U4-M	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM -górna, bez perforacji, fig. M (nr 2)	67
ORŁP-J175	SZPATUŁKA DO MAS WYCISKOWYCH - dł. 20 cm	70	ORŁQ-GBP2-U5-S	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM -górna, bez perforacji, fig. S (nr 1)	67
ORŁP-J178	ROZPIERACZ PROTETYCZNY DO KORON - fig. 0	66	ORŁQ-GBP3-NR1	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - górna, bez perforacji, fig. 1 (M)	68
ORŁP-J179	ROZPIERACZ PROTETYCZNY DO KORON - fig. 1	66	ORŁQ-GBP3-NR2	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - górna, bez perforacji, fig. 2 (L)	68
ORŁP-J180	ROZPIERACZ PROTETYCZNY DO KORON - fig. 2	66	ORŁQ-GBP3-NR3	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - górna, bez perforacji, fig. 3 (XL)	68
ORŁP-J181	ROZPIERACZ PROTETYCZNY DO KORON UNIWERSALNY - fig. 3	66	ORŁQ-GBP4-NR1	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - górna, bez perforacji, fig. 1 (M)	68
ORŁP-J182	KLESZCZE PROTETYCZNE DO KORON - wym. 5 mm x 1 mm, dł. 13,5 cm	66	ORŁQ-GBP4-NR2	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - górna, bez perforacji, fig. 2 (L)	68
ORŁP-J191	ZBIJAK PROTETYCZNY MORREL MANUALNY - ciężarkowy, dł. 15 cm	66	ORŁQ-GBP4-NR3	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - górna, bez perforacji, fig. 3 (XL)	68
ORŁP-J195	ZBIJAK PROTETYCZNY TRÓJSTOPNIOWY - dł. 15,5 cm	66	ORŁQ-GP1-NR0	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - górna, perforowana, fig. 0	67
ORŁP-L200	UPYCHADŁO DO NICI RETRAKCYJNYCH - ząbkowane, podłużne	66	ORŁQ-GP1-NR1	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - górna, perforowana, fig. 1	67
ORŁP-L300	UPYCHADŁO DO NICI RETRAKCYJNYCH - ząbkowane, prostokątne	66	ORŁQ-GP1-NR2	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - górna, perforowana, fig. 2	67
ORŁP-N405	NOŻYK ZAHLÉ DO WOSKU - dł. 13,5 cm	70	ORŁQ-GP1-NR3	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - górna, perforowana, fig. 3	67
ORŁP-N406	NOŻYK LE CRON DO WOSKU - dł. 16,5 cm	70	ORŁQ-GP1-NR4	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - górna, perforowana, fig. 4	67
ORŁP-N407	NOŻYK HYLIN LE CRON DO WOSKU - dł. 13,5 cm	70	ORŁQ-GP2-U1-XXL	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM -górna, perforowana, fig. XXL (nr 5) ...	67
ORŁP-N415	NOŻYK HYLIN CERAMICS DO WOSKU - dł. 16,5 cm	70	ORŁQ-GP2-U2-XL	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM -górna, perforowana, fig. XL (nr 4)	67
ORŁP-W14-3	DOCISKACZ DO WŁÓKIEŃ SZKLANYCH - wym. 4,5 mm x 10 mm	66	ORŁQ-GP2-U3-L	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM -górna, perforowana, fig. L (nr 3)	67
ORŁP-W14-3-4	NARZĘDZIA DO PRACY Z WŁÓKNAMI SZKLANYMI - PAKIET PROM. 2 narzędzi .	66	ORŁQ-GP2-U4-M	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM -górna, perforowana, fig. M (nr 2)	67
ORŁP-W14-4	POZYCJONER DO WŁÓKIEŃ SZKLANYCH - Ø2,5 mm	66	ORŁQ-GP2-U5-S	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM -górna, perforowana, fig. S (nr 1)	67
ORŁP-Z108	KLESZCZE PROTETYCZNE GŁADKIE	65	ORŁQ-GP3-NR1	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - górna, perforowana, fig. 1 (M)	68
ORŁP-Z109	KLESZCZE PROTETYCZNE KRATKOWANE	65	ORŁQ-GP3-NR2	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - górna, perforowana, fig. 2 (L)	68
ORŁP-Z113	KLESZCZE PROTETYCZNE SCHWARZ	65	ORŁQ-GP3-NR3	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - górna, perforowana, fig. 3 (XL)	68
ORŁP-Z114	KLESZCZE PROTETYCZNE SCHWARZ	65	ORŁQ-GP4-NR1	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - górna, perforowana, fig. 1 (M)	68
ORŁP-Z115	KLESZCZE PROTETYCZNE TWEED	65	ORŁQ-GP4-NR2	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - górna, perforowana, fig. 2 (L)	68
ORŁP-Z117	KLESZCZE PROTETYCZNE SCHWARZ	65	ORŁQ-GP4-NR3	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - górna, perforowana, fig. 3 (XL)	68
ORŁP-Z118	KLESZCZE PROTETYCZNE SCHWARZ	65	ORŁQ-LBP6-NR2	ŁYŻKA CZĘŚCIOWA - lewa, bez perforacji, fig. 2	69
ORŁQ-BP1SET	ŁYŻKI DO PEŁNYCH ŁUKÓW - BEZ PERFORACJI - PAKIET PROM. 10 łyżek	67	ORŁQ-LBP6-NR3	ŁYŻKA CZĘŚCIOWA - lewa, bez perforacji, fig. 3	69
ORŁQ-BP2SET	ŁYŻKI DO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - BEZ PERF. - PAKIET PROM. 10 łyżek	67	ORŁQ-LP6-NR2	ŁYŻKA CZĘŚCIOWA - lewa, perforowana, fig. 2	69
ORŁQ-BP3SET	ŁYŻKI DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - BEZ PERF. - PAKIET PROM. 6 łyżek	68	ORŁQ-LP6-NR3	ŁYŻKA CZĘŚCIOWA - lewa, perforowana, fig. 3	69
ORŁQ-BP4SET	ŁYŻKI DO BEZZĘBIA - BEZ PERFORACJI - PAKIET PROMOCYJNY 6 łyżek	68	ORŁQ-OBP7	ŁYŻKA CZĘŚCIOWA - obrotowa, bez perforacji	69
ORŁQ-BP6SET	ŁYŻKI CZĘŚCIOWE - BEZ PERFORACJI - PAKIET PROMOCYJNY 5 łyżek	69	ORŁQ-OP7	ŁYŻKA CZĘŚCIOWA - obrotowa, perforowana	69
ORŁQ-DBP1-NR0	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - dolna, bez perforacji, fig. 0	67	ORŁQ-P1SET	ŁYŻKI DO PEŁNYCH ŁUKÓW - PERFOROWANE - PAKIET PROM. 10 łyżek	67
ORŁQ-DBP1-NR1	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - dolna, bez perforacji, fig. 1	67	ORŁQ-P2SET	ŁYŻKI DO PEŁNYCH ŁUKÓW Z RANTEM - PERF. - PAKIET PROM. 10 łyżek	67
ORŁQ-DBP1-NR2	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - dolna, bez perforacji, fig. 2	67	ORŁQ-P3SET	ŁYŻKI DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - PERF. - PAKIET PROM. 6 łyżek	68
ORŁQ-DBP1-NR3	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - dolna, bez perforacji, fig. 3	67	ORŁQ-P4SET	ŁYŻKI DO BEZZĘBIA - PERFOROWANE - PAKIET PROMOCYJNY 6 łyżek	68
ORŁQ-DBP1-NR4	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - dolna, bez perforacji, fig. 4	67	ORŁQ-P67SET	ŁYŻKI CZĘŚCIOWE - PERFOROWANE - PAKIET PROMOCYJNY 5 łyżek	69
ORŁQ-DBP2-L1-XXL	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - dolna, bez perforacji, fig. XXL (nr 5) ...	67	ORŁQ-PBP6-NR2	ŁYŻKA CZĘŚCIOWA - prawa, bez perforacji, fig. 2	69
ORŁQ-DBP2-L2-XL	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - dolna, bez perforacji, fig. XL (nr 4)	67	ORŁQ-PBP6-NR3	ŁYŻKA CZĘŚCIOWA - prawa, bez perforacji, fig. 3	69
ORŁQ-DBP2-L3-L	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - dolna, bez perforacji, fig. L (nr 3)	67	ORŁQ-PP6-NR2	ŁYŻKA CZĘŚCIOWA - prawa, perforowana, fig. 2	69
ORŁQ-DBP2-L4-M	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - dolna, bez perforacji, fig. M (nr 2)	67	ORŁQ-PP6-NR3	ŁYŻKA CZĘŚCIOWA - prawa, perforowana, fig. 3	69
ORŁQ-DBP2-L5-S	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - dolna, bez perforacji, fig. S (nr 1)	67	ORŁR-DD-001TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DYSTALNE TC	71
ORŁQ-DBP3-NR1	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - dolna, bez perforacji, fig. 1 (M)	68	ORŁR-DD-002TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DYSTALNE TC	71
ORŁQ-DBP3-NR2	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - dolna, bez perforacji, fig. 2 (L)	68	ORŁR-DD-004TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO CIĘCIA LIGATUR	71
ORŁQ-DBP3-NR3	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - dolna, bez perforacji, fig. 3 (XL)	68	ORŁR-DD-005TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO CIĘCIA LIGATUR	71
ORŁQ-DBP4-NR1	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - dolna, bez perforacji, fig.1 (M)	68	ORŁR-DD-006TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO CIĘCIA DRUTU	71
ORŁQ-DBP4-NR2	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - dolna, bez perforacji, fig. 2 (L)	68	ORŁR-DD-009	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TWEED-ANGLE	71
ORŁQ-DBP4-NR3	ŁYŻKA DO BEZZĘBIA - dolna, bez perforacji, fig. 3 (XL)	68	ORŁR-DD-009TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TWEED-ANGLE TC	71
ORŁQ-DP1-NR0	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - dolna, perforowana, fig. 0	67	ORŁR-DD-010	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TWEED-ANGLE	71
ORŁQ-DP1-NR1	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - dolna, perforowana, fig. 1	67	ORŁR-DD-010TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TWEED-ANGLE TC	71
ORŁQ-DP1-NR2	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - dolna, perforowana, fig. 2	67	ORŁR-DD-011	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TWEED-ANGLE	71
ORŁQ-DP1-NR3	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - dolna, perforowana, fig. 3	67	ORŁR-DD-011TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TWEED-ANGLE TC	71
ORŁQ-DP1-NR4	ŁYŻKA DO PEŁNYCH ŁUKÓW - dolna, perforowana, fig. 4	67	ORŁR-DD-012	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TWEED-ANGLE	71
ORŁQ-DP2-L1-XXL	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - dolna, perforowana, fig. XXL (nr 5)	67	ORŁR-DD-012TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TWEED-ANGLE TC	71
ORŁQ-DP2-L2-XL	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - dolna, perforowana, fig. XL (nr 4)	67	ORŁR-DD-013	KLESZCZE ORTODONTYCZNE WEINGART	72
ORŁQ-DP2-L3-L	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - dolna, perforowana, fig. L (nr 3)	67	ORŁR-DD-013TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE WEINGART TC	72
ORŁQ-DP2-L4-M	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - dolna, perforowana, fig. M (nr 2)	67	ORŁR-DD-014	KLESZCZE ORTODONTYCZNE HOW	72
ORŁQ-DP2-L5-S	ŁYŻKADO PEŁNYCH ŁUKÓW, Z RANTEM - dolna, perforowana, fig. S (nr 1)	67	ORŁR-DD-015	KLESZCZE ORTODONTYCZNE HOW	72
ORŁQ-DP3-NR1	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - dolna, perforowana, fig. 1 (M)	68	ORŁR-DD-019	KLESZCZE ORTODONTYCZNE ADERER LONG	72
ORŁQ-DP3-NR2	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - dolna, perforowana, fig.2 (L)	68	ORŁR-DD-020	KLESZCZE ORTODONTYCZNE ADERER	72
ORŁQ-DP3-NR3	ŁYŻKA DO BRAKÓW SKRZYDŁOWYCH - dolna, perforowana, fig.3 (XL)	68	ORŁR-DD-021A	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TWEED	72

INDEKS KODÓW | CODE INDEX

Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page	Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page
ORR-RR-DD-022TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO ZDEJMOWANIA PIERŚCIENI	73	ORI-R-PL402TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE WEINGART TC	72
ORR-RR-DD-023TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO ZDEJMOWANIA PIERŚCIENI	73	ORI-SJ156	OCHRANIACZ LANGENBECK NA PALEC - Ø 22 mm	62
ORR-RR-DD-024	KLESZCZE KONTUROWE REYNOLD	73	ORI-SJ157	OCHRANIACZ LANGENBECK NA PALEC - Ø 24,5 mm	62
ORR-RR-DD-025	KLESZCZE ORTODONTYCZNE ADAMS	73	ORI-SJ159	UCHWYT ADAMS DO SERWET - stalowy, dł. 48 cm	62
ORR-RR-DD-025TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE ADAMS TC	73	ORI-SJ159/1B	UCHWYT ADAMS DO SERWET - silikonowy, biały, dł. 44 cm	62
ORR-RR-DD-026	KLESZCZE ORTODONTYCZNE ANGLE	72	ORI-SJ159/1F	UCHWYT ADAMS DO SERWET - silikonowy, fioletowy, dł. 44 cm	62
ORR-RR-DD-028	KLESZCZE ORTODONTYCZNE SCHWARZ	72	ORI-SJ159/1M	UCHWYT ADAMS DO SERWET - silikonowy, malinowy, dł. 44 cm	62
ORR-RR-DD-029TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE ADAMS LONG TC	73	ORI-SJ159/1N	UCHWYT ADAMS DO SERWET - silikonowy, niebieski, dł. 44 cm	62
ORR-RR-DD-030	KLESZCZE ORTODONTYCZNE ANGLE	72	ORI-SJ159/1P	UCHWYT ADAMS DO SERWET - silikonowy, pomarańczowy, dł. 44 cm	62
ORR-RR-DD-031	KLESZCZE ORTODONTYCZNE ANGLE	73	ORI-SJ159/1Z	UCHWYT ADAMS DO SERWET - silikonowy, żółty, dł. 44 cm	62
ORR-RR-DD-033	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DO ZDEJMOWANIA ZAMKÓW	74	ORI-SJ159/1ZI	UCHWYT ADAMS DO SERWET - silikonowy, zielony, dł. 44 cm	62
ORR-RR-DD-033TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO ZDEJMOWANIA ZAMKÓW	74	ORI-U1-V197	HACZYK USZNY DAY	25
ORR-RR-DD-034	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DO ZDEJMOWANIA ZAMKÓW	74	ORI-U1-V232	WZIERNIK LARYNGOLOGICZNY HARTMANN - fig. 1	25
ORR-RR-DD-034TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO ZDEJMOWANIA ZAMKÓW	74	ORI-U1-V233	WZIERNIK LARYNGOLOGICZNY HARTMANN - fig. 2	25
ORR-RR-DD-035	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DO ZDEJMOWANIA ZAMKÓW	74	ORI-U1-V234	WZIERNIK LARYNGOLOGICZNY HARTMANN - fig. 3	25
ORR-RR-DD-035TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DO ZDEJMOWANIA ZAMKÓW TC	74	ORI-U1-V235	WZIERNIK LARYNGOLOGICZNY COTTLE - fig. 1	25
ORR-RR-DD-036	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DE LA ROSA	73	ORI-U1-V236	WZIERNIK LARYNGOLOGICZNY COTTLE - fig. 2	25
ORR-RR-DD-036A	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DE LA ROSA	73	ORI-U1-V274	KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE TILLEY	25
ORR-RR-DD-037	KLESZCZE ORTODONTYCZNE JARABAK	73	ORI-U1-V276	KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE HARTMANN-WULLSTEIN	25
ORR-RR-DD-038	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DO FORMOWANIA ŁUKÓW	73	ORI-U1-V277	KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE HARTMANN	25
ORR-RR-DD-040TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO ZDEJMOWANIA PIERŚCIENI	73	ORI-U1-V278	KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE HARTMANN	25
ORR-RR-DD-042TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO ZACISKANIA HACZYKÓW	74	ORI-U1-V279	KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE STRUEMPEL-HENCKEL	25
ORR-RR-DD-043TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO ZACISKANIA HACZYKÓW	74	ORI-U1-V297	PĘSETA LARYNGOLOGICZNA TROELTSCHE	25
ORR-RR-DD-044	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DO ZAGINANIA KOŃCÓWEK DYSTALNYCH ..	74	ORI-U1-V337	ŁYZECZKA USZNA BUCH	25
ORR-RR-DD-045TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO ZAGIĘĆ V	74	ORI-U1-V600	KLESZCZYKI LARYNGOLOGICZNE HARTMANN-WULLSTEIN	25
ORR-RR-DD-046	KLESZCZE ORTODONTYCZNE NANCE	74	ORI-U2-V182	DLUTO KOSTNE WKŁĘSŁE/ŻŁOBOWE - szer. 4 mm	28
ORR-RR-DD-048	KLESZCZE ORTODONTYCZNE HOLLOW-CHOP	73	ORI-U2-V183	DLUTO KOSTNE WKŁĘSŁE/ŻŁOBOWE - szer. 6 mm	28
ORR-RR-DD-049	KLESZCZE ORTODONTYCZNE NANCE	72	ORI-U2-V184	DLUTO KOSTNE WKŁĘSŁE/ŻŁOBOWE - szer. 8 mm	28
ORR-RR-DD-052	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DO TORKOWANIA, Z KLUCZEM	74	ORI-U2-V185	DLUTO KOSTNE WKŁĘSŁE/ŻŁOBOWE - szer. 10 mm	28
ORR-RR-DD-056TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DYSTALNE TC	71	ORI-U2-V186	DLUTO KOSTNE WKŁĘSŁE/ŻŁOBOWE - szer. 12 mm	28
ORR-RR-DD-102	KLESZCZYKI ORTODONTYCZNE MATHIEU - z rowkowaną końcówką, dł. 14 cm	75	ORI-U2-V187	DŹWIGNIA KOSTNA HOHMANN - szer. 10 mm-22 mm, dł. 28 cm	28
ORR-RR-DD-103	KLESZCZYKI ORTODONTYCZNE MATHIEU - z haczykiem, dł. 14 cm	75	ORI-U2-V188	DŹWIGNIA KOSTNA HOHMANN - szer. 4 mm-18 mm, dł. 24 cm	28
ORR-RR-DD-104	KLESZCZYKI ORTODONTYCZNE MATHIEU - proste, dł. 14 cm	75	ORI-U2-V189	MŁOTEK ORTOPEDYCZNY	28
ORR-RR-DD-105	KLESZCZYKI ORTODONTYCZNE MATHIEU - z haczykiem mini, dł. 14 cm	75	ORI-U2-V191	KOŚCIOTRZYMACZ FARABEUF-LAMBOTTE	29
ORR-RR-DD-106	KLESZCZYKI ORTODONTYCZNE MATHIEU - z wkładką 5 mm, dł. 14 cm	75	ORI-U2-V253	KOŚCIOTRZYMACZ SAMOCENTRUJĄCY	29
ORR-RR-DD-108	KLESZCZYKI ORTODONTYCZNE MATHIEU - wygięte, dł. 14 cm	75	ORI-U2-V254	KOŚCIOTRZYMACZ SAMOCENTRUJĄCY	29
ORR-RR-DD-113	KLESZCZYKI ORTODONTYCZNE Z HACZYKIEM - proste	75	ORI-U2-V255	KOŚCIOTRZYMACZ SAMOCENTRUJĄCY	29
ORR-RR-DD-114	KLESZCZYKI ORTODONTYCZNE Z HACZYKIEM - wygięte	75	ORI-U2-V256	KOŚCIOTRZYMACZ VERBRUGGE	29
ORR-RR-DD-115	PĘSETA ORTODONTYCZNA DO ZAKŁADANIA RUREK	77	ORI-U2-V257	ROZWIERTAK ORTOPEDYCZNY	28
ORR-RR-DD-116	PĘSETA ORTODONTYCZNA DO ZAKŁADANIA RUREK	77	ORI-U2-V264	KOŚCIOTRZYMACZ BIRCHER-GANSKE	29
ORR-RR-DD-117	PĘSETA ORTODONTYCZNA DO ZAKŁADANIA ZAMKÓW	77	ORI-U2-V265	KOŚCIOTRZYMACZ LEWIN DO REPOZYCJI	29
ORR-RR-DD-118	PĘSETA ORTODONTYCZNA DO ZAKŁADANIA RUREK	77	ORI-U2-V266	KOŚCIOTRZYMACZ VAN BUREN	29
ORR-RR-DD-119	PĘSETA ORTODONTYCZNA DO ZAKŁADANIA ZAMKÓW	77	ORI-U2-V267	KOŚCIOTRZYMACZ LOWMAN	29
ORR-RR-DD-120	PĘSETA ORTODONTYCZNA DO ZAKŁADANIA ZAMKÓW	77	ORI-U2-V268	KOŚCIOTRZYMACZ LOWMAN	29
ORR-RR-DD-121	PĘSETA ORTODONTYCZNA DO ZAKŁADANIA ZAMKÓW	77	ORI-U2-V269	KOŚCIOTRZYMACZ LOWMAN	29
ORR-RR-DD-123	PĘSETA ORTODONTYCZNA DO ZAKŁADANIA AKCESORIÓW JĘZYKOWYCH	77	ORI-U2-V271	DŹWIGNIA KOSTNA WATSON-CHEYNE - szer. 11 mm, dł. 17,5 cm	28
ORR-RR-DD-130	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DO ZAKŁADANIA SEPARATORÓW	75	ORI-U2-V272	DŹWIGNIA KOSTNA BEBBETT - szer. 6 mm, dł. 26 cm	28
ORR-RR-DD-131	KLESZCZE ORTODONTYCZNE DO NAPINANIA LIGATUR	75	ORI-U2-V273	DŹWIGNIA KOSTNA HOHMANN - szer. 2 mm - 10 mm, dł. 22 cm	28
ORR-RR-DD-135	POZYCJONER ORTODONTYCZNY - do zamków o slotach .018"	76	ORI-U2-V280	ODGRYZACZ KOSTNY FERRIS-SMITH-KERRISON - górny, 1 mm, 90°	27
ORR-RR-DD-136	POZYCJONER ORTODONTYCZNY - do zamków o slotach .022"	76	ORI-U2-V280A	ODGRYZACZ KOSTNY FERRIS-SMITH-KERRISON - dolny, 1 mm, 90°	27
ORR-RR-DD-145	DOPYCHACZ ORTODONTYCZNY DO LIGATUR METALOWYCH - "Widelec" fig. 1	75	ORI-U2-V280B	ODGRYZACZ KOSTNY FERRIS-SMITH-KERRISON - górny, 1 mm, 45°	27
ORR-RR-DD-146	DOPYCHACZ ORTODONTYCZNY DO LIGATUR METALOWYCH - "Widelec" fig. 2	75	ORI-U2-V281	ODGRYZACZ KOSTNY FERRIS-SMITH-KERRISON - górny, 2 mm, 90°	27
ORR-RR-DD-147	INSTRUMENT ORTODONTYCZNY DO NAKŁADANIA LIGATUR	75	ORI-U2-V281A	ODGRYZACZ KOSTNY FERRIS-SMITH-KERRISON - dolny, 2 mm, 90°	27
ORR-RR-DD-148	INSTRUMENT ORTODONTYCZNY - do zaginania końcówek dystalnych	75	ORI-U2-V281B	ODGRYZACZ KOSTNY FERRIS-SMITH-KERRISON - górny, 2 mm, 45°	27
ORR-RR-DD-149	INSTRUMENT ORTODONTYCZNY - do zaginania końcówek dystalnych	75	ORI-U2-V282	ODGRYZACZ KOSTNY FERRIS-SMITH-KERRISON - górny, 3 mm, 90°	27
ORR-RR-DD-151	DOCISKACZ ORTODONTYCZNY DO PIERŚCIENI + SIERP - duży	76	ORI-U2-V282A	ODGRYZACZ KOSTNY FERRIS-SMITH-KERRISON - dolny, 3 mm, 90°	27
ORR-RR-DD-152	DOCISKACZ ORTODONTYCZNY DO PIERŚCIENI + SIERP - mały	76	ORI-U2-V282B	ODGRYZACZ KOSTNY FERRIS-SMITH-KERRISON - górny, 3 mm, 45°	27
ORR-RR-DD-153	SIERP ORTODONTYCZNY DO USUWANIA KLEJU - dwustronny	76	ORI-U2-V283	DŹWIGNIA KOSTNA HOHMANN-MINI - szer. 2 mm - 6 mm, dł. 16 cm	28
ORR-RR-DD-154	ZGŁĘBNIK ORTODONTYCZNY - hak dwustronny	76	ORI-U2-V324	DLUTO KOSTNE WKŁĘSŁE - proste, szer. 6 mm	28
ORR-RR-DD-162	DOCISKACZ ORTODONTYCZNY DO PIERŚCIENI	76	ORI-U3-V199	ŁYZECZKA DO GRADÓWKI MEYHOEFER	24
ORR-RR-DD-164N	NAGRYZACZ ORTODONTYCZNY DO PIERŚCIENI	76	ORI-U3-V200	IGŁA DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH Z OKA	24
ORR-RR-DD-164P	NAGRYZACZ ORTODONTYCZNY DO PIERŚCIENI	76	ORI-U3-V201	PĘSETA OCZNA GRAEFE - prosta, ząbki 1x2, dł. 9,5 cm	24
ORR-RR-DD-2105	KLESZCZE ORTODONTYCZNE WEINGART	72	ORI-U3-V209	PĘSETA OCZNA IRIS - prosta, dł. 9,5 cm	24
ORR-RR-DD-2112	KLESZCZE ORTODONTYCZNE YOUNG	72	ORI-U3-V210	PĘSETA OCZNA IRIS - wygięta, dł. 9,5 cm	24
ORR-RR-J177	DOCISKACZ ORTODONTYCZNY MERSHON DO PIERŚCIENI	76	ORI-U3-V211	PĘSETA OCZNA GRAEFE - prosta, gładka, dł. 9,5 cm	24
ORR-RR-PAK-11	KLESZCZE ORTODONTYCZNE - PAKIET PROMOCYJNY 7 narzędzi	74	ORI-U3-V212	PĘSETA OCZNA GRAEFE - wygięta, gładka, dł. 9,5 cm	24
ORR-RR-PAK-24	KLESZCZE ORTODONTYCZNE - PAKIET PROMOCYJNY 4 narzędzi	74	ORI-U3-V213	PĘSETA OCZNA COLIBRI - dł. 7,5 cm	24
ORR-RR-PL202TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DYSTALNE	71	ORI-U3-V216	HAK DO POWIEK, ODWRACADŁO DESMARRES	24
ORR-RR-PL206TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO CIĘCIA LIGATUR	71	ORI-U3-V217	PĘSETA DO GRADÓWKI DESMARRES	24
ORR-RR-PL302TC	KLESZCZE ORTODONTYCZNE TC DO ZDEJMOWANIA PIERŚCIENI	73	ORI-U3-V218	ROZWIERTACZ DO POWIEK BARRAQUER - wym. 6x27x35 mm	24

Kod/Code	Nazwa produktu / Product name	Strona / Page
ORI-U3-V218A	ROZWIERACZ DO POWIEK BARRAQUER - wym. 6x25x35 mm	24
ORI-U3-V219	ROZWIERACZ DO POWIEK BARRAQUER - wym. 8x28x40 mm	24
ORI-U3-V219B	ROZWIERACZ DO POWIEK BARRAQUER - wym. 10x35x45 mm	24
ORI-U3-V220	ROZWIERACZ DO POWIEK BARRAQUER - wym. 12x30x35 mm	24
ORI-U3-V220C	ROZWIERACZ DO POWIEK BARRAQUER - wym. 12x40x45 mm	24
ORI-U3-V221	ROZWIERACZ DO POWIEK BARRAQUER - wym. 16x30x40 mm	24
ORI-U3-V221D	ROZWIERACZ DO POWIEK BARRAQUER - wym. 16x30x45 mm	24
ORI-U3-V246	ROZWIERACZ DO POWIEK BARRAQUER - wym. 14x30x45 mm	24
ORI-U3-V247	ROZWIERACZ DO POWIEK SAUER	24
ORI-U3-V248	ROZWIERACZ DO POWIEK LANCASTER	24
ORI-U3-V249	ROZWIERACZ DO POWIEK MELLINGER	24
ORI-U3-V401	PĘSETA CHIRURGICZNA BISHOP-HARMAN - prosta, ząbek 1x2, dł. 9.5 cm	18
ORI-U3V-TI-001	PĘSETA OCZNA BISHOP-HARMAN - tytanowa, prosta, dł. 11.5 cm	24
ORI-U3V-TI-002	PĘSETA OCZNA KELMAN-MCPHERSON - tytanowa, wygięta, dł. 8.5 cm	24
ORI-U3V-TI-003	PĘSETA OCZNA BISHOP-HARMAN - tytanowa, ząbki 1x2, prosta, dł. 8.5 cm	24
ORI-U3V-TI-004	PĘSETA OCZNA BISHOP-HARMAN - tytanowa, prosta, dł. 8.5 cm	24
ORI-VV100	ROZWIERACZ SZCZĘKOWY DLA PSÓW - wym. 26x40x60 mm	84
ORI-VV101	ROZWIERACZ SZCZĘKOWY DLA PSÓW - wym. 32x47x70 mm	84
ORI-VV102	ROZWIERACZ SZCZĘKOWY DLA PSÓW - wym. 29x52x105 mm	84
ORI-VV103	ROZWIERACZ SZCZĘKOWY DLA PSÓW - wym. 38x58x140 mm	84
ORI-VV104	ROZWIERACZ SZCZĘKOWY DLA PSÓW - wym. 54x71x170 mm	84
ORI-VV107	NOŻYCKI DO STRZYŻENIA I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT - wygięte, dł. 13.5 cm	87
ORI-VV108	NOŻYCKI DO STRZYŻENIA I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT - wygięte, dł. 16 cm ..	87
ORI-VV165	IGŁA WETERYNARYJNA DESCHAMPS DO PODWIĄZYWANIA - ostra, prawa ..	86
ORI-VV166	IGŁA WETERYNARYJNA DESCHAMPS DO PODWIĄZYWANIA - ostra, lewa	86
ORI-VV167	IGŁA WETERYNARYJNA DESCHAMPS DO PODWIĄZYWANIA - tępa, prawa ...	86
ORI-VV168	IGŁA WETERYNARYJNA DESCHAMPS DO PODWIĄZYWANIA - tępa, lewa	86
ORI-VV169	IGŁA WETERYNARYJNA GERLACH DO SZYCIA SKÓRY - dł. 15 cm	86
ORI-VV229	HACZYK COVAULT DO KASTRACJI KOTEK - dł. 17 cm	87
ORI-VV230	KULOCIAĞ WETERYNARYJNY MUSEUX - prosty, ząbki 1x2	87
ORI-VV231	KULOCIAĞ WETERYNARYJNY MUSEUX - wygięty, ząbki 1x2	87
ORI-VV237	IGŁA WETERYNARYJNA GERLACH DO SZYCIA SKÓRY - dł. 15.5 cm	86
ORI-VV238	PROWADNIK WETERYNARYJNY DO PODWIĄZYWANIA - dł. 15 cm	86
ORI-VV239	PROWADNIK WETERYNARYJNY SYME DO PODWIĄZYWANIA - dł. 17 cm	86
ORI-VV240	PROWADNIK WETERYNARYJNY KOCHER DO PODWIĄZYWANIA - dł. 20.5 cm	86
ORI-VV241	PROWADNIK WETERYNARYJNY BRUNNER DO PODWIĄZYWANIA - dł. 24 cm	86
ORI-VV258	IGŁA WETERYNARYJNA OBWEGESER DO SZYCIA SKÓRY - dł. 19.5 cm	86
ORI-VV295	IGŁA WETERYNARYJNA Z OLIWKA - do zatok okołoodbytowych	87
ORI-VV296	KLESZCZE WETERYNARYJNE DO CIĘCIA ZĘBÓW - dł. 18 cm	85
ORI-VV301	ROZWIERACZ WETERYNARYJNY INGE DO STAWU KOLANOWEGO	87
ORI-VV302	TARNIK DO ZĘBÓW GRYZONI - szer. 8 mm, dł. 19 cm	85
ORI-VV304	ROZWIERACZ SZCZĘKOWY DLA KRÓLIKÓW - dł. 13 cm	85
ORI-VV305	ROZWIERACZ SZCZĘKOWY DLA GRYZONI - dł. 13.5 cm	85
ORI-VV306	ROZWIERACZ POLICZKOWY DLA GRYZONI - szer. 23 mm	85
ORI-VV306-1	ROZWIERACZ POLICZKOWY DLA GRYZONI - szer. 17 mm	85
ORI-VV307	ROZWIERACZ POLICZKOWY DLA GRYZONI - szer. 16 mm	85
ORI-VV308	ROZWIERACZ POLICZKOWY DLA GRYZONI - szer. 20 mm	85
ORI-VV313	ROZWIERACZ GRAYS DLA KOTÓW - max. rozwarcie 30 mm	84
ORI-VV314	ROZWIERACZ GRAYS DLA KOTÓW - max. rozwarcie 55 mm	84
ORI-VV315	ROZWIERACZ GRAYS DLA KOTÓW - max. rozwarcie 75 mm	84
ORI-VV316	ROZWIERACZ GRAYS DLA PSÓW - max. rozwarcie 115 mm	84
ORI-VV317	ROZWIERACZ GRAYS DLA PSÓW - max. rozwarcie 145 mm	84
ORI-VV318	ROZWIERACZ GRAYS DLA PSÓW - max. rozwarcie 180 mm	84
ORI-VV319	DŹWIGNIA V DLA KOTÓW - szer. 2 mm	85
ORI-VV320	DŹWIGNIA V DLA PSÓW - szer. 3 mm	85
ORI-VV321	DŹWIGNIA V DLA PSÓW - szer. 4 mm	85
ORI-VV322	DŹWIGNIA DLA PSÓW - do trzonowców i przedtrzonowców	85
ORI-VV323	DŹWIGNIA DLA PSÓW - do siekaczy	85
ORI-VV400	KLEMA JELITOWA WETERYNARYJNA - prosta, dł. 15.5 cm	87
ORI-VV408	ŁOPATKA DO ODCHYLANIA JĘZYKA GRYZONI	85

kolor czerwony

Wyroby klasy I

kolor zielony

Wyroby klasy II

kolor czarny

Wyroby weterynaryjne

Instrukcja postępowania z narzędziami przeznaczonymi do wielokrotnej sterylizacji

NARZĘDZIA
Narzędzia wielokrotnego użytku: Narzędzia ostre; Narzędzia szwene; Narzędzia chirurgii ogólnej; Narzędzia chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej; Narzędzia mikrochirurgiczne; Narzędzia laryngologiczne; Narzędzia odontostomatologiczne; Narzędzia okulistyczne; Wyroby diagnostyczne; Wyroby do sterylizacji i pakowania.
OSTRZEŻENIA
Narzędzia mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz tylko przez wyszkolonych i wykwalifikowanych operatorów. W żadnym przypadku nie należy używać narzędzi uszkodzonych, np. w trakcie transportu, przechowywania lub stosowania. Narzędzia nie mogą wykazywać objawów zużycia oraz muszą być prawidłowo zmontowane, tak aby właściwie spełniły swoje zadanie i w pełni wykazyły przydatność kliniczną. Narzędzia muszą być traktowane z należytą starannością zgodnie z zaleceniami podanymi przez ich producenta w niniejszej instrukcji. Należy pamiętać, że jedynie czyste, zdezynfekowane oraz suche narzędzia mogą być skutecznie sterylizowane.
OGRA NICZENIA W PONOWNYM POSTĘPOWANIU
Każdorazowo przed użyciem instrumentarium należy skontrolować jego jakość i stan techniczny - stopień zużycia elementów oraz ewentualnych uszkodzeń. Narzędzie winno być sprawne, bez po zabiegowych zanieczyszczeń biologicznych oraz pozostałości po procesie mycia, dezynfekcji i sterylizacji, a także bez uszkodzeń struktury materiału. Szczegółowe wytyczne kontrolowania stanu technicznego narzędzi znajdują się w sekcji „Ostrzeżenia i przeciwwskazania”.
MI EJSCE UŻYCIA
Narzędzia są dostarczane do użytkownika w stanie niesterylnym. Są narzędziami wielokrotnego użytku przeznaczonymi do wykonywania zabiegów w warunkach klinicznych. Narzędzia należy poddać procesom czyszczenia zarówno przed pierwszym użyciem, jak i niezwłocznie po zakończeniu ich używania. Nie należy dopuszczać do ich silnego zabrudzenia, a intensywne zabrudzenia muszą być niezwłocznie usunięte.
PRZEC HOWYWANIE I TRANSPORT
Zaleca się, aby zanieczyszczone instrumenty były transportowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Do transportu narzędzia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zawilgoceniem oraz zapewnić ich identyfikowalność.
DEZYNFEKCJA WSTĘPNA I PRZYGOTOWANIE DO CZYSZCZENIA
Po użyciu narzędzia należy niezwłocznie poddać moczeniu w wodnym roztworze preparatu przeznaczonego do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi medycznych wielokrotnego użytku (np. DürrDental ID212 Forte). Stężenie roztworu oraz czas moczenia powinien być zgodny ze wskazaniami zawartymi w instrukcji producenta środka, jednak czas moczenia nie powinien przekraczać 1 godziny, aby nie dopuścić do uszkodzeń powierzchni narzędzi. Nie należy dopuszczać do zaschnięcia pozostałości organicznych, szczególnie duże zanieczyszczenia muszą zostać usunięte bezpośrednio po użyciu. Narzędzia kaniulowane po zabiegu powinny być przeczyszczone drutem prowadzącym, celem usunięcia zanieczyszczeń z kaniuli. Jeżeli z kaniuli nie uda się usunąć nagromadzonego zanieczyszczenia należy uznać, że czas eksploatacji wyrobu zakończył się i powinien on zostać zutylizowany.
CZYSZCZENIE WSTĘPNE I PŁUKANIE
Narzędzia powinny być poddane obróbce wstępnej natychmiast po wyjęciu z moczenia. Przechowywanie używanych instrumentów z krwią lub innymi zanieczyszczeniami może spowodować zarówno uszkodzenia korozyjne narzędzi, jak i uniemożliwić ich późniejsze skuteczne wyczyszczenie/sterylizację, a tym samym doprowadzić do zakażeń krwizowych. Używany sprzęt: nylonowa szczotka, bieżąca woda o temp. 20 ± 2°C i jakości co najmniej wody pitnej. 1. Płukać narzędzia pod bieżącą wodą przez 60 sekund i dokładnie wyszczotkować nylonową szczoteczką, koncentrując się na trudno dostępnych miejscach. Szczególną uwagę należy zwrócić czyszcząc: szczeliny, ząbki, łączniki, gwinty, kaniule, otwory lub inne trudno dostępne obszary. Wskazane jest używanie szczotek z nylonowym włosiem, w tym odpowiednich szczotek do czyszczenia elementów kaniulowanych (nie stosować szczotek drucianych). 2. Narzędzia płukać pod ciepłą bieżącą wodą, zwracając uwagę na dokładne oplukanie wszystkich szczelini otworów. 3. Wzrokowa kontrola narzędzi – czyszczenie wstępne powinno usunąć wszystkie zanieczyszczenia biologiczne, na narzędziach nie powinno być plam, zacieków. Jeżeli zanieczyszczenia są nadal obecne należy powtórzyć proces czyszczenia. W zależności od dostępnego wyposażenia przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję zasadniczą metodą ręczną lub automatyczną, jak opisano niżej.
CZYSZCZENIE RĘCZNE, DEZYNFEKCJA ZASADNICZA I SUSZENIE
Używany sprzęt: - wanna dezynfekcyjna, - myjka ultradźwiękowa, - środek przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi medycznych wielokrotnego użytku (np. DürrDental ID212 Forte) lub inny dopuszczony do stosowania do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi medycznych wielokrotnego użytku, - ciepła woda o temperaturze nie przekraczającej 42°C, uzdatniona demineralizowana. 1. Przygotować roztwór zgodnie z instrukcjami producenta (np. DürrDental ID212 Forte, roztwór 2%) i napełnić wannę dezynfekcyjną lub myjkę ultradźwiękową. 2. Całkowicie zanurzyć narzędzia w roztworze. 3. W przypadku użycia wanny dezynfekcyjnej należy wyczyścić narzędzia szczoteczką nylonową. Pozostawić narzędzia w kąpieli na czas zgodny z zaleceniami producenta środka czyszczącego oraz producenta myjki, jednak nie krócej niż na 5 minut w wannie lub nie krócej niż 1 minutę w myjce. 4. Wyjąć narzędzia z roztworu i dokładnie wypłukać wodą demineralizowaną przez 30 sekund. 5. Sprawdzić czystość. Jeśli pozostaną jakiekolwiek zabrudzenia należy powtórzyć powyższe kroki. Jeżeli narzędzia są czyste, należy je osuszyć np. wytrzeć jednorazową, niepyłącą, czystą ściereczką i pozostawić w celu odparowania wody z trudno dostępnych miejsc przed zapakowaniem. UWAGA: Należy przestrzegać wskazań producenta środka przeznaczonego do czyszczenia i dezynfekcji w zakresie dozowania, stężenia, temperatury, zgodności materiałów oraz czasu użycia, jak również odpowiednich wskazań producenta myjki. Wymieniać płyn zgodnie ze wskazaniami producenta. UWAGA: Narzędzia, które składają się z kilku elementów nieintegralnie ze sobą związanych, należy do mycia, dezynfekcji zasadniczej i suszenia rozmontować - rozłożyć w maksymalnie możliwym stopniu. Dotyczy to następujących narzędzi: - Zbijaki do koron - Strzykawki Ori-ject

Instructions for handling instruments intended for repeated sterilisation

INSTRUMENTS
Reusable instruments: Sharp instruments; suture instruments; general surgery instruments; Orthopaedic and traumatological surgery instruments; Microsurgical instruments; ENT instruments; Odontostomatology instruments; Ophthalmic instruments; Diagnostic instruments; Devices for sterilization and packaging.
WARNINGS
The instruments may only be used for their intended purpose and only by trained and qualified personnel. Under no circumstances should you use instruments that have been damaged, for instance during transport, storage or use. The instruments must not show signs of wear and must be properly assembled so that they properly fulfill their purpose and are fully clinically useful. The instruments must be treated with due care in accordance with the recommendations provided by their manufacturer in this instruction. Please remember that only clean, disinfected and dry instruments can be effectively sterilized.
LIMITATIONS IN RE- PROCESSING
Each time before using the instrument, check its quality and technical condition, the degree of wear of the elements and possible damage. The instrument should be functional, free from biological contamination and residues from the washing, disinfection and sterilization process, as well as without damage to the structure of the material. Detailed guidelines for checking the technical condition of instruments can be found in the "Warnings and contraindications" section.
POINT OF USE
The instruments are delivered to the user in a non-sterile condition. They are reusable instruments intended for performing procedures in clinical conditions. The instruments should be cleaned both before first use and immediately after use. They should not be allowed to get heavily dirty, and intense dirt must be removed immediately.
STORAGE AND TRANSPORT
It is recommended that contaminated instruments be transported in tightly closed containers. When transporting instruments, they must be protected against damage and moisture and must be traceable.
INITIAL DISINFECTION AND PREPARATION FOR CLEANING
After use, the instruments should be immediately soaked in an aqueous solution of a preparation intended for disinfection and cleaning of reusable medical instruments (e.g. DürrDental ID212 Forte). The concentration of the solution and the soaking time should comply with the indications contained in the manufacturer's instructions, but the soaking time should not exceed 1 hour to prevent damage to the surface of the instruments. Organic residues should not be allowed to dry, especially large contaminations must be removed immediately after use. After the procedure, the cannulated instruments should be cleaned with a guide wire to remove contamination from the cannula. If the accumulated contamination cannot be removed from the cannula, it should be considered that the product has expired and should be disposed of.
INITIAL CLEANING AND RINSING
The instruments should be pre-treated immediately after removal from soaking. Storing used instruments with blood or other contamination may cause corrosion damage to the instruments and prevent their subsequent effective cleaning/sterilization, thus leading to cross-infections. Equipment used: nylon brush, running water at a temperature of 20 ± 2°C and at least drinking water quality. 1. Rinse tools under running water for 60 seconds and brush thoroughly with a nylon brush, focusing on hard-to-reach places. Particular attention should be paid when cleaning: slots, teeth, connectors, threads, cannulas, holes or other hard-to-reach areas. It is advisable to use brushes with nylon bristles, including appropriate brushes for cleaning cannulated elements - do not use wire brushes. 2. Rinse the instruments under warm running water, making sure to rinse all crevices and holes thoroughly. 3. Visual inspection of instruments - the preliminary cleaning should remove all biological contamination, there should be no stains or streaks on the instruments. If contamination is still present, repeat the cleaning process Depending on the available equipment, perform basic cleaning and disinfection using manual or automatic methods as described below.
MANUAL CLEANING, BASIC DISINFECTION AND DRYING
Equipment used: - disinfection bathtub, - ultrasonic washer, - an agent intended for disinfection and cleaning of reusable medical instruments (e.g. DürrDental ID212 Forte) or another agent approved for disinfection and cleaning of reusable medical instruments, - hot water with a temperature not exceeding 42°C, treated and demineralized. Proceeding: 1. Prepare the solution according to the manufacturer's instructions (e.g. DürrDental ID212 Forte, 2% solution) and fill the disinfection bath or ultrasonic washer. 2. Completely immerse the instruments in the solution. 3. If you use a disinfection bath, clean the instruments with a nylon brush. Leave the instruments in the bath for a period of time in accordance with the recommendations of the manufacturer of the cleaning agent and the manufacturer of the washer, but not less than 5 minutes in the bathtub or not less than 1 minute in the washer. 4. Remove tools from the solution and rinse thoroughly with demineralized water for 30 seconds. 5. Check cleanliness. If any dirt remains, repeat the above steps. If the tools are clean, dry them, e.g. wipe them with a disposable, lint-free, clean cloth and leave them to evaporate water from hard-to-reach places before packaging. NOTE: The instructions of the manufacturer of the cleaning and disinfection agent in terms of dosage, concentration, temperature, material compatibility and time of use, as well as the relevant instructions of the washer manufacturer, must be followed. Change the fluid according to the manufacturer's instructions. NOTE: Instruments that consist of several elements that are not integrally connected with each other should be disassembled as much as possible for washing, basic disinfection and drying. This applies to the following tools: - Crown removers - Ori-ject syringes

Instrukcja postępowania z narzędziami przeznaczonymi do wielokrotnej sterylizacji

Instructions for handling instruments intended for repeated sterilisation

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA AUTOMATYCZNA

AUTOMATIC CLEANING AND DISINFECTION

Equipment and preparations used:

- washer-disinfector validated in accordance with the EN ISO 15883 series standards
- preparations intended for washing and disinfecting reusable medical instruments in washer-disinfectors, preferably containing additional corrosion inhibiting agents (the instructions for use of cleaning and disinfecting preparations indicated by their producers must be followed)
- demineralized water.

Place the instruments on an appropriate tray or load carrier so that all instrument surfaces are cleaned and disinfected. It is advisable to wash instruments with a long cannula, e.g. applicators, on a trolley that allows pressurized water to be pumped into the cannula. Small pieces of instrumentation should be placed in baskets with a lid.

1. Close the washer-disinfector and run the program recommended by the manufacturer of the device used and the manufacturer of the cleaning and disinfection preparation.
2. Remove instruments at the end of the program.
3. Visually check the cleanliness of the tools after removing them from the equipment. If any contamination remains, the instruments should be cleaned again by hand. Tools cleaned in this way should be subjected to automatic cleaning and disinfection again.

The stages of the automatic cleaning, disinfection and drying process in the washer-disinfector must comply with the EN ISO 15883 series standards.

NOTE: Instruments that consist of several elements that are not integrally connected with each other should be disassembled as much as possible for washing, basic disinfection and drying. This applies to the following tools:

- Crown removers
- Ori-ject syringes

KONTROLA (PRZEGLĄD I BADANIE FUNKCJONALNOŚCI)

INSPECTION AND FUNCTIONALITY CHECK

After cleaning, disinfection and drying, all instruments should be visually inspected for cleanliness, integrity and function, using a lighted magnifying glass if necessary. If any dirt is found, repeat the cleaning and disinfection process. In addition, all tools should be visually inspected for damage and wear. Cutting edges are required to be undamaged and have continuous, sharp edges. Check correct assembly and whether the products retain their usability functions and if damage is found, the tool cannot be reused and must be separated.

KONSERWACJA

MAINTENANCE

PAKOWANIE

PACKAGING

Materials and equipment used:

- foil and paper packaging intended for steam sterilization in accordance with the EN ISO 11607 series standards,
- equipment for sealing foil and paper packaging.

Packing should be carried out in a room with controlled microbiological cleanliness. Make sure the package is large enough so that the packed instrument does not cause any tension in the welds. Instruments with sharp edges/tips should be packed in such a way as to prevent damage to the packaging. Place an appropriate indicator (test) of the effectiveness of the sterilization process in the packaging. Instruments should be sterilized on the pallet on which they were delivered, placed in a sterilization container.

NOTE: After welding, the sealing joint should be visually inspected for defects. If a defect is found, the packaging should be opened and the instruments repacked and sealed.

STERYLIZACJA

STERILIZATION

RESTERYLIZACJA

RESTERILIZATION

Instruments can be re-washed, disinfected and sterilized 200 to 500 times depending on the type of instrument. The manufacturer assumes this amount to be safe for the products, but the suitability of the instruments for use depends on their degree of wear - see the "Warnings and contraindications" section below. The user is responsible for the amount of instrument sterilization.

PRZECHOWYWANIE

STORAGE

TRANSPORT

TRANSPORTATION

Instruments should be transported to the place of use in tightly closed containers protecting against damage, moisture and loss of sterility. The traceability of instruments must be ensured.

Instrukcja postępowania z narzędziami przeznaczonymi do wielokrotnej sterylizacji

OSTRZEŻENIA I PRZECIWSKAZANIA

Mimo iż, w procesie wytwarzania zastosowano materiały mające na celu zapewnienie podwyższonej odporności na korozję, to ilość cykli zależy od wielu czynników m. in. od poprawności wykonywania procesów czyszczenia, dezynfekcji, suszenia oraz sterylizacji, konserwacji i prawidłowego użytkowania narzędzi.

Narzędzia nie posiadają daty ważności. Czas ich przydatności do użytkowania zależy od zużycia wynikającego z ich eksploatacji.

Przed każdorazowym użyciem narzędzie należy sprawdzić, by potwierdzić jego prawidłowe działanie. Wszystkie ruchome części (np. zawiasy, zamki, złącza, itp.) sprawdzić pod kątem pełnej ruchomości. Widoczne uszkodzenia, powstałe pęknięcia, wady powierzchniowe, zdeformowane komponenty lub tępe ostrza oznaczają, że narzędzia należy natychmiast wyłączyć z użytkowania.

INFORMACJE DODATKOWE

Instrukcje podane powyżej zostały zwalidowane i są odpowiednie do przygotowania narzędzi medycznych do ponownego użycia.

Należy pamiętać, że właściwe i zgodne z ich przeznaczeniem postępowanie z narzędziami wydłuża czas ich przydatności do użycia.

Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie normy PN-EN ISO 17664-1.

Wydanie 1; data weryfikacji: 12.02.2024

Instructions for handling instruments intended for repeated sterilisation

WARNINGS AND CONTRAINDICATIONS

Although materials were used in the manufacturing process to ensure increased corrosion resistance, the number of cycles depends on many factors, including the correct performance of cleaning, disinfection, drying and sterilization processes, maintenance and proper use of instruments.

The instruments do not have an expiration date. Their shelf life depends on the wear and tear resulting from their use.

The instrument should be checked before each use to confirm its proper operation. Check all moving parts (e.g. hinges, locks, joints, etc.) for full mobility. Visible damage, cracks, surface defects, deformed components or blunt blades mean that the instrument should be removed from use immediately.

ADDITIONAL INFORMATION

The instructions provided above have been validated and are suitable for reprocessing medical instruments. Please remember that handling tools according to their intended use and processing in accordance with these instructions extends their shelf life. In case of any questions or ambiguities, please contact the company's headquarters directly as follows.

This manual is based on the standard PN-EN ISO 17664-1.

Issue 1; date of verification: 12.02.2024

Informacje dodatkowe

Katalog 2026 wersja nr 1.MJS.2026 skierowany jest do profesjonalistów z branży medycznej.

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów prawa.

Zawarte w nim dane obejmują podstawowe informacje o produktach, takie jak nazwa, kod oraz specyfikacja techniczna.

Katalog nie zawiera treści promujących ani zachęt do nabycia produktów.

Prawa autorskie do zdjęć i projektu należą do ORIMED Martyna Jakubiak-Świrska.

Opracowanie i grafika: Robert Jakubiak

Druk: Agencja Reklamowa HAWARD Anna Smolicka

Additional information

Catalogue 2026 version no. 1.MJS.2026 is intended for medical professionals.

This catalogue is for informational purposes only and does not constitute advertising of medical devices within the meaning of the law.

The data contained therein includes basic information about the products, such as name, code and technical specifications.

The catalogue does not contain any promotional content or incentives to purchase the products.

The copyrights to the photographs and design belong to ORIMED Martyna Jakubiak-Świrska.

Development and graphics: Robert Jakubiak

Printing: Advertising Agency HAWARD Anna Smolicka

www.orimed.pl



Pobierz katalog



Download the catalogue



ORIMED[®]

ORIMED Martyna Jakubiak-Świrski
ul. Króla Zygmunta Augusta 9
08-445 Osieck, Polska / Poland
tel.: +48 502274647, +48 517433329
tel.: +48 256857125
e-mail: orimed@orimed.pl www.orimed.pl