



Warunki przechowywania i transportu narzędzi niesterylnych

Wyroby medyczne wielokrotnego użytku firmy Orimed odznaczają się dużą trwałością i odpornością, jednak, aby zachować wymaganą jakość, należy przestrzegać podstawowych zasad w przechowywaniu i transporcie tych wyrobów.

Wyroby należy przechować w standardowych warunkach temperatury i wilgotności unikając gwałtownych zmian warunków otoczenia.

Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta.

Należy chronić wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w wyrobach, należy je odseparować i skontaktować się z działem sprzedaży Orimed w celu ustalenia dalszych działań.